


Distributed by / Vertrieb / Distribuido por / Distribué par / Gedistribueerd door / Дистрибутор / Distribuuje / Distribueret af / Jakelija / Διαμέτεια από / Forgalmazó / 販売元 / Diedarkan oleh / Distribuert av / Dystrybutor / Distribuído por / Distributor / Дистрибутор / Distributor / Distribuerad av / Turustaja / Izplatītājs

- GB** B. Braun Medical Ltd.
Sheffield, S35 2PW - United Kingdom
- DE** B. Braun Melsungen AG
34212 Melsungen - Germany
- ES** B. Braun Medical SA
08191 Rubí (Barcelona) - Spain
- FR** B. BRAUN MEDICAL SAS
92210 Saint-Cloud - France
- IT** B. Braun Milano S.p.A.
20161 Milano - Italy
- NL** B. Braun Medical B.V.
5342 CW Oss - Netherlands
- BG** "Б. Браун Медикал" ЕООД
Sofia 1592 - Bulgaria
- CZ** B. Braun Medical s.r.o.
148 00 Praha 4 - Czech Republic
- DK** B. Braun Medical A/S
2000 Frederiksberg - Denmark
- EE** B. Braun Medical OÜ
Piltvee 8, Tallinn 12618
- FI** B. Braun Medical Oy
00350 Helsinki - Finland
- HU** B. Braun TradingKft
1023 Budapest - Hungary
- JP** B. BRAUN AESCULAP JAPAN CO.,LTD
Tokyo - Japan 113-0033
- LV** B. Braun Medical SIA
Ūdelu iela 16
Rīga, LV - 1064

- MY** Authorised representative / Wakil berdaftar:
B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd.
Bayan Lepas Free Industrial Zone,
11900 Penang, Malaysia
www.bbraun.com
- NO** B. Braun Medical AS
3142 Vestskogen - Norway
- PL** Aesculap-Chifa Sp. z o. o.
64-300 Nowy Tomyśl - Poland
- PT** B. Braun Medica, Lda
2730-053 Barcarena - Portugal
- RO** B. Braun Medical S.R.L.
Remetea Mare nr. 636 DN 6,
307350 Timiș, România
Tel. 0256 28 49 05
www.bbraun.ro
- RU** Уполномоченная организация (импортер) в РФ:
ООО «Б.Браун Медикал»
191040, г. Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, д. 10.
Тел./факс: (812) 320-40-04, Россия
- SK** B. Braun Medical s.r.o.
83103 Bratislava - Slovakia
- SI** Medis, d.o.o.
1001 Ljubljana - Slovenia
- RS** Beohem-3 doo
11000 Belgrade - Serbia
- SE** B. Braun Medical AB
182 12 Danderyd - Sweden


Flexima® - Softima® 3S



5120770 / 2020-02 / M1

Flexima® 3S / Softima® 3S

Effective




Effective

CE B. BRAUN MEDICAL SAS | 26 rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud | FRANCE




B | BRAUN

Flexima® 3S / Softima® 3S



Flexima® 3S / Softima® 3S



MD

- EN** Medical device as per 2017-745/EU
- DE** Medizinprodukt gemäß 2017-745/EU
- ES** Producto sanitario según el Reglamento (UE) 2017-745
- FR** Dispositif médical selon 2017-745/EU
- IT** Dispositivo medico secondo 2017-745/EU
- NL** Medisch hulpmiddel conform 2017-745/EU
- BG** Медицинско изделие съгласно 2017-745/EU
- CS** Zdravotnický prostředek dle nařízení (EU) 2017/745
- DA** Medicinsk udstyr i henhold til 2017-745/EU
- FI** Lääkinnällinen laite direktiivin 2017-745/EU mukaisesti
- EL** Ιατροτεχνολογικό προϊόν σύμφωνα με τον Κανονισμό 2017/745/EE
- ET** Meditsiiniseade 2017-745/EU kohaselt
- HU** Orvosi eszköz, a 2017/745/EU rendeletnek megfelelően
- JA** 2017-745/EUに 従った 医療機器
- LV** Mediciniskā ierīce saskaņā ar 2017-745/ES
- MS** Peranti perubatan berdasarkan 2017-745/EU
- NO** Peranti perubatan berdasarkan 2017-745/EU
- PL** Wyrób medyczny zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/745
- PT** Dispositivo médico de acordo com a diretiva 2017-745/EU
- RO** Dispozitiv medical conform 2017-745/EU
- RU** Медицинское изделие согласно 2017-745/EU
- SK** Zdravotnícka pomôcka podľa normy 2017-745/EU
- SL** Medicinski pripomoček v skladu z 2017-745/EU
- SR** Medicinsko sredstvo u skladu sa 2017-745/EU
- SV** Medicinteknisk produkt enligt 2017-745/EU

Effective

Effective

EN Instructions for Use

Effective

What Flexima® / Softima® 3S 2-Piece is and what is used for:
Flexima® / Softima® 3S is a 2-Piece collection system for enterostomates or urostomates comprising of:

- **A flat base plate with**
 - > a coupling ring for attaching the pouch with 3 security knobs and 3 slots allowing different positioning of the pouch,
 - > a hydrocolloid adhesive (A),
- **A convex base plate with**
 - > a coupling ring for attaching the pouch with 3 security knobs and 3 slots allowing different positioning of the pouch,
 - > a hydrocolloid adhesive (A),
 - > a convex ring.
- **Different types of pouches* including a coupling ring with guiding system for easy pouch application and loops to attach the B. Braun Belt:**
 - > Closed for colostomates,
 - > Drainable for enterostomates with either "RollUp" outlet or a "High Flow" cap allowing connection to a B. Braun distal bag,
 - > Drainable for urostomates with a "Uro" tap and uro connector allowing connection to a B. Braun distal bag.

Flexima® / Softima® 3S may be used concomitantly with B. Braun stoma care accessories.

Intended purpose and indication:

The product is indicated for collection and containment of stools or urine. The product is not intended to be used on a skin or mucus membrane presenting a pathological change or change following disease or a wound.

Closed pouches are primarily intended for colostomates; drainable "RollUp" pouches for colostomates with soft or liquid stools and ileostomates; drainable "High Flow" pouches for ileostomates and jejunostomy (in case of high flow liquid stools) and drainable "Uro" pouches for urostomates.

Clinical benefits & performances: Ostomy appliances compensate for the loss of faecal and/or urinary continence.

Patient population: Enterostomates and urostomates adults or children above four years

Contraindication:

There are no formal contraindications for the use of Flexima® / Softima® 3S.

Residual risks or side effects:

Peristomal skin complications can occur while using Flexima® / Softima® 3S

Instructions for Use:

1 **Preparing the skin**

Wash your hands before starting the procedure.

Gently clean the peristomal area with lukewarm water. Avoid ether, alcohol or any other topical product which could interfere with base plate adhesion. Carefully dab dry the skin with soft and non-shedding cloths.

2 **Preparing the base plate**

If you are using a Cut-To-Fit product, cut the central opening of the hydrocolloid adhesive to the size of your stoma (A) possibly with the help of the Stoma Guide. Do not cut beyond the maximum possible diameter and make sure that there is always a 2 to 3 mm margin around your stoma in order not to strangle or hurt the stomal mucosa.

Note: Pre-Cut products are not intended to be cut out

3 **Applying the base plate**

Peel off the release. Apply the base plate around your stoma in a way such that the 3 security knobs are located at the top (B). In order to improve the adhesion, place hands over the base plate to warm it up.

4 **Applying the pouch (closed & drainable)**

For drainable "RollUp" and "High Flow" pouches, close the closure outlet:

- Drainable "RollUp" pouches: Fold the extremity of the sleeve four times using the guides and fold the tab back. To seal the outlet, make sure that the two self-fastening strips are aligned, facing each other and apply pressure on all their length (O).
- Drainable "High Flow" pouches: Close the cap as far as maximum (V).

For drainable "Uro" pouches, make sure that the tap is closed by turning it clockwise (Q).

Effective

Separate the pouch walls by crumpling it slightly to introduce air into it.

Grasp the pouch by the sides (C).

Insert the guiding tab which is situated at the bottom of the pouch coupling ring into one of the slots at the bottom of the base plate coupling ring, depending on how you want to orient the pouch (D).

Starting at the bottom of the coupling rings, interlock them by pressing them together, progressing from bottom to top (E, F) over the entire circumference (H). You can place your thumbs under the base plate ring to achieve a better grip and so avoid applying pressure on the abdomen; this must be done gently in order not to damage the film, which attaches the coupling ring to the base plate (G).

Lock the upper tab of the pouch coupling ring with the corresponding security knob of the base plate (I).

5 Emptying of drainable pouches

Position yourself appropriately.

■ Drainable "Roll-Up" pouches:

Release the two self-fastening strips and unroll the sleeve towards the toilet bowl. Be careful, emptying will start right at this point. To fully open the outlet, apply slight pressure with your fingers on guides (M). Once the emptying is complete, expel, as much as possible, any matter still in the sleeve by pressing it lightly from top to bottom. Carefully clean its extremity avoiding the use of shedding cloths (N).

■ Drainable "High Flow" pouches:

Remove the cap by pulling it straight (S-T-U) and point it towards the toilet bowl. Once the emptying is complete, clean the cap.

■ Drainable "Uro" pouches

Point the tap towards the toilet bowl, slowly turn the tap counter-clockwise until the desired flow rate is obtained (P). After emptying of drainable pouches, close the closure outlet again as indicated above.

6 Using uro connectors

The connection of the pouch to a B. Braun distal bag can require the use of the supplied uro connector. To clip on the uro connector, press the two wings and insert it into the pouch tap (W). Open the tap turning it half a turn counter-

clockwise to allow urine to flow in the B. Braun distal bag. To un-clip, close the tap of the pouch by turning it half clockwise and pull out the uro connector by pressing the two wings (W).

7 Using B. Braun belt

If you wish to use a B. Braun belt, choose two loops that are diametrically opposed (X-Y).

8 Using filter protection stickers

Before bathing or showering, stick the filter protection sticker over the gas evacuation openings (R) in order to maintain filter performances. For Split cover, this must require to lift the comfort film and to stick the filter protection filter directly on the pouch films. After bath or shower, remove the filter protection stickers.

9 Removing the products

■ Removing the pouch:

Remove the upper tab of the pouch from the security knob (J) and separate the two coupling rings by gently pulling downwards the tab (K - L).

Before applying a new pouch, clean the base plate with a non-shedding cloth.

■ Removing the base plate:

Pull slightly on the top of the base plate and remove the base plate from the top to the bottom, while maintaining gentle pressure on the skin around the stoma with your other hand.

**Availability may vary from one country to another*

If you note any change on your stoma and/or peristomal skin, please contact your health care professional.

National regulations for the destruction of potentially infectious materials must be observed.

Was ist das 2-teilige Flexima® / Softima® 3S Stoma-Produkt und wofür wird es verwendet?

Flexima® / Softima® 3S ist ein 2-teiliges Stomaversorgungssystem für Enterostoma- oder Urostomaträger, bestehend aus:

■ Einer flachen Basisplatte mit

> einem Kupplungsring zum Befestigen des Beutels mit 3 Sicherheitsknöpfen und 3 Schlitzen für eine flexible Positionierung des Beutels,

> einer hydrokolloiden Klebefläche (A).

■ Einer konvexen Basisplatte mit

> einem Kupplungsring zum Befestigen des Beutels mit 3 Sicherheitsknöpfen und 3 Schlitzen für eine flexible Positionierung des Beutels,

> einer hydrokolloiden Klebefläche (A),

> einem konvexen Ring.

■ Verschiedene Beutelarten*, die für eine einfache Anbringung des Beutels mit einem Kupplungsring mit Führungssystem und zum Befestigen des B. Braun Gürtels mit Schlaufen ausgestattet sind:

> geschlossene Beutel für Enterostomaträger,

> entleerbare Beutel für Enterostomaträger mit einem „Roll'Up“ (hochrollbaren)- oder einem „High-Flow“-Verschluss (mit hohem Durchfluss) zum Anschluss eines distalen B. Braun Beutels,

> entleerbare Beutel für Urostomaträger mit einem „Uro“-Ablasshahn (Urostomie) und Uro-Anschluss zur Konnektion eines distalen B. Braun Beutels.

Flexima® / Softima® 3S kann zusammen mit dem B. Braun Stoma Zubehör verwendet werden.

Zweckbestimmung und Indikation:

Das Produkt ist für die Sammlung und das Eindämmen/Einschließen des Stuhls oder Urins bei Patienten mit einer Enterostomie oder einer Urostomie indiziert. Das Produkt darf nicht auf der Haut oder Schleimhäuten verwendet werden, die eine pathologische Veränderung oder eine Veränderung nach einer Krankheit oder einer Wunde aufweisen.

Geschlossene Beutel sind hauptsächlich für Kolostomaträger; entleerbare „Roll'Up“-Beutel für Kolostomaträger mit weichen oder flüssigen Stühlen und Ileostomaträger; entleerbare „High-Flow“-Beutel für Ileostomaträger und Jejunostomie (mit flüssigem Stuhl mit hohem Durchfluss); und entleerbare „Uro“-Beutel sind für Urostomaträger bestimmt.

Klinischer Nutzen und Leistungsmerkmale: Stoma-Vorrichtungen

diene dem Auffang von Ausscheidungen bei einer Stuhl- und/oder Harnkontinenz.

Patientenpopulation: Erwachsene Enterostoma- und Urostomaträger und Kinder über vier Jahren

Kontraindikation:

Es bestehen für die Verwendung von Flexima® / Softima® 3S keine formalen Kontraindikationen.

Restrisiken oder Nebenwirkungen:

Während der Verwendung von Flexima® / Softima® 3S können Komplikationen der peristomalen Haut auftreten

Gebrauchsanweisung:**1 Vorbereitung der Haut**

Waschen Sie vor dem Beginn des Eingriffs Ihre Hände.

Reinigen Sie vorsichtig den Bereich rund um das Stoma mit lauwarmem Wasser (O). Vermeiden Sie die Verwendung von Ether, Alkohol oder anderen aktuellen Produkten, die die Haftung der Basisplatte beeinträchtigen können. Tupfen Sie vorsichtig mit einem weichen und fusselfreien Tuch die Haut trocken.

2 Vorbereitung der Basisplatte

Wenn Sie ein zuschneidbares Produkt verwenden, schneiden Sie die mittige Öffnung der hydrokolloiden Klebefläche auf die Größe Ihres Stomas (A) zu. Ggf. mit Hilfe der Stoma-Schablone. Vermeiden Sie ein Schneiden über den maximal möglichen Durchmesser und sorgen Sie dafür, dass immer ein Abstand von 2 bis 3 mm um Ihr Stoma vorhanden ist, um die Stomaschleimhaut nicht zu strangulieren oder zu verletzen.

Hinweis: Vorgeschchnittene Produkte sind nicht zum Ausschneiden vorgesehen.

3 Anbringung der Basisplatte

Entfernen Sie das Schutzpapier. Legen Sie die Basisplatte um Ihr Stoma und achten Sie darauf, dass die 3 Sicherheitsknöpfe nach oben gerichtet sind (B). Um die Haftung zu verbessern, legen Sie zum Aufwärmen die Hände auf die Basisplatte.

4 Anbringung des Beutels (geschlossen und entleerbar)

Bei entleerbaren Beuteln mit einem „Roll'Up“- oder einem „High-Flow“-Verschluss verschließen Sie den Ablassverschluss.

■ Entleerbare „Roll'Up“-Beutel: Falten Sie das Ende des Auslasses viermal unter Beachtung der Führungen und klappen Sie die Lasche zurück. Stellen Sie zum Verschließen des Auslasses sicher, dass die beiden gegenüberliegenden selbstklebenden Streifen aufeinander ausgerichtet sind, und üben Sie auf ihre gesamte

Länge Druck aus (O).

- Entleerbare „High-Flow“-Beutel: Schließen Sie den Verschluss so weit es möglich ist (V).

Stellen Sie bei den entleerbaren „Uro“-Beuteln sicher, dass der Ablasshahn geschlossen ist, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen (Q). Trennen Sie die Wände des Beutels voneinander, indem Sie ihn leicht knüllen, damit in ihn Luft eindringen kann.

Fassen Sie den Beutel an den Seiten (C).

Führen Sie die Positionierungslasche an der Unterseite des Kupplungsringes des Beutels je nach der von Ihnen gewünschten Orientierung in einen der Schlitze unter dem Kupplungsring der Basisplatte ein (D).

Verriegeln Sie die Kupplungsringe, indem Sie sie von unten nach oben (E, F) über den gesamten Umfang zusammendrücken (H). Sie können dabei die Daumen unter den Ring der Basisplatte schieben, um einen besseren Halt zu haben und nicht auf den Bauch drücken zu müssen. Gehen Sie dabei vorsichtig vor, um jede versehentliche Beschädigung des Folie, die sich unter dem Kupplungsring der Basisplatte befindet, zu vermeiden (G).

Verriegeln Sie die obere Lasche des Kupplungsringes des Beutels mit dem entsprechenden Sicherungsknopf der Basisplatte (I).

5 Entleerung von entleerbaren Beuteln

Nehmen Sie eine angemessene Position ein.

■ Entleerbare „Roll‘Up“-Beutel:

Lösen Sie die beiden selbstklebenden Streifen und rollen Sie den Stutzen zur Toilettenschüssel aus. Seien Sie vorsichtig: an diesem Punkt beginnt gleich die Entleerung. Um den Auslass vollständig zu öffnen, drücken Sie leicht mit Ihren Fingern auf die Führungen (M). Sobald die Entleerung abgeschlossen ist, entfernen Sie alles, was sich noch im Auslass befindet, indem Sie ihn leicht von oben nach unten auspressen. Reinigen Sie sorgfältig die Enden und verwenden Sie dafür fusselfreie Tücher (N).

Entleerbare „High-Flow“-Beutel:

Entfernen Sie den Verschluss, indem Sie diesen gerade nach unten ziehen (S-T-U) und richten Sie die Öffnung des Beutels zur Toilettenschüssel. Sobald die Entleerung abgeschlossen ist, reinigen Sie den Verschluss.

■ Entleerbare „Uro“-Beutel

Richten Sie den Hahn zur Toilettenschüssel und drehen Sie ihn langsam gegen den Uhrzeigersinn, bis der gewünschte Fluss erreicht ist (P).

Nach dem Entleeren der entleerbaren Beutel verschließen Sie wie oben angegeben wieder den Verschluss.

6 Verwendung von Uro-Anschlüssen

Der Anschluss des Beutels an einen distalen B. Braun Beutel kann die Verwendung des mitgelieferten Uro-Anschlusses erfordern. Zum Aufstecken des Uro-Anschlusses die beiden Flügel drücken und an den Hahn des Beutels dran drücken (W). Öffnen Sie den Hahn, indem Sie ihn eine halbe Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen, damit der Urin in den distalen B. Braun Beutel fließen kann. Zum Lösen den Hahn des Beutels durch eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn schließen und Uro-Anschluss durch Drücken der zwei Flügel abziehen (W).

7 Verwendung des B. Braun Gürtels

Wenn Sie einen B. Braun Gürtel verwenden möchten, wählen Sie zwei einander diametral gegenüberliegende Schlaufen aus (X-Y).

8 Verwendung von Filter-Schutzklebestreifen

Kleben Sie vor dem Baden oder Duschen den Filter-Schutzklebestreifen über die Gasaustrittsöffnungen (R), um die Filterleistung aufrechtzuerhalten. Bei der Abdeckung mit Spalt dazu die Schutzfolie anheben und den Filter-Schutzklebestreifen direkt auf die Beutelfolien kleben. Entfernen Sie nach dem Baden oder Duschen die Filter-Schutzklebestreifen.

9 Entfernung der Produkte

■ Entfernung des Beutels:

Trennen Sie die obere Lasche des Beutels vom Sicherheitsknopf (J) sowie die beiden Kupplungsringe, indem Sie die Lasche vorsichtig nach unten ziehen (K - L).

Vor Anbringung eines neuen Beutels, die Basisplatte mit einem fusselfreien Tuch reinigen.

■ Entfernung der Basisplatte:

Ziehen Sie leicht an der Oberseite der Basisplatte und entfernen Sie diese von oben nach unten, während Sie mit der anderen Hand sanft auf die Haut um das Stoma drücken.

**Die Verfügbarkeit hängt vom jeweiligen Land ab*

Sollten Sie bei Ihrem Stoma und/oder auf Ihrer peristomalen Haut Veränderungen feststellen, wenden Sie sich bitte an Ihren behandelnden Arzt.

Qué es el sistema de dos piezas Flexima® / Softima® 3S y para qué se usa

Flexima® / Softima® 3S es un sistema de recolección de dos piezas para enterostomías o urostomías que consiste en:

■ Una placa base plana con

> un anillo de acoplamiento para acoplar la bolsa con 3 tiradores de seguridad y 3 ranuras que permiten que la bolsa se coloque de distintas formas,

> un adhesivo hidrocoloide (A).

■ Una placa base convexa con

> un anillo de acoplamiento para acoplar la bolsa con 3 tiradores de seguridad y 3 ranuras que permiten que la bolsa se coloque de distintas formas,

> un adhesivo hidrocoloide (A),

> un anillo convexo.

■ **Distintos tipos de bolsas***, que incluyen un anillo de acoplamiento con un sistema de guía para colocar fácilmente la bolsa y asas para acoplar el cinturón de B. Braun:

> cerradas para enterostomías,

> drenables para enterostomías con una salida «Roll'Up» (enrollable) o un tapón «High Flow» (de flujo alto) que permite la conexión a una bolsa distal de B. Braun,

> drenables para urostomías con un tapón «Uro» (urostomía) y un conector de urostomía que permite la conexión con una bolsa distal de B. Braun.

Flexima® / Softima® 3S se puede usar de forma concomitante con accesorios para el cuidado del estoma de B. Braun.

Finalidad prevista e indicaciones:

El producto ha sido diseñado para recoger y contener heces u orina procedente de pacientes con una enterostomía o urostomía. El producto no ha sido diseñado para utilizarse en la piel o en una membrana mucosa que presente un cambio patológico o un cambio tras una enfermedad o una herida.

Las bolsas cerradas han sido principalmente diseñadas para pacientes colostomizados. Las bolsas drenables «Roll'Up» (enrollables) han sido diseñadas para pacientes colostomizados con heces blandas o líquidas y pacientes con ileostomías. Las bolsas drenables «High Flow» (de flujo alto) han sido diseñadas para pacientes con ileostomías y yeyunostomías (en caso de heces líquidas de alto flujo) y las bolsas drenables «Uro» (urostomía) para pacientes con urostomías.

Beneficios clínicos y funcionamiento: Los equipos de ostomía compensan la pérdida de continencia fecal o urinaria.

Pacientes previstos: Pacientes con enterostomías o urostomías adultos o niños mayores de cuatro años.

Contraindicaciones:

No existen contraindicaciones formales relacionadas con el uso de Flexima®/ Softima® 3S.

Riesgos residuales o efectos secundarios:

Pueden darse complicaciones en la piel periestomal cuando se utiliza Flexima® / Softima® 3S.

Instrucciones de uso:**1 Preparación de la piel**

Lávese las manos antes de comenzar con la intervención.

Limpie con cuidado la zona de alrededor del estoma con agua tibia. Evite usar éter, alcohol u otro producto tóxico que pueda interferir con la adhesión de la placa base. Seque con cuidado la piel aplicando toques con un paño suave que no desprenda pelusa.

2 Preparación de la placa base

Si está utilizando un producto que se debe cortar para adaptarlo, corte la abertura central del adhesivo hidrocoloide y adapte la al tamaño del estoma (A), posiblemente con la ayuda de la guía del estoma. No corte más allá del diámetro máximo permitido y asegúrese de que siempre queda un margen de 2-3 mm alrededor del estoma para no ahogar o dañar la mucosa estomal.

Nota: Los productos de precorte no han sido diseñados para cortarse.

3 Aplicar la placa base

Despegue la funda. Aplique la placa base alrededor del estoma de forma que los tres tiradores de seguridad queden situadas en la parte superior (B). Para mejorar la adhesión, coloque las manos sobre la placa base para calentarla.

4 Aplicar la bolsa (cerrada y drenable)

Para las bolsas drenables «Roll'Up» (enrollables) y «High Flow» (de alto flujo), cierre la abertura de salida:

■ **Bolsas drenables «Roll'Up» (enrollables):** Doble el extremo de la camisa cuatro veces utilizando las guías y doble la pestaña hacia atrás. Para cerrar la salida, asegúrese de que las dos tiras autofijables están alineadas y una enfrente de la otra. Aplique presión a lo largo de ellas (O).

■ **Bolsas drenables «High Flow» (de alto flujo):** Cierre la válvula todo lo que pueda (V).

Para las bolsas drenables «Uro» (urostomía), asegúrese de que la válvula está cerrada girándola en el sentido de las agujas del reloj (Q).

Separe las paredes de la bolsa arrugándola ligeramente para introducir aire dentro de ella.

Coja la bolsa por los laterales (C).

Introduzca la pestaña guía que está situada en la parte inferior del anillo de acoplamiento de la bolsa en una de las ranuras en la parte inferior del anillo de acoplamiento de la placa base, según la manera en la que quiera orientar la bolsa (D).

Empezando por la parte inferior de los anillos de acoplamiento, engánchelos apretándolos, desde abajo hacia arriba (E, F) a lo largo de toda la circunferencia (H). Puede colocar los pulgares por debajo del anillo de la placa base para lograr una mejor sujeción y, de esa forma, evitar aplicar presión en el abdomen. Hágalo con suavidad para no dañar la película que sujeta el anillo de acoplamiento en la placa base (G).

Bloquee la pestaña superior del anillo de acoplamiento de la bolsa con el tirador de seguridad correspondiente de la placa base (I).

5 Vaciado de las bolsas drenables

Colóquese correctamente.

■ Bolsas drenables «Roll'Up» (enrollables):

Suelte las dos tiras autofijables y desenrolle la camisa hacia la taza del inodoro. Tenga cuidado, ya que el vaciado empezará en este momento. Para abrir la salida por completo, aplique un poco de presión con los dedos en las guías (M). Cuando haya finalizado el vaciado, expulse la mayor cantidad de posible de materia que quede en la camisa apretándola ligeramente de arriba hacia abajo. Limpie el extremo con cuidado y evite usar paños que desprendan pelusas (N).

■ Bolsas drenables «High Flow» (de alto flujo):

Quite la válvula tirando de ella recto (S-T-U) y apuntando hacia la taza del inodoro. Una vez que haya terminado el vaciado, limpie la válvula.

■ Bolsas drenables «Uro» (urostomía)

Coloque la válvula apuntando hacia la taza del inodoro y gire la válvula lentamente en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta que obtenga la tasa de flujo deseada (P).

Después de vaciar las bolsas drenables, cierre la abertura de salida de nuevo, tal como se indica arriba.

6 Uso de conectores uro

Es posible que la conexión de la bolsa con una bolsa distal de B. Braun necesite un conector uro que se suministra. Para abrochar

el conector uro, apriete las dos alas e introduzcalo en la válvula de la bolsa (W). Abra la válvula girándola media vuelta en el sentido contrario de las agujas del reloj para permitir que la orina fluya a la bolsa distal de B. Braun. Para desabrocharlo, cierre la válvula de la bolsa girándola media vuelta en el sentido de las agujas del reloj y saque el conector uro apretando las dos alas (W).

7 Uso del cinturón de B. Braun

Si quiere usar un cinturón de B. Braun, elija las dos asas que están diametralmente opuestas (X-Y).

8 Uso de adhesivos para proteger el filtro

Antes de bañarse o ducharse, pegue el adhesivo para proteger el filtro sobre las aberturas de evacuación de gas (R) para mantener el funcionamiento del filtro. En el caso de las fundas divididas, levante la película de confort y pegue el adhesivo para proteger el filtro directamente en la película de la bolsa. Tras el baño o la ducha, quite el adhesivo para proteger el filtro.

9 Quitar los productos

■ Quitar la bolsa:

Quite la pestaña superior de la bolsa del tirador de seguridad (J) y separe los dos anillos de acoplamiento tirando hacia abajo la pestaña con suavidad (K - L).

Antes de aplicar una bolsa nueva, limpie la placa base con un paño que no desprenda pelusas.

■ Para quitar la placa base:

Tire un poco de la parte superior de la placa base y quitela de arriba a abajo mientras aplica una ligera presión en la piel alrededor del estoma con la otra mano.

**La disponibilidad puede variar de un país a otro.*

Si observa algún camio en el estoma o en la piel periestomal, póngase en contacto con su profesional sanitario.

Qu'est ce que Flexima® / Softima® 3S 2 pièces et comment l'utiliser ?

Flexima® / Softima® 3S est un système 2 pièces de recueil de selles ou d'urine pour les patients présentant une stomie digestive ou urinaire, comprenant :

■ Un support plan avec

> un anneau de couplage pour la fixation de la poche avec 3 boutons de sécurité et 3 positions d'accroche pour orienter la poche,

> un adhésif hydrocolloïde (A).

■ Un support convexe avec

> un anneau de couplage pour la fixation de la poche avec 3 boutons de sécurité et 3 positions d'accroche pour orienter la poche,

> un adhésif hydrocolloïde (A),

> un anneau convexe.

■ Différents types de poches* comprenant un anneau de couplage avec un système de guidage pour une mise en place facilitée de la poche et des boucles pour attacher la ceinture B. Braun :

> Fermée pour les patients présentant une stomie digestive,

> Vidable pour les patients présentant une stomie digestive avec soit un manchon « Roll'Up » soit un bouchon haut débit permettant une connexion à une poche de recueil à distance B. Braun,

> Vidangeable pour les patients présentant une stomie urinaire avec un robinet « Uro » et un connecteur « Uro » permettant une connexion à une poche de recueil à distance B. Braun.

Flexima® / Softima® 3S peut être utilisé avec les accessoires de stomathérapie B. Braun.

Destination et indication :

Ce produit est indiqué pour le recueil des selles ou d'urine chez des patients présentant une stomie digestive ou urinaire. Le produit n'est pas destiné à être utilisé sur une peau ou une muqueuse présentant une altération pathologique ou consécutive à une maladie ou à une blessure.

Les poches fermées sont principalement destinées aux patients colostomisés ; les poches vidables « Roll'Up » sont destinées aux patients colostomisés avec des selles molles ou liquides et aux patients iléostomisés ; les poches vidables haut débit sont destinées aux patients iléostomisés ou présentant une jéjunostomie (en cas de selles liquides à haut débit) et les poches vidangeables « Uro » sont destinées aux patients urostomisés.

Bénéfices cliniques et performances : Les appareillages de stomie compensent la perte de continence fécale et/ou urinaire.

Population de patient : Adultes ou enfants âgés de plus de 4 ans présentant une stomie digestive ou urinaire

Contre-indication :

Il n'y a aucune contre-indication formelle à l'utilisation du Flexima®/ Softima® 3S.

Risques résiduels ou effets secondaires :

Des complications au niveau de la peau péristomiale peuvent survenir lors de l'utilisation du Flexima® / Softima® 3S

Notice d'utilisation :

1 Préparation de la peau

Se laver les mains avant de commencer la procédure.

Nettoyer délicatement la zone péristomiale à l'eau tiède. Éviter l'éther, l'alcool ou tout autre produit topique qui pourrait interférer avec l'adhérence du support. Sécher la peau avec soin en la tamponnant avec un chiffon doux et non pelucheux.

2 Préparation du support

En cas d'utilisation d'un produit à découper, découper l'ouverture centrale de l'adhésif hydrocolloïde à la taille de la stomie (A), éventuellement à l'aide du guide de stomie. Ne pas découper au-delà du diamètre maximal possible et s'assurer qu'il y a toujours une marge de 2 à 3 mm autour de la stomie afin de ne pas étrangler ou léser la muqueuse stomiale.

Remarque : Les produits prédécoupés ne sont pas destinés à être découpés.

3 Mise en place du support

Retirer le papier de protection. Appliquer le support autour de la stomie de manière à ce que les 3 boutons de sécurité soient situés en haut (B). Afin d'améliorer l'adhérence, placer les mains sur le support pour le réchauffer.

4 Mise en place de la poche (fermée et vidable)

Pour les poches vidables « Roll'Up » et haut débit, fermer la sortie :

■ Poches vidables « Roll'Up » : Replier l'extrémité du manchon quatre fois à l'aide des guides et rabattre la languette. Pour fermer la sortie, s'assurer que les deux bandes de fixation sont alignées et en face l'une de l'autre et exercer une pression sur toute la longueur (O).

■ Poches vidables haut débit : Bien fermer le bouchon (V).

Pour les poches vidangeables « Uro », s'assurer que le robinet est fermé en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre (O). Séparer les parois de la poche en la froissant légèrement pour y

introduire de l'air.

Saisir la poche par les côtés (C).

Insérer la languette de guidage qui se trouve au bas de l'anneau de couplage de la poche dans l'une des fentes au bas de l'anneau de couplage du support, en fonction de l'orientation souhaitée de la poche (D).

Engager l'emboîtement des anneaux de couplage en commençant par le bas et appuyer sur les deux anneaux. Finaliser le couplage des deux anneaux de manière progressive du bas vers le haut (E, F) sur tout le pourtour (H). Il est possible de placer ses pouces sous l'anneau du support pour une meilleure prise et éviter ainsi l'appui sur l'abdomen ; cette opération doit être faite en douceur pour éviter une perforation involontaire du film qui se trouve sous l'anneau de couplage du support (G).

Clipper la languette supérieure de la poche sur le bouton du support correspondant (I).

5 Vidange des poches vidables

Se positionner correctement.

■ Poches vidables « Roll'Up » (clamp) :

Détacher les deux bandes auto-agrippantes et dérouler le manchon vers la cuvette des toilettes. Attention, la vidange débute à ce moment. Pour ouvrir complètement le bas du manchon, placer les doigts de chaque côté des languettes blanches (M). La vidange achevée, expulser au maximum les matières qui pourraient encore se trouver dans le manchon en le pressant légèrement de haut en bas. Nettoyer soigneusement son extrémité en évitant d'avoir recours à des chiffons pelucheux (N).

■ Poches vidables « High Flow » (haut débit) :

Retirer le capuchon en le tirant droit (S-T-U) et diriger l'ouverture de la poche dans la cuvette des toilettes. Après la vidange, nettoyer avec du papier toilette et refermer au moyen du bouchon.

Poches vidangeables « Uro »

Diriger le robinet dans la cuvette des toilettes, faire tourner doucement le bouchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à obtenir la vitesse d'écoulement désirée (P).

Pour refermer le bouchon une fois la poche vidée, tourner le bouchon jusqu'à sa position initiale dans le sens des aiguilles d'une montre.

6 Utilisation de connecteurs « Uro »

La connexion de la poche de recueil à distance B. Braun peut nécessiter l'utilisation du connecteur « Uro » fourni. Pour clipser le connecteur « Uro », appuyer sur les deux ailettes et l'insérer

dans le robinet de la poche (W). Ouvrir le robinet en le tournant d'un demi-tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour permettre à l'urine de s'écouler dans la poche de recueil à distance B. Braun. Pour le déclipser, fermer le robinet de la poche en le tournant d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre et retirer le connecteur « Uro » en appuyant sur les deux ailettes (W).

7 Utilisation d'une ceinture B. Braun

Le port d'une ceinture B. Braun est souhaité, veiller à utiliser 2 encoches diamétralement opposées (X-Y).

8 Utilisation des étiquette adhésives pour filtre

Avant de prendre un bain ou une douche, coller une pastille adhésive sur les ouvertures destinées à l'évacuation des gaz du filtre (R) afin de préserver les performances du filtre. Pour une poche avec fenêtre, il faut ouvrir la fenêtre de vision et coller une pastille adhésive pour filtre directement sur le film de la poche. Après un bain ou une douche, retirer les pastilles du filtre.

9 Retrait des produits

■ Retrait de la poche :

Retirer la languette supérieure de la poche du bouton de sécurité (J) et séparer les deux anneaux de couplage en tirant délicatement sur la languette vers le bas (K - L).

Avant de mettre en place une nouvelle poche, nettoyer le support avec un chiffon non pelucheux.

■ Retrait du support :

Tirer légèrement sur le dessus du support et retirer le support de haut en bas, tout en maintenant une légère pression sur la peau autour de la stomie avec l'autre main.

**La disponibilité peut varier d'un pays à l'autre*

Si des changements sont constatés au niveau de la stomie et/ou de la peau péristomiale, contacter un professionnel de santé.

IT Istruzioni per l'uso

Effective

Sistema due pezzi ad aggancio meccanico Flexima®/Softima® 3S

Flexima®/Softima® 3S è un sistema di raccolta a due pezzi per pazienti con enterostomie o urostomie composto da:

■ Una placca piana con

> una flangia per il fissaggio della sacca con, nella parte superiore, tre bottoni di sicurezza e, nella parte inferiore, tre scanalature che consentono tre diversi posizionamenti della sacca,

> un protettore cutaneo adesivo (A).

■ Una placca convessa con

> una flangia per il fissaggio della sacca con, nella parte superiore, tre bottoni di sicurezza e, nella parte inferiore, tre scanalature che consentono tre diversi posizionamenti della sacca,

> un protettore cutaneo adesivo (A),

> un anello convesso.

■ Diversi tipi di sacche* con flangia di posizionamento per un aggancio semplice e guidato della sacca alla placca e, sul retro, con tre occhielli (per lato) per il fissaggio della cintura B. Braun:

> A fondo chiuso per enterostomie,

> A fondo aperto con sistema integrato di scarico "Roll'Up" o con sistema di scarico ad alta portata "High Flow", collegabile ad una sacca di raccolta distale B. Braun,

> A fondo aperto (per urostomie) con rubinetto di scarico collegabile a una sacca distale B. Braun.

Flexima®/Softima® 3S può essere utilizzata in combinazione con gli accessori B. Braun per la cura della stomia.

Destinazione d'uso:

Il prodotto è indicato per la raccolta di feci o urine in pazienti con enterostomia o urostomia. Il prodotto non deve essere utilizzato su cute o mucose che presentino lesioni in seguito ad una malattia.

Le sacche a fondo chiuso sono destinate principalmente ai pazienti colostomizzati; le sacche a fondo aperto con sistema integrato di scarico "Roll'Up" sono destinate alla raccolta di feci morbide o liquide in pazienti ileostomizzati; le sacche a fondo aperto con sistema integrato di scarico ad alta portata "High Flow" sono destinate a pazienti ileostomizzati o con digiunostomia (con feci molto liquide ed evacuazioni frequenti); le sacche a fondo aperto per urostomia sono destinate a pazienti urostomizzati.

Benefici clinici e prestazioni: Il ruolo dei dispositivi di raccolta per

stomie è quello di sopprimere alla perdita di continenza fecale e/o urinaria.

Popolazione di pazienti: Adulti o bambini di età superiore a quattro anni portatori di stomia.

Controindicazioni:

Non vi sono controindicazioni formali per l'uso di Flexima®/Softima® 3S.

Effetti collaterali:

Durante l'utilizzo di Flexima®/Softima® 3S possono verificarsi complicanze cutanee peristomiali.

Istruzioni per l'uso:

1 Preparazione della cute

Lavarsi le mani prima di iniziare la procedura.

Pulire delicatamente l'area peristomiale con acqua tiepida. Evitare etere, alcool o qualsiasi altro prodotto topico che potrebbe interferire con l'adesività della placca. Asciugare accuratamente la cute con un panno morbido che non lasci pelucchi.

2 Preparazione della placca

Se si utilizza una placca ritagliabile, tagliare il foro centrale del protettore cutaneo in base alle dimensioni della stomia (A) aiutandosi con la guida di misurazione per stomia. Non ritagliare il protettore cutaneo della placca oltre il diametro massimo possibile e assicurarsi sempre di lasciare un margine di 2 o 3 mm intorno alla stomia, per evitare compressione alla base dello stoma. Nota: I protettori cutanei con foro pretagliato non sono destinati ad essere tagliati.

3 Applicazione della placca

Rimuovere la pellicola di protezione. Posizionare la placca intorno allo stoma avendo cura di porre i tre bottoni di sicurezza della flangia in alto (B). Per una migliore adesione, posizionare le mani sulla placca per riscaldare il protettore cutaneo.

4 Applicazione della sacca (a fondo chiuso e a fondo aperto)

Per sacche a fondo aperto con sistema integrato di scarico "Roll'Up" e "High Flow", verificare che l'apertura dello scarico sia chiusa prima di procedere con l'applicazione.

■ Sacche con sistema integrato di scarico "Roll'Up": Arrotolare il condotto di scarico quattro volte su se stesso utilizzando la linguetta guida posta all'estremità del condotto. Per chiudere lo scarico, assicurarsi che la sua estremità e la linguetta in velcro siano allineati ed esercitare una pressione su tutta la loro lunghezza. (C).

- Sacche con sistema integrato di scarico ad alta portata "High Flow": Chiudere il tappo della sacca, posizionato in corrispondenza dell'apertura (S-T-U).

Per sacche per urostomia, assicurarsi che il rubinetto di scarico sia chiuso ruotandolo in senso orario (O).

Separare i lati della sacca piegandoli leggermente per permettere l'entrata di un pò d'aria.

Tenere la sacca dai suoi bordi laterali (C).

Inserire la linguetta della guida di posizionamento (situata nella parte inferiore della flangia di aggancio sulla sacca) in una delle scanalature sul fondo della flangia della placca (in funzione del modo in cui si desidera orientare la sacca) (D).

Partendo dal fondo, bloccare le due flange premendole insieme, dal basso verso l'alto (E, F) su tutta la circonferenza (H). È possibile posizionare i pollici sotto la flangia della placca per ottenere una migliore presa ed evitare così di esercitare pressione sull'addome; ciò deve essere fatto con delicatezza per non danneggiare la pellicola che tiene attaccata la flangia alla placca (G).

Agganciare la linguetta superiore della sacca al bottone di sicurezza sulla placca corrispondente (I).

5 Svuotamento delle sacche a fondo aperto

Posizionarsi in maniera appropriata.

- Sacche con sistema di scarico integrato "Roll'Up":

Sganciare la linguetta guida dal velcro e srotolare il condotto di scarico. Attenzione, lo svuotamento inizierà proprio in questo momento. Per aprire completamente il condotto di scarico, esercitare una leggera pressione con le dita sull'estremità dello scarico (M). Una volta completato lo svuotamento, rimuovere, per quanto possibile, qualsiasi materiale rimasto nel condotto premendo leggermente dall'alto verso il basso. Pulirne accuratamente l'estremità con un panno privo di lanugine o un asciugamano (N).

- Sacche con sistema di scarico ad alta portata "High Flow":

Togliere il tappo tirandolo perpendicolarmente (S-T-U) e direzionare l'apertura della sacca verso il water. Una volta completato lo svuotamento, pulire il tappo. Sacche per urostomia Indirizzare il sistema di scarico verso il water, ruotare lentamente il rubinetto in senso antiorario fino ad ottenere la portata desiderata (P).

Una volta che la sacca è stata svuotata, occorre richiuderla come indicato precedentemente.

6 Utilizzo di connettori

Il collegamento ad una sacca distale può richiedere l'uso del connettore in dotazione. Per agganciare il connettore, premere le due linguette e inserirlo nel rubinetto di scarico della sacca per urostomia (W). Aprire il rubinetto della sacca, ruotandolo di mezzo giro in senso antiorario, per consentire al flusso di urina di fluire all'interno della sacca distale. Per sganciare il connettore, chiudere il rubinetto della sacca ruotandolo di mezzo giro in senso orario ed estrarre il connettore premendo nuovamente le due linguette (W).

7 Utilizzo di una cintura B. Braun

Se si desidera utilizzare la cintura B. Braun, per l'aggancio assicurarsi di scegliere due occhielli diametralmente opposti (X-Y).

8 Utilizzo di adesivi di protezione del filtro

Prima di fare il bagno o la doccia, applicare l'adesivo di protezione del filtro sulle aperture di fuoriuscita dei gas (R) per preservarne le prestazioni. Per le sacche con finestra ispezionabile, occorre attaccare l'adesivo di protezione del filtro direttamente sulla pellicola trasparente della sacca. Dopo il bagno o la doccia, rimuovere gli adesivi di protezione del filtro.

9 Rimozione del prodotto

- Rimozione della sacca:

Sganciare la linguetta superiore della sacca da uno dei bottoni di sicurezza della placca (J) e separare le due flange tirando la linguetta delicatamente verso il basso (K - L).

Prima di applicare una nuova sacca, pulire la placca con un panno privo di lanugine o un asciugamano.

- Rimozione della placca:

Con una mano, tirare leggermente la parte superiore della placca e rimuoverla dall'alto verso il basso, mantenendo una leggera pressione sulla cute intorno allo stoma con l'altra mano.

"La disponibilità del prodotto può variare da Paese a Paese"

Se si notano cambiamenti della stomia e/o della cute peristomale, si prega di contattare il proprio medico.

Wat is Flexima® / Softima® 3S tweedelig opvangsysteem en waarvoor wordt het toegepast

Flexima® / Softima® 3S is een tweedelig opvangsysteem voor patiënten met een darmstoma of urostoma bestaand uit:

- Een vlakke huidplak met
 - > een koppeling om het zakje aan een van de drie veiligheidsknopjes te bevestigen, en drie sleuven om het zakje op verschillende manieren te kunnen positioneren,
 - > een hydrocolloïd kleeflaag (A).
- Een convexe huidplak met
 - > een koppeling om het zakje aan een van de drie veiligheidsknopjes te bevestigen, en drie sleuven om het zakje op verschillende manieren te kunnen positioneren,
 - > een hydrocolloïd kleeflaag (A),
 - > een convexe ring.
- Verschillende soorten zakjes* inclusief een koppeling met geleidingsstelsel voor eenvoudige bevestiging van een zakje, en oogjes om de B. Braun stomagordel te bevestigen:

- > Gesloten voor patiënten met een darmstoma
- > Leegbaar voor patiënten met een darmstoma met ofwel een „RollUp” sluiting, (deze kan worden opgerold) of een „High Flow” dopsluiting voor eventuele bevestiging aan een B. Braun extra opvangzak,
- > Leegbaar voor patiënten met een urostoma met een aftapkraantje en connector voor bevestiging aan een B. Braun extra opvangzak.

Flexima® / Softima® 3S kan gelijktijdig met B. Braun stoma accessoires worden toegepast.

Toepassing en indicatie:

Dit product is geïndiceerd voor het opvangen van ontlasting of urine van patiënten met een darmstoma of urostoma. Dit product is niet bedoeld voor op huid of slijmvlies met een afwijkende pathologie of verandering na een aandoening of wond.

Gesloten zakjes zijn met name bedoeld voor colostoma-patiënten; leegbare „RollUp” zakjes voor patiënten met een colostoma met zachte of vloeibare ontlasting en voor patiënten met een ileostoma; leegbare „High Flow” zakjes voor patiënten met een ileostoma of jejunostoma (in het geval van vloeibare ontlasting in grote hoeveelheden) en leegbare „Uro” zakjes voor patiënten met een urostoma.

Klinische voordelen & prestaties: Stoma hulpmiddelen zijn bedoeld voor het opvangen van faeces of urine.

Geslacht voor: Darmstoma-patiënten en urostoma-patiënten volwassenen en kinderen ouder dan vier jaar

Contra-indicatie:

Formeel zijn er geen contra-indicaties voor het gebruik van Flexima®/ Softima® 3S.

Mogelijke risico's of bijwerkingen:

Er kunnen peristomale huidcomplicaties optreden tijdens het toepassen van Flexima® / Softima® 3S

Gebruiksaanwijzing:

1 Voorbereiding van de huid

Was uw handen voor het starten van de procedure. Reinig de huid rondom de stoma voorzichtig met lauw water. Vermijd ether, alcohol of andere producten die de kleefkracht van de huidplak kunnen beïnvloeden. Dep de huid voorzichtig droog met zachte en niet-pluizende doekjes.

2 Voorbereiding van de huidplak

Als u een Cut-To-Fit product gebruikt, knip dan de centrale opening van de hydrocolloïd kleeflaag in, op de maat van uw stoma (A) mogelijk met behulp van de stoma mat. Knip niet verder dan de maximaal mogelijke diameter en zorg dat er altijd een 2 tot 3 mm marge rond uw stoma is om het stomaslijmvlies niet af te knellen of te beschadigen.

Opmerking: Pre-Cut producten zijn niet bedoeld om in te knippen.

3 Aanbrengen van de huidplak

Verwijder de beschermfolie van de kleeflaag. Plaats de huidplak rondom de stoma met de drie veiligheidsknopjes aan de bovenzijde (B). Verwarm de huidplak met uw handen om de kleefkracht te verbeteren.

4 Aanbrengen van een opvangzakje (gesloten & leegbaar)

Sluit bij de leegbare „RollUp” en „High Flow” zakjes, de afsluitbare uitloop:

- Leegbare „RollUp” zakjes: Vouw het uiteinde van de uitloop viermaal op de vouwlijnen en vouw het tje terug. Sluit de uitloop af door de twee klittenband stroken precies op elkaar te plaatsen en aan te drukken over de gehele breedte (O).
- Leegbare „High Flow” zakjes: Sluit het dopje en druk het dopje goed aan (V).

Voor leegbare „Uro” zakjes, zorg dat het kraantje is gesloten door

het met de klok mee te draaien (Q).

Laat wat lucht in het zakje komen door het zakje tussen uw vingers een beetje te verkreukelen zodat er lucht in stroomt.

Pak het zakje aan beide zijden vast (C).

Steek het lipje aan de onderzijde van de koppeling van het zakje in één van de sleuven aan de onderzijde van de koppeling van de huidplak, afhankelijk van hoe u het zakje wilt plaatsen (D).

Duw de koppelingen vanaf de onderzijde in elkaar en werk dan naar boven toe. Verbind ze door ze in elkaar te drukken, (E, F) over de gehele omtrek (H). U kunt uw duimen onder de ring plaatsen om betere grip te krijgen en op deze manier geen druk op de buik uit te oefenen; dit moet voorzichtig gedaan worden om de filmlaag waarmee de koppeling aan de huidplak is bevestigd niet te beschadigen (G).

Verbind het bovenste lipje van de koppeling van het zakje met het overeenkomende veiligheidsknopje van de huidplak (I).

5 Het leegmaken van leegbare zakjes

Plaats uzelf in een handige positie.

■ Leegbare „Roll-Up” zakjes:

Open de klittenband stroken en vouw de uitloop open boven het toilet. Wees voorzichtig, het legen begint direct op dit moment. Om de uitloop volledig te openen oefent u lichte druk uit op de witte tabjes met uw vingers (M). Na het legen kunt u de resten die nog in de uitloop zitten, van boven naar beneden eruit knijpen met uw vingers. Reinig de uitloop voorzichtig, liever niet met pluizende doekjes (N).

■ Leegbare „High Flow” zakjes:

Verwijder de dop (S-T-U) en richt de opening naar het toilet. Wanneer het legen voltooid is reinigt u het dopje.

■ Leegbare „Uro” zakjes

Richt de opening naar de toiletpot, draai voorzichtig het kraantje tegen de klok in totdat de gewenste stroomsnelheid is bereikt (P). Na het legen van leegbare zakjes sluit u de uitloop weer zoals hierboven beschreven.

6 Het toepassen van uro connectors

Voor het aansluiten van een B. Braun extra opvangzak is de bijgeleverde uro connector nodig. Om de uro connector vast te klikken, drukt u op de twee vleugels en duwt u deze in het kraantje van het zakje (W). Open het kraantje door het een halve slag tegen de klok in te draaien om de urine in de B. Braun opvangzak te laten lopen. Om los te klikken, sluit het

kraantje van het zakje door het een halve slag met de klok mee te draaien en trek de uro connector eruit door de twee vleugels in te drukken (W).

7 Toepassing van de B. Braun stomagordel

Als u een B. Braun stomagordel wenst te gebruiken, haakt u deze aan twee recht tegenover elkaar geplaatste ogen (X-Y).

8 Het toepassen van filter beschermstickers

Voor baden of douchen plakt u de filter beschermsticker over de filter-opening (R) om de prestaties van het filter te behouden. Bij een Split cover zakje tilt u eerst de non-woven comfort laag op om de filter beschermsticker direct op het zakje te kunnen plakken. Na baden of douchen verwijdert u de filter beschermstickers.

9 De producten verwijderen

■ Het zakje verwijderen:

Maak het bovenste lipje van het zakje los van het veiligheidsknopje (J) en haal de 2 koppelingen uit elkaar door het lipje voorzichtig omlaag te trekken (K-L).

Reinig de huidplak met niet-pluizende doekjes voordat u een nieuw zakje aansbrengt.

■ De huidplak verwijderen:

Trek voorzichtig aan de bovenzijde van de huidplak en verwijder de huidplak van de boven- tot de onderzijde, terwijl u lichte tegendruk op de huid rond het stoma uitoefent met uw andere hand.

**De beschikbaarheid kan per land variëren*

Als u een verandering van uw stoma en/of peristomale huid waarneemt, neem dan contact op met uw zorgverlener.

Какво представлява Flexima® /**Softima® 3S – двукомпонентна и за какво се използва**

Flexima® / Softima® 3S е двукомпонентна колекторна система за пациенти с ентеростома или пациенти с уростома, състояща се от:

■ Плоска базова плочка със

> свързващ пръстен за закрепване на торбичката с 3 обезопасителни колчета и 3 прореза, позволяващи различно позициониране на торбичката,

> хидроколоиден адхезив (A).

■ Изгъннала основна пластина със

> свързващ пръстен за закрепване на торбичката с 3 обезопасителни колчета и 3 прореза, позволяващи различно позициониране на торбичката,

> хидроколоиден адхезив (A),

> изгъннал пръстен.

■ Различни видове торбички*, включително свързващ пръстен с насочваща система за лесно поставяне на торбичката и халки за закрепване на колана на V. Braun:

> Затворена за пациенти с ентеростома,

> Дренарища се за пациенти с ентеростома с изходен отвор тип „Roll'Up“ (навиващи се) или с капачка „High Flow“ (силен поток), позволяващи свързване към дистален сак на V. Braun,

> Дренарища се за пациенти с уростома с крачце „Uro“ (уростома) и уро конектор, позволяващ свързване към дистален сак на V. Braun.

Flexima® / Softima® 3S може да се използва едновременно с допълнителни принадлежности за грижа за стоми на V. Braun.

Предназначение и показания:

Продуктът е показан за събиране и съхранение на изпражнения или урина от пациенти с ентеростома или уростома. Продуктът не е предназначен за използване върху кожата или лигавица с патологична промяна или промяна вследствие на заболяване или рана.

Затворените торбички са предназначени основно за пациенти с колостома; дренарищите се торбички „Roll'Up“ (навиващи се) – за пациенти с колостома за меки или течни изпражнения и пациенти с илеостома; дренарищите се торбички „High Flow“ (силен поток) – за пациенти с илеостома и йейностома (в случай на силен поток на течни изпражнения), а дренарищите се торбички „Uro“ (уростома) – за пациенти с уростома.

Клинични ползи и действия: Остомите приспособления компенсират загубата на способност за задържане на

фекалии и/или урина.

Пациентска популация: възрастни пациенти и деца над четири години с ентеростома и уростома

Противопоказание:

Няма официални противопоказания за употреба на Flexima®/ Softima® 3S.

Остатъчни рискове или странични ефекти:

По време на използване на Flexima® / Softima® 3S може да възникнат перистомални кожни усложнения

Инструкции за употреба:**1 Подготовка на кожата**

Измийте ръцете си, преди да започнете процедурата.

Почистете внимателно перистомалната област с хладка вода. Избягвайте етер, спирт или каквото и да било друг топикален продукт, който би могъл да попречи на залепването на основната пластина. Внимателно подсушете кожата, допирайки до нея меки

и невлакнати кърпи. 2 Подготовка на основната пластина

Ако използвате продукт за изрязване по желаната мярка, отрежете централния отвор на хидроколоидния адхезив до размера на Вашата стома (A), евентуално с помощта на водача за стоми. Не рязайте повече от максималния възможен диаметър и се уверете, че винаги има граница от 2 до 3 mm около стомата Vi, за да не задущавате или наранявате стомалната лигавица.

Забележка: Предварително изрязаните продукти не са предназначени за изрязване.

3 Поставяне на основната пластина

Обелете незалепващата хартия. Поставете основната пластина около стомата си по такъв начин, че 3-те обезопасителни колчета да са разположени отгоре (B). За да подобрите адхезията, поставете ръце върху основната пластина, за да я затоплите.

4 Поставяне на торбичката (затворена и дренарища се)

За дренарищи се торбички „Roll'Up“ (навиващи се) и „High Flow“ (силен поток), затворете изходния отвор на затварящия механизъм:

■ Дренарищи се торбички „Roll'Up“ (навиващи се): Прегънете края на ръката четири пъти с помощта на водачите и прегънете езичето назад. За да запечатате изходния отвор се уверете, че двете самозалепващи се ленти са подравнени, обърнати една към друга, и приложете натиск по цялата им дължина (0).

■ Дренарищи се торбички „High Flow“ (силен поток): Затворете капачката до максимална степен (V).

За дренажи се торбички „Uro“ (уростомия) се уверете, че краччето е затворено, като го завъртите по посока на часовниковата стрелка (O).

Разделете стените на торбичката, като леко я смачкате, за да вкарате въздух в нея.

Хванете торбичката за двете страни (C).

Вкарайте водещата издадена част, която се намира от долната страна на свързващия пръстен на торбичката, в един от прорезите от долната страна на свързващия пръстен на основната пластина, според това как искате да ориентирате торбичката (D).

Като започнете от долната страна на свързващите пръстени, ги захванете, притискайки ги един към друг, движейки се отдолу нагоре (E, F) по цялата обиколка (H). Можете да поставите палците си под пръстена на основната пластина, за да постигнете по-добро захващане и по този начин да избегнете прилагане на натиск върху корема; това трябва да се направи внимателно, за да не се повреди филма, който закрепва свързващия пръстен към основната пластина (G). Закрепете горната издадена част на свързващия пръстен на торбичката със съответното обезопасяващо копче на основната пластина (I).

5 Изпразване на дренажи се торбички

Разположете се подходящо.

■ Дренажи се торбички „Roll’Up“ (навиващи се):

Освободете двете самозалепващи се ленти и развийте ръкава към тоалетната чиния. Бъдете внимателни, изпразването ще започне в този момент. За да отворите напълно изходния отвор, приложете лек натиск с пръстите си върху водачите (M). След като изпразването завърши, избутайте, колкото е възможно повече, всеки материал, който още е в ръкава, като го притискате леко от горната към долната част. Почистете внимателно края му, като избягвате употребата на влакнести кърпи (N).

■ Дренажи се торбички „High Flow“ (силен поток):

Махнете капачката, като я издърпате право назад (S-T-U), и насочете към тоалетната чиния. След като изпразването завърши, почистете капачката.

■ Дренажи се торбички „Uro“ (уростомия)

Насочете краччето към тоалетната чиния, завъртете бавно краччето обратно на часовниковата стрелка, докато се постигне желаната скорост на потока (P).

След изпразване на дренажи се торбички, затворете отново изходния отвор на затварящия механизъм, както е показано по-горе.

6 Използване на уро конектори

Свързването на торбичката към дистален сак на В. Braun може да изисква употребата на предоставения уро конектор. За да закачите уро конектора, притиснете двете крилца и го въведете в краччето на торбичката (W). Отворете краччето, като го завъртите на половин оборот обратно на часовниковата стрелка, за да може урината да тече в дисталния сак на В. Braun. За да откачите конектора, затворете краччето на торбичката, като го завъртите на половин оборот по посока на часовниковата стрелка, и издърпайте уро конектора, като притиснете двете крилца (W).

7 Използване на колана на В. Braun

Ако искате да използвате колан на В. Braun, изберете две халки, които са диаметрално противоположни (X-Y).

8 Използване на предпазни лепенки за филтър

Преди къпане или вземане на душ, залепете предпазната лепенка за филтър върху отворите за изгонване на газове (R), за да запазите функциите на филтъра. За разделено покритие трябва да повдигнете облекчаващия филм и да залепите предпазната лепенка за филтър директно върху филмите на торбичката. След баня или душ отстранете предпазната лепенка за филтър.

9 Отстраняване на продуктите

■ Отстраняване на торбичката:

Отстранете горната издадена част на торбичката от обезопасителното копче (J) и разделете двата свързващи пръстена, като внимателно издърпате издадената част надолу (K-L).

Преди да поставите нова торбичка, почистете основната пластина с невлакнеста кърпа.

■ Отстраняване на основната пластина:

Издърпайте леко горната част на основната пластина и отстранете основната пластина от горната до долната страна, докато поддържате внимателен натиск върху кожата около стомата с другата си ръка.

**Наличността може да е различна между отделните страни*

Ако забележите каквато и да било промяна по Вашата стома и/или перистомалната кожа, моля, свържете се с Вашия медицински специалист.

Effective

Трябва да се спазват националните разпоредби за унищожаване на потенциално инфекциозни материали.

Co je Flexima® / Softima® 3S 2-Piece a k čemu se používá

Flexima® / Softima® 3S je dvoudílný zachycovací systém pro pacienty s enterostomií nebo urostomií, který se skládá z:

■ Plochá podložka se

> spojovacím kroužkem pro připevnění sáčku se 3 bezpečnostními knoflíky a 3 otvory umožňujícími různou polohu sáčku,

> hydrokoloidní lepidlo (A).

■ Konvexní podložka se

> spojovacím kroužkem pro připevnění sáčku se 3 bezpečnostními knoflíky a 3 otvory umožňujícími různou polohu sáčku,

> hydrokoloidní lepidlo (A),

> a konvexní kroužek.

■ **Různé typy sáčků* včetně spojovacího kroužku s vodícím systémem pro snadnou aplikaci sáčku a smýček pro připevnění pásku B. Braun:**

> Uzavřené pro pacienty s enterostomií,

> Výpustný pro pacienty s enterostomií buď s výpustí „Roll'Up“ (rolovací), nebo s uzavěrem „High Flow“ (vysoký průtok) umožňujícím připojení k distálnímu vaku B. Braun,

> Výpustný pro pacienty s urostomií s uzavěrem „Uro“ (urostomie) a konektorem uro umožňujícím připojení k distálnímu vaku B. Braun.

Systém Flexima® / Softima® 3S lze používat souběžně s příslušenstvím pro péči o stomii B. Braun.

Určený účel a indikace:

Produkt je indikován pro zachycení a zadržování stolice nebo moči u pacientů s enterostomií nebo urostomií. Produkt není určen k použití na kůži nebo sliznici, která vykazuje patologickou změnu nebo změnu v důsledku onemocnění nebo rány.

Uzavřené sáčky jsou primárně určeny pro pacienty s kolostomií; výpustné sáčky „Roll'Up“ (rolovací) pro pacienty s kolostomií s měkkou nebo tekutou stolicí a pacienty s ileostomií; výpustné sáčky „High Flow“ (vysoký průtok) pro pacienty s ileostomií a jejunostomií (v případě tekuté stolice s vysokým průtokem) a výpustné sáčky „Uro“ (urostomie) pro pacienty s urostomií.

Klinický přínos a účinnost: Stomická zařízení kompenzují ztrátu fekální a/nebo močové kontinence.

Pacienti: Lidé s enterostomií nebo urostomií, včetně dětí od čtyř let

Kontraindikace:

Pro použití Flexima® / Softima® 3S neexistují žádné oficiální kontraindikace.

Zbytková rizika nebo vedlejší účinky:

Při používání Flexima® / Softima® 3S se mohou vyskytnout komplikace s peristomální kůží

Návod k použití:**1 Příprava kůže**

Před zahájením postupu si umyjte ruce.

Šetrně omyjte peristomální oblast vlažnou vodou. Nepoužívejte éter, alkohol nebo jakýkoli jiný lokální produkt, který by mohl narušit přilnavost podložky. Pečlivě poklepáním osušte pokožku měkkými utěrkami, které nepouští chloupky.

2 Příprava podložky

Pokud používáte produkt určený k zastřížení pacientem na požadovanou velikost, zastříhávejte otvor s hydrokoloidním lepidlem na velikost Vaší stomie od středu (A), v případě nejasnosti využijte návod ke stomii. Neodřízněte víc, než je maximální možný průměr, a ujistěte se, že je kolem vaší stomie vždy okraj o rozměru 2 až 3 mm, aby nedošlo k přiškrtnení nebo poranění sliznice stomie.

Poznámka: Produkty s předem odříznutým otvorem nejsou určeny k odříznutí.

3 Aplikace podložky

Sloupněte ochrannou vrstvu. Aplikujte podložku kolem své stomie tak, aby 3 bezpečnostní knoflíky byly umístěny nahoře (B). Chcete-li zlepšit přilnavost, položte ruce na podložku, aby se zahřála.

4 Aplikace sáčku (uzavřený i výpustný)

U výpustních sáčků „Roll'Up“ (rolovací) a „High Flow“ (vysoký průtok) zavřete uzavírací výpust:

■ Výpustné sáčky „Roll'Up“ (rolovací): Na čtyřikrát přeložte koncovou část výpusti pomocí naváděcích prvků a sklopte uzavřer dozadu. Pro utěsnění výpusti se ujistěte, že jsou oba rychlouzavírací proužky zarovnaný proti sobě a po celé délce je stiskněte. (O).

■ Výpustné sáčky „High Flow“ (vysoký průtok): Úplně zavřete uzavřer (V).

U výpustných sáčků „Uro“ (urostomie) se ujistěte, že je uzavřer zavřený, tak, že ho otočíte ve směru hodinových ručiček (D). Oddělte stranu sáčku tak, že ho mírně zmačkáte, aby se do něj dostal vzduch.

Uchopte sáček za strany (C).

Vložte vodící jazýček, který je umístěn na spodní straně spojovacího kroužku sáčku, do jednoho z otvorů ve spodní části spojovacího

kroužku podložky, podle toho, jak chcete sáček orientovat (D). Počínaje spodní částí spojovacích kroužků je zajistíte tak, že je stlačíte k sobě, a postupuje odspoda nahoru (E, F) po celém obvodu. (H). Můžete umístit palec pod kroužek podložky, abyste měli lepší úchop, při kterém se vyvarujete vyvíjení tlaku na břicho; je to potřeba provádět jemně, aby nedošlo k poškození fólie, která spojuje spojovací kroužek s podložkou (G). Zajistíte horní jazýček spojovacího kroužku sáčku pomocí odpovídajícího bezpečnostního knoflíku podložky (I).

5 Vyprazdňování výpustných sáčků

Zaujměte vhodnou polohu.

■ Výpustné sáčky „Roll’Up“ (rolovací):

Uvolněte dva rychlouzavírací proužky a rozviňte výpust směrem do záchodové mísy. Buďte opatrní, vyprazdňování v tuto chvíli hned začne. K úplnému otevření výpusti lehce zmáčknete vodící linky svými prsty (M). Když je vyprazdnění hotové, vytlačte lehkým stisknutím odshora dolů zbytkový materiál ve výpusti. Opatrně očistěte její koncovou část utěrkami, které nepouště chloupy (N).

■ Výpustné sáčky „High Flow“ (vysoký průtok):

Rovným tahem odstraňte uzávěr (S-T-U) a nasměrujte výpust do záchodové mísy. Když je vyprazdnění hotové, uzávěr očistěte.

■ Výpustné sáčky „Uro“ (urostomie)

Nasměrujte uzávěr do záchodové mísy a pomalu jí otačteje proti směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete požadovaného průtoku (P).

Po vyprazdnění výpustných sáčků opět zavřete uzavírací výpust, jak je uvedeno výše.

6 Použití konektorů úro

Připojení sáčku k distálnímu vaku B. Braun může vyžadovat použití dodaného konektoru úro. Chcete-li připnout konektor úro, stiskněte obě křídélka a vložte ho do uzávěru sáčku (W). Otevřete uzávěr polovičním otočením proti směru hodinových ručiček, aby mohla moč výtéct do distálního vaku B. Braun. Chcete-li konektor úro odepnout, zavřete uzávěr sáčku polovičním otočením ve směru hodinových ručiček a vytáhněte konektor úro stisknutím obou křídélek (W).

7 Použití pásku B. Braun

Pokud chcete použít pásek B. Braun, vyberte dvě smýčky, které leží naproti sobě (X-Y).

8 Používání nálepek na ochranu filtru

Před koupáním nebo sprchováním nalepte nálepku na ochranu filtru na otvory pro odvádění plynu (R) za účelem zachování

účinnosti filtru. U rozevřacího krytu je potřeba zvednout fólii zvyšující pohodlí a přilepit nálepku na ochranu filtru přímo na fólii sáčku. Po koupeli nebo sprše nálepku na ochranu filtru odstraňte.

9 Odstránění produktu

■ Odstránění sáčku:

Odejměte horní jazýček sáčku z bezpečnostního knoflíku (J) a oddělte spojovací kroužky jemným zatažením jazýčku směrem dolů (K - L).

Před aplikací nového sáčku očistěte podložku utěrkou, která nepouště chloupy.

■ Odstránění podložky:

Lehce zatáhněte za horní část podložky a odejměte ji odshora dolů, přičemž druhou rukou udržujte jemný tlak na kůži kolem stomie.

**Dostupnost se může v jednotlivých zemích lišit*

Pokud zaznamenáte jakékoli změny stomie a/nebo peristomální kůže, obraťte se na svého lékaře.

Hvad Flexima®/Softima® 3S 2-Piece er, og hvad det bruges til
Flexima®/Softima® 3S er et 2-delt indsamlingssystem til enterostomater eller urostomater bestående af:

■ **En flad basisplade med**

> påsætningsring til fastgørelse af posen med 3 sikkerhedsknapper og 3 åbninger, der giver mulighed for forskellig positionering af posen,

> et hydrokolloid klæbemiddel (A).

■ **En konveks basisplade med**

> påsætningsring til fastgørelse af posen med 3 sikkerhedsknapper og 3 åbninger, der giver mulighed for forskellig positionering af posen,

> et hydrokolloid klæbemiddel (A),

> en konveks ring.

■ **Forskellige typer poser* herunder en påsætningsring med styresystem for nem poseanvendelse og stents til fastgørelse til B. Braun-bæltet:**

> Lukket til enterostomater,

> Tømbar for enterostomater med enten Roll'Up-udløb eller en High Flow-hætte, der giver mulighed for en B. Braun distal pose,

> Tømbar for urostomater med en Uro-hane og uro-konnektor, der giver mulighed for tilslutning til en B. Braun distal pose.

Flexima®/Softima® 3S kan bruges samtidig med B. Braun-stomtilbehør.

Erklæret formål og indikation:

Produktet er indiceret til indsamling og indeslutning af afføring eller urin hos patienter med enterostomi eller urostomi. Produktet er ikke beregnet til brug på hud eller slimmembran, der udviser en patologisk ændring eller en ændring efter sygdom eller et sår. Lukkede poser er primært beregnet til colostomater, drænbare Roll'Up-poser til colostomater med blod eller væskeformig afføring og ileostomater, drænbare High Flow-poser til ileostomater og jejunostomi (i tilfælde af væskeformig afføring med højt flow) og drænbare Uro-poser til urostomater.

Kliniske fordele og ydeevner: Ostomi-udstyr kompenserer for tab af fækal og/eller urin-kontinens.

Patientpopulation: Enterostomater og urostomater, voksne og børn over fire år

Kontraindikation:

Der er ingen formelle kontraindikationer for brug af Flexima®/Softima® 3S.

Tilbageværende risici eller bivirkninger:

Peristomale hudkomplikationer kan forekomme under brug af Flexima®/Softima® 3S

Brugsanvisning:

1 Forberedelse af huden

Vask hænderne, før proceduren startes.

Rengør forsigtigt huden omkring stomien med lukkunt vand. Undgå æter, alkohol eller andre topikale produkter, som kan påvirke basispladens vedhæftning. Dup omhyggeligt huden tør med bløde og fnugfri klude.

2 Klargøring af basispladen

Hvis du bruger et Cut-To-Fit-produkt, klippes den midterste åbning af det hydrokolloide klæbemiddel til størrelsen af din stomi (A), eventuelt ved hjælp af stomiguiden. Klip ikke udover den maksimale mulige diameter, og sørg for, at der altid er en 2 til 3 mm margen omkring din stomi, så du ikke kvæler eller beskadiger maveslimhinden.

Bemærk: Forud klippede produkter er ikke beregnet til at blive klippet.

3 Påsætning af basispladen

Tag dækpapiret af. Påsæt basispladen omkring din stomi på en sådan måde, at de 3 sikkerhedsknapper er placeret øverst (B). For at forberede klæbeevnen, placeres hænderne over basispladen for at varme den op.

4 Påsætning af posen (lukket og drænbart)

For drænbare Roll'Up- og High Flow-poser lukkes lukkeudløbet:

■ **Drænbare Roll'Up-poser:** Fold yderenden af armet fire gange ved hjælp af guiderne og fold fligen tilbage. For at forsegle udløbet, skal det sikres, at de to selvhæftende bånd er på linje over for hinanden, og tryk dem i hele længden (O).

■ **Drænbare High Flow-poser:** Luk hæften så meget som muligt (V). For drænbare Uro-poser, skal det sikres, at hansen er lukket ved at dreje den med uret (Q).

Adskil posevæggene ved at krølle den let for at få luft ind.

Grib posen i siderne (C).

Indsæt guidefanen, som sidder i bunden af posetilkoblingsringen, ind i en af åbningerne forned på basispladens tilkoblingsring, afhængigt af hvordan du vil vende posen (D).

Start med det nederste af tilkoblingsringene, lås dem sammen ved

at trykke dem sammen og gå videre fra bunden til toppen (E, F) i hele omkredsen (H). Du kan placere dine tommelfingre under basispladeringen for at få et bedre greb og dermed undgå at trykke på maven, det skal gøres forsigtigt for ikke at beskadige filmen, som fastgør tilkoblingsringen til basispladen (G). Lås den øverste fane på posens tilkoblingsring med den tilsvarende sikkerhedsknap på basispladen (I).

5 Tømning af drænbare poser

Placer dig korrekt.

■ Drænbare Roll'Up-poser:

Frigør de to selvhæftende bånd og rul ærmet mod toiletkummen. Vær omhyggelig, tømningen starter lige her. For at åbne udløbet fuldt, trykkes let med fingrene på guiderne (M). Når tømningen er færdig, skal så meget som muligt af det, der stadig er i ærmet, trykkes ud ved at trykke let fra top til bund. Rengør omhyggeligt enderne og undgå brug af fugnende klude (N).

■ Drænbare High Flow-poser:

Fjern hættten ved at trække lige ud (S-T-U) og ret den mod toiletkummen. Når tømningen er færdig, rengøres hættten.

■ Drænbare Uro-poser

Ret hanen mod toiletkummen, drej hanen langsomt mod uret, indtil den ønskede flowhastighed er opnået (P).

Når drænbare poser er tømt, lukkes lukkeudløbet igen som angivet ovenfor.

6 Brug af uro-konnektorer

Tilslutningen af posen til en B. Braun distal pose kan kræve brug af den medleverede uro-konnektor. For at clipse uro-konnektoren på, trykkes på de to vinger og indsæt i posehanen (W). Åbn hanen ved at dreje den en halv omgang mod uret, så urinen kan flyde ned i B. Braun distale pose. For at afclipse, lukkes hanen på posen ved at dreje den en halv omgang med uret og træk uro-konnektoren ud ved at trykke på de to vinger (W).

7 Brug af B. Braun-bæltet

Hvis du ønsker at bruge et B. Braun-bælte, vælges to løkker, der er diametralt modsatte (X-Y).

8 Brug af filterbeskyttelsesmærkater

For bad eller brusebad sættes filterbeskyttelsesmærkaten over luftudtømningsåbningerne (R) for at bibeholde filterets ydeevne. For splithætten, skal dette kræve løft af komfortfilmen og at sætte filterbeskyttelsesfiltret direkte på posefilmen. Efter bad eller brusebad fjernes filterbeskyttelsesmærkater.

9 Fjernelse af produkterne

■ Fjernelse af posen:

Fjern den øverste fane på posen fra sikkerhedsknappen (J) og adskil de to tilkoblingsringe ved forsigtigt at trække fanen nedad (K - L).

Før der påsættes en ny pose, rengøres basispladen med en fnugfri klud.

■ Fjernelse af basispladen:

Træk lidt øverst i basispladen og fjern basispladen fra øverst til nederst, mens der bibeholdes et let tryk på huden omkring stomien med den anden hånd.

**Tilgængelighed kan variere fra land til land*

Hvis du bemærker en ændring af din stomi og/eller huden omkring stomien, bedes du kontakte din sundhedsmedarbejder.

Nationale forordninger vedrørende bortskaffelse af potentielt infektiøse materialer skal overholdes.

Mikä 2-osainen Flexima® / Softima® 3S on ja mihin sitä käytetään

Flexima® / Softima® 3S on 2-osainen keräysjärjestelmä suoliavanne- tai virtsa-avannepotilaille, ja se sisältää seuraavat osat:

■ **Litteä pohjalevy, jossa on**

> kiinnitysrengas pussin kiinnittämistä varten kolmella kiinnitysnuzilla ja 3 aukkoa, jotka mahdollistavat pussin asennon vaihtamisen,

> tarttuvaa hydrokolloidia (A).

■ **Kupera pohjalevy, jossa on**

> kiinnitysrengas pussin kiinnittämistä varten kolmella kiinnitysnuzilla ja 3 aukkoa, jotka mahdollistavat pussin asennon vaihtamisen,

> tarttuvaa hydrokolloidia (A),

> kupera rengas.

■ **Erilaisia pusseja*, joissa on kiinnitysrengas, jossa on ohjausjärjestelmä pussin asetuksen helpottamiseksi sekä silmukat B. Braun -vyön liittämiseksi:**

> Suljettu suoliavanteissa,

> Tyhjennettävissä suoliavanteissa joko "Roll'Up" (ylösrullattava) -ulostulon tai "High Flow" (korkea virtaus) -korkein avulla, mahdollistaa yhdistämisen distaalisen B. Braun -keräyspussiin,

> Tyhjennettävissä virtsa-avanteissa "Uro"-hanan ja uro-(virtsa) liittimen avulla, mahdollistaa yhdistämisen distaalisen B. Braun -keräyspussiin.

Flexima® / Softima® 3S -tuotetta voidaan käyttää samanaikaisesti B. Braun -avanteenhoitotarvikkeiden kanssa.

Käyttötarkoitus ja indikaatio:

Tuote on tarkoitettu ulosteiden tai virtsan keräämiseen ja säilytykseen potilailla, joilla on suoli- tai virtsa-avanne. Tuotetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi iholla tai limakalvolla, jossa on patologinen muutos tai muutos, joka johtuu sairaudesta tai haavasta.

Suljetut pussit on pääasiassa tarkoitettu paksusuoliavanteisiin; tyhjennettävät "Roll'Up" (ylösrullattavat) -pussit paksusuoliavanteiden pehmeitä tai juoksevia ulosteita varten ja ohutsuoliavanteisiin; tyhjennettävät "High Flow" (korkea virtaus) -pussit ohutsuoliavanteisiin ja jejunotoomaan (juoksevien nestemäisten ulosteiden kohdalla) ja tyhjennettävät "Uro"-(virtsa) pussit virtsa-avanteisiin.

Kliiniset hyödyt ja suorituskyvyt: Avannevälineillä voidaan kompensoida ulosteen ja/tai virtsan pidätyskyvyn menetystä.

Potilaspopulaatio: Suoli- ja virtsa-avanteet aikuisille ja yli neljävuotiaalle lapsille

Vasta-aihe:

Flexima®/ Softima® 3S -tuotteen käytölle ei ole virallisia vasta-aiheita.

Jäännösriski tai sivuvaikutukset:

Avannetta ympäröivällä iholla voi olla komplikaatioita Flexima® / Softima® 3S -tuotteen käytön aikana

Käyttöohjeet:

1 Ihon valmisteleminen

Pese kätesi ennen toimenpiteen aloittamista.

Puhdista avannetta ympäröivä alue varovasti haalealla vedellä. Vältä eteeräiä, alkoholia tai muita ulkoisia tuotteita, jotka voivat häiritä pohjalevyn kiinnittymistä. Taputtele ihoa huolellisesti pehmeillä tai nukkaamattomilla liinoilla.

2 Pohjalevyn valmistelu

Jos käytät leikattavaa tuotetta, leikkaa tarttuvan hydrokolloidin keskiaukko avanteen kokoiseksi (A), mahdollisesti avannettaman avulla. Älä leikkaa suurimman mahdollisen lämpimän ulkopuolelle ja varmista, että avanteen ympärillä on aina 2-3 mm reunus, jotta avanne ei puristu tai satuta avanteen limakalvoa.

Huomautus: Valmiiksi leikattuja tuotteita ei ole tarkoitettu leikattaviksi.

3 Pohjalevyn asettaminen

Irrota taustapaperi. Aseta pohjalevy avanteen ympärille niin, että 3 kiinnitysnuppia on yläpuolella (B). Paranna tarttumista asettamalla kätesi pohjalevyn päälle, jotta se lämpenee.

4 Pussin asettaminen (suljettu ja tyhjennettävä)

Sulje tyhjennettävien "Roll'Up" (ylösrullattava) - ja "High Flow" (korkea virtaus) -pussin ulostulo:

■ Tyhjennettävät "Roll'Up" (ylösrullattava) -pussit: Taita sisäpussin päätä neljä kertaa ohjainten avulla ja taita kieleke taakse. Sulje ulostulo varmistamalla, että kaksi itsekiinnittyvää liuskaa on samassa tasossa vastakkain ja purista niitä kokopituudeltaan (E).

■ Tyhjennettävät "High Flow" (korkea virtaus) -pussit: Paina korkki mahdollisimman pitkälle (V).

Varmista, että tyhjennettävien "Uro"-(virtsa)pussin hana on suljettu kääntämällä sitä myötäpäivään (Q).

Irrota pussin sivut toisistaan rutistaen pussia, jotta ilmaa pääsee sisään.

Tartu pussiin sivuilta (C).

Vie pussin kiinnitysrenkaan alaosassa oleva ohjauksieleke johonkin pohjalevyn kiinnitysrenkaan raosta riippuen siitä, miten haluat suunnata pussin (D).

Aloita kiinnitysrenkaiden alaosaista ja lukitse renkaat yhteen painamalla niitä yhteen. Etene alhaalta ylös (E, F) koko ympärysmitta alueelta (H). Voit asettaa peukalosi pohjalevyn renkaan alle, jotta saat paremman otteen ja jotta et painaisi vatsaa vasten; tämä pitää tehdä varovasti, jotta kiinnitysrenkaan pohjalevyn yhdistävä kalvo ei vahingoitu (G).

Lukitse pussin kiinnitysrenkaan ylempi kieleke pohjalevyn vastaavaan kiinnitysnuppiin (I).

5 Tyhjennettävien pussien tyhjentäminen

Mene sopivaan asentoon WC-pöntön läheisyyteen

■ Tyhjennettävät "Roll'Up" (ylösrullattava) –pussit:

Irrota kaksi itsekiinnittyvää liuskaa ja rullaa pussin suu auki kohti WC-pönttöä. Ole varovainen, sillä tyhjeneminen alkaa heti tässä vaiheessa. Avaa pussin suu kokonaan painamalla sormillasi kevyesti ohjaimia (M). Kun tyhjennys on valmis, poista mahdollisimman hyvin kaikki pussin suuaukolla oleva aines puristamalla sitä kevyesti ylhäältä alas. Puhdista huolellisesti sen toinen pää, vältä nukkaavien liinojen käyttöä (N).

■ Tyhjennettävät "High Flow" (korkea virtaus) –pussit:

Poista korkki vetämällä sitä suoraan (S-T-U) ja suuntaa pussi wc-pönttöön. Kun tyhjennys on valmis, puhdista korkki.

■ Tyhjennettävät "Uro"-(virtsa)pussit

Suuntaa hana wc-pönttöön ja käännä hanaa hitaasti vastapäivään, kunnes haluttu virtausnopeus on saavutettu (P).

Sulje tyhjennettävien pussien tyhjennyksen jälkeen pussien ulostulo uudestaan ylämainitulla tavalla.

6 Uro-(virtsa)liittimen käyttäminen

Pussin yhdistäminen distaaliseen B. Braun –keräyspussiin saattaa edellyttää mukana toimitetun uro-(virtsa)liittimen käyttämistä. Napsauta uro-(virtsa)liitin paikalleen painamalla kahta siipeä ja työntämällä liitin pussin hanaan (W). Avaa hana kääntämällä sitä puoli kierrosta vastapäivään, jotta virtsa pääsee virtaamaan distaaliseen B. Braun –keräyspussiin. Jos haluat avata liittimen kiinnityksen, sulje pussin hana kääntämällä sitä puoli kierrosta myötäpäivään ja vedä uro-(virtsa)liitin pois painamalla kahta siipeä (W).

7 B. Braun –vyön käyttäminen

Jos haluat käyttää B. Braun –vyötä, valitse kaksi vastakkain olevaa lenkkiä (X-Y).

8 Suodattimien suojatarrojen käyttäminen

Kiinnitä ennen kylpyä tai suihkaa suodattimen suojatarra kaasunpoistoaukkojen (R) päälle ylläpitääksesi suodattimen suorituskykyä. Kurkistusaukollisten pussien kohdalla tämä edellyttää kuitukankaan nostamista ja suodattimen suojatarran kiinnittämistä suoraan pussin kalvoihin. Poista suodattimen suojatarrat kytyn tai suihkun jälkeen.

9 Tuotteiden poistaminen

■ Pussin poistaminen:

Poista pussin ylempi kieleke kiinnitysnupista (J) ja erota kaksi kiinnitysrengasta vetämällä kielekettä varovasti alaspäin (K - L).

Puhdista pohjalevy nukkaamattomalla liinalla ennen uuden pussin asettamista.

■ Pohjalevyn poistaminen:

Vedä pohjalevyn ylösosa varovasti ja irrota pohjalevy ylhäältä alaspäin. Paina samalla toisella kädelläsi varovasti avanteen ympärillä olevaa ihoa.

**Saatavuus voi vaihdella maittain*

Jos huomaa minkä tahansa muutoksen avanteessa ja/ tai sitä ympäröivässä ihosta, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

Mahdollisesti tartunnanvaarallisten materiaalien hävittämistä koskevia kansallisia säännöksiä on noudatettava.

Τι είναι το Flexima® / Softima® 3S 2 τεμαχίων και ποια είναι η χρήση του

Το Flexima® / Softima® 3S είναι ένα σύστημα συλλογής 2 τεμαχίων για άτομα με εντεροστομία ή ουροστομία, το οποίο αποτελείται από:

■ **Μια επίπεδη βάση με**

> έναν δακτύλιο σύνδεσης για την προσάρτηση του σάκου με 3 προεχξές ασφαλείας και 3 υποδοχές που επιτρέπουν την τοποθέτηση του σάκου σε διαφορετικές θέσεις,

> ένα υδροκολλοειδές αυτοκόλλητο (A).

■ **Μια κυρτή βάση με**

> έναν δακτύλιο σύνδεσης για την προσάρτηση του σάκου με 3 προεχξές ασφαλείας και 3 υποδοχές που επιτρέπουν την τοποθέτηση του σάκου σε διαφορετικές θέσεις,

> ένα υδροκολλοειδές αυτοκόλλητο (A),

> έναν κυρτό δακτύλιο.

■ **Διαφορετικούς τύπους σάκων* συμπεριλαμβανομένου ενός δακτυλίου σύνδεσης με σύστημα καθοδήγησης για εύκολη εφαρμογή του σάκου και με εγκοπές για την προσάρτηση της ζώνης B. Braun:**

> κλειστό για άτομα με εντεροστομία,

> αποστραγγιζόμενο για άτομα με εντεροστομία που φέρουν έξοδο τύπου «Roll'Up» (με αναδίπλωση) ή πύμα «High Flow» (υψηλής ροής) με δυνατότητα σύνδεσης σε απομακρυσμένο σάκο B. Braun,

> αποστραγγιζόμενο για άτομα με ουροστομία όπου υπάρχει βρυσάκι τύπου «Uro» (ουροστομία) και σύνδεσμος σάκου ουροστομίας με δυνατότητα σύνδεσης σε απομακρυσμένο σάκο B. Braun.

Το Flexima® / Softima® 3S μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα με παρελκόμενα φροντίδας στομίας της B. Braun.

Προβλεπόμενη χρήση και ένδειξη:

Το προϊόν ενδείκνυται για τη συλλογή και τη συγκράτηση κοπράνων ή ούρων από ασθενείς με εντεροστομία ή ουροστομία. Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση επάνω σε μεμβράνη του δέρματος ή του βλεννογόνου που παρουσιάζει παθολογική μεταβολή ή μεταβολή μετά από νόσο ή τραύμα.

Οι κλειστοί σάκοι προορίζονται κατά κύριο λόγο για άτομα με κολοστομία, οι αποστραγγιζόμενοι σάκοι τύπου «Roll'Up» (με αναδίπλωση) για άτομα με κολοστομία που έχουν μαλακά ή υδαρή κόπρανα και για άτομα με ειλεοστομία, οι αποστραγγιζόμενοι σάκοι τύπου «High Flow» (υψηλής ροής) για άτομα με ειλεοστομία και νησιδοστομία (σε περίπτωση μεγάλης ροής υδαρών κοπράνων), και οι αποστραγγιζόμενοι σάκοι τύπου «Uro» (ουροστομίας) για άτομα με ουροστομία.

Κλινικά οφέλη και επιδόσεις: Ο εξοπλισμός στομίας αντισταθμίζει την απώλεια της εγκράτειας κοπράνων ή/και ούρων.

Πληθυσμός ασθενών: Άτομα με εντεροστομία και ουροστομία που είναι ενήλικα ή παιδιά ηλικίας άνω των τεσσάρων ετών.

Αντενδείξεις:

Δεν υπάρχουν τυπικές αντενδείξεις για τη χρήση του Flexima®/Softima® 3S.

Υπολειπόμενοι κίνδυνοι ή παρενέργειες

Κατά τη χρήση του Flexima® / Softima® 3S μπορεί να παρουσιαστούν δερματικές επιπλοκές γύρω από τη στομία.

Οδηγίες χρήσης:

1 Προετοιμασία του δέρματος

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία, πλύνετε τα χέρια σας. Καθαρίστε απαλά την περιοχή γύρω από τη στομία με χλιαρό νερό. Αποφύγετε τη χρήση αιθέρα, αλκοόλης ή άλλων προϊόντων τοπικής εφαρμογής που μπορούν να εμποδίσουν την καλή προσκόλληση της βάσης. Στεγνώστε το δέρμα με προσοχή, ταμποναριστά, με μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

2 Προετοιμασία της βάσης

Εάν χρησιμοποιείτε ένα προϊόν που πρέπει να περικλείει για να έχει το κατάλληλο μέγεθος, κόψτε το κεντρικό άνοιγμα του υδροκολλοειδούς αυτοκόλλητου στο μέγεθος της στομίας σας (A), ενδεχομένως με τη βοήθεια του οδηγού στομίας. Μην κόβετε πέρα από τη μέγιστη δυνατή διάμετρο και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει πάντα ένα περιθώριο 2 έως 3 mm γύρω από τη στομία σας έτσι ώστε να μη συμπιεστεί ή τραυματιστεί ο βλεννογόνος της στομίας.

Σημείωση: Τα προϊόντα που είναι ήδη κομμένα στο κατάλληλο μέγεθος δεν χρειάζονται να κοπούν περαιτέρω.

3 Τοποθέτηση της βάσης

Αποκολλήστε το προστατευτικό χαρτί. Τοποθετήστε τη βάση γύρω από τη στομία σας με τέτοιον τρόπο έτσι ώστε οι 3 προεχξές ασφαλείας να βρίσκονται στην επάνω πλευρά (B). Για να βελτιώσετε την προσκόλληση, τοποθετήστε τα χέρια σας επάνω στη βάση για να τη ζεατάνετε.

4 Τοποθέτηση του σάκου (κλειστός και αποστραγγιζόμενος)

Για αποστραγγιζόμενους σάκους τύπου «Roll'Up» (με αναδίπλωση) και «High Flow» (υψηλής ροής), κλείστε την έξοδο κλειστά.

■ Αποστραγγιζόμενοι σάκοι τύπου «Roll'Up» (με αναδίπλωση): Διπλώστε το άκρο της εξόδου τέσσερις φορές χρησιμοποιώντας τους οδηγούς και διπλώστε την προεχξή προς τα πίσω. Για να αφαιρεθεί την έξοδο, βεβαιωθείτε ότι οι δύο αυτοσαφελιζόμενες

ταινίες είναι ευθυγραμμισμένες, στραμμένες η μία προς την άλλη, και ασκήστε πίεση σε όλο το μήκος τους (O).

- Αποστραγγιζόμενοι σάκοι τύπου «High Flow» (υψηλής ροής): Κλείστε εντελώς το πώμα (V).

Για αποστραγγιζόμενους σάκους τύπου «Uro» (ουροστομιάς), βεβαιωθείτε ότι το βρυσάκι είναι κλειστό στρέφοντάς το δεξιόστροφα (O).

Ανοίξτε τα τοιχώματα του σάκου πιέζοντας ελαφρά τις πλαινές πλευρές τους μεταξύ των δακτύλων για να εισχωρήσει αέρας στον σάκο.

Πιάστε τον σάκο από τις πλαινές πλευρές (C). Εισάγετε τη γλωττίδα-οδηγό, που βρίσκεται στο κάτω μέρος του δακτυλίου σύνδεσης του σάκου μέσα σε μία από τις υποδοχές του κάτω μέρους του δακτυλίου σύνδεσης της βάσης ανάλογα με το πώς θέλετε να προσανατολίσετε τον σάκο (D).

Εκκινώντας από το κάτω μέρος των δακτυλίων σύνδεσης, κοιμπώστε τους πιέζοντας τους μεταξύ τους, προχωρώντας από το κάτω μέρος προς το επάνω (E, F) κατά μήκος ολόκληρης της περιμέτρου (H). Μπορείτε να τοποθετήσετε τους αντίχειρές σας κάτω από τον δακτύλιο της βάσης για καλύτερο κράτημα και για να αποφυγείτε έτσι να ασκήσετε πίεση στην κοιλιά. Αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει προσεκτικά έτσι ώστε να μη φθαρεί η μεμβράνη που συνδέει τον δακτύλιο σύνδεσης με τη βάση (G).

Κοιμπώστε την επάνω γλωττίδα του δακτυλίου σύνδεσης του σάκου με την αντίστοιχη προεξοχή ασφαλείας της βάσης (I).

5 Εκκίνωση αποστραγγιζόμενων σάκων

Πάρτε με το σώμα σας την κατάλληλη θέση.

- **Αποστραγγιζόμενοι σάκοι τύπου «Roll-Up» (με αναδίπλωση):** Εκκοιμπώστε τις δύο αυτοαμφαλιζόμενες ταινίες και ξεδιπλώστε την έξοδο προς τη λεκάνη της τουαλέτας. Δείξτε προσοχή, καθώς η εκκίνωση θα ξεκινήσει αμέσως. Για να ανοίξετε εντελώς την έξοδο, ασκήστε ελαφρά πίεση με τα δάκτυλά σας στους οδηγούς (M). Μόλις ολοκληρωθεί η εκκίνωση, αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο από το περιεχόμενο που μπορεί να απομείνει στην έξοδο πιέζοντας την ελαφρά από πάνω προς τα κάτω. Καθαρίστε προσεκτικά το άκρο της εξόδου αποφεύγοντας να χρησιμοποιήσετε πανί που αφήνει χνούδι (N).

- **Αποστραγγιζόμενοι σάκοι τύπου «High Flow» (υψηλής ροής):** Αφαιρέστε το πώμα τραβώντας το με μια ευθεία κίνηση (S-T-U) και στρέψτε το προς τη λεκάνη της τουαλέτας. Μόλις ολοκληρωθεί η εκκίνωση, καθαρίστε το πώμα.

- **Αποστραγγιζόμενοι σάκοι τύπου «Uro» (ουροστομιάς)** Κατεβύνητε το βρυσάκι προς τη λεκάνη της τουαλέτας και γυρίστε αργά το βρυσάκι αριστερόστροφα μέχρι να επιτύχετε τον επιθυμητό ρυθμό ροής (P).

Μετά την εκκίνωση των αποστραγγιζόμενων σάκων, κλείστε έναν ή την έξοδο κλειστάς όπως υποδεικνύεται παραπάνω.

6 Χρήση συνδέσμων σάκου ουροστομιάς

Η σύνδεση του σάκου σε απομακρυσμένο σάκο B. Braun μπορεί να απαιτήσει τη χρήση του παρεχόμενου συνδέσμου σάκου ουροστομιάς. Για να κοιμπώσετε τον σύνδεσμο σάκου ουροστομιάς, πιέστε τα δύο πτερύγια και εισαγάγετέ τον στο βρυσάκι του σάκου (W). Ανοίξτε το βρυσάκι περιστρέφοντάς το κατά μισή στροφή αριστερόστροφα, έτσι ώστε τα ούρα να εισρεύσουν στον απομακρυσμένο σάκο B. Braun. Για να τον ξεκοιμπώσετε, κλείστε το βρυσάκι του σάκου περιστρέφοντάς το κατά μισή στροφή δεξιόστροφα και τραβήξτε τον για έξω του σύνδεσμο σάκου ουροστομιάς πιέζοντας τα δύο πτερύγια (W).

7 Χρήση της ζώνης B. Braun

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ζώνη B. Braun, επιλέξτε δύο εγχοπέες που βρίσκονται η μία διαμετρικά απέναντι από την άλλη (X-Y).

8 Χρήση των αυτοκόλλητων προστασίας φίλτρου

Πριν κάνετε μπάνιο ή ντους, κολλήστε το αυτοκόλλητο προστασίας φίλτρου επάνω στα ανοίγματα εκκίνησης αερίων (R) έτσι ώστε να διατηρηθούν οι επιδόσεις του φίλτρου. Σε περίπτωση ανοιγόμενων καλυμμάτων, θα πρέπει να ανασηκώσετε την καλυπτική μεμβράνη και να κολλήσετε το αυτοκόλλητο προστασίας φίλτρου απευθείας επάνω στη μεμβράνη του σάκου. Μετά το μπάνιο ή το ντους, αφαιρέστε τα αυτοκόλλητα προστασίας φίλτρου.

9 Αφαίρεση των προϊόντων

- Αφαίρεση του σάκου:

Αφαιρέστε την επάνω γλωττίδα του σάκου από την προεξοχή ασφαλείας (J) και ξεχωρίστε τους δύο δακτυλίους σύνδεσης τραβώντας τη γλωττίδα ελαφρά προς τα κάτω (K-L).

Πριν τοποθετήσετε έναν νέο σάκο, καθαρίστε τη βάση με πανί που δεν αφήνει χνούδι.

- Αφαίρεση της βάσης:

Τραβήξτε ελαφρά το επάνω μέρος της βάσης και αφαιρέστε τη βάση από πάνω προς τα κάτω, διατηρώντας ήπια πίεση στο δέρμα γύρω από τη στομία με το άλλο σας χέρι.

**Η διαθεσιμότητα ενδέχεται να διαφέρει μεταξύ χωρών*

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε μεταβολή στη στομία σας ή στο δέρμα γύρω από τη στομία, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας.

Effective

Πρέπει να τηρούνται οι εθνικοί κανονισμοί που αφορούν την καταστροφή δυνητικά μολυσματικών υλικών.

Mis on Flexima® / Softima® 3S 2-Piece ja milleks seda kasutatakse

Flexima® / Softima® 3S on 2-osaline kogumisüsteem enterostoomi või urostoomiga patsientidele, mille moodustavad:

■ Lame alusplaat koos

> rõngakujulise randiga koti kinnitamiseks kolme kinnituspupkese abil ja kolm pilu, mis võimaldavad stoomikoti erinevat asetsemist, > hüdrokolloid adhesiiv (A).

■ Kumer alusplaat koos

> rõngakujulise randiga koti kinnitamiseks kolme kinnituspupkese abil ja kolm pilu, mis võimaldavad stoomikoti erinevat asetsemist, > hüdrokolloid adhesiiv (A),

> ümar rõngas.

■ Erinevat tüüpi stoomikotid* kaasa arvatud rõngakujuline rant koos juhtiva süsteemiga, mis võimaldab lihtsat stoomikoti paigaldamist ja aasad B. Braun vöö kinnitamiseks:

> Enterostoomiaga patsientidele suletud,

> Alt tühjendatavad enterostoomiga patsientidele koos „Roll'Up“ väljalaskevagava või „High Flow“ korgiga, mille külge saab ühendada B. Braun täiendava kogumiskoti,

> Alt tühjendatav urostoomidele koos „Uro“ kraaniga ja „Uro“ üleminekuga, mis võimaldab ühendust B. Braun täiendava kogumiskotiga.

Flexima® / Softima® 3S võib kasutada koos B. Braun stoomihoolduse lisaseadmetega.

Sihtotstarve ja näidustus:

See toode on ette nähtud soolestoomi või urostoomiga patsientide väljahaidete või uriini kogumiseks ja isoleerimiseks. Toode ei ole mõeldud kasutamiseks nahal või limaskestal, millel esineb patoloogilisi muutusi või muutusi seoses mõne haiguse või haavaga.

Kinnised stoomikotid on esmalt mõeldud kolostoomiga patsientidele; alt tühjendatavad „Roll'Up“ stoomikotid pehme või vedela väljahaitega kolostoomiga patsientidele ning ileostoomiga patsientidele; alt tühjendatavad „High Flow“ stoomikotid ileostoomi ja jejunostoomiga patsientidele (juhul kui esineb suure eritusega vedelaid väljahaited) ja alt tühjendatavad „Uro“ stoomikotid urostoomiga patsientidele.

Kliinilised kasud ja toimevõime: Stoomiseaded kompenseerivad rooja-

ja/või kusepidamise kaotuse.

Patsiendid: Soolestoomi ja urostoomiga täiskasvanud või lapsed üle nelja eluaasta

Vastunäidustus:

Flexima®/ Softima® 3S kasutamisel puuduvad ametlikud vastunäidustused.

Jätkriikid või kõrvaltoimed:

Flexima® / Softima® 3S kasutamisel võib ilmnedu stoomiümbruse naha tüsistusi

Kasutusjuhend:**1 Naha ettevalmistamine**

Enne protseduuriga alustamist peske käed puhtaks. Puhastage õrnalt stoomiümbruse nahk leige veega. Vältige eetrit, alkoholi või teisi nahatooteid, mis võivad takistada alusplaadi kleepumist. Ettevaatlikult tupsutage nahk pehmete ja ebameid mitte jätvate lappidega puhtaks.

2 Alusplaadi ettevalmistamine

Kui te kasutate sobivasse süursusse lõigatavat toodet, lõigake hüdrokolloid adhesiivi keskmine avaus oma stoomi suuruseks (A) võimalusel stoomi juhiise abiga. Ärge lõigake üle maksimaalse lubatud diameetri ja olge veendunud, et alati jääb stoomi ümber 2-3 mm vaba ruumi selleks, et mitte pigistada ja vigastada stoomi limaskesta.

Märge: Valmislõigatud tooted ei ole mõeldud välja lõikamiseks.

3 Alusplaadi paigaldamine

Eemaldage kattepaper. Asetage alusplaat oma stoomile nii, et kolm kinnituspupkest jääksid ülespoole (B). Alusplaadi kleepuvuse suurendamiseks soojendage seda käte vahel.

4 Stoomikoti paigaldamine (kinnine või alt tühjendatav stoomikott)

Alt tühjendatavate „Roll'Up“ ja „High Flow“ stoomikottide puhul sulgege väljalaskevaga:

■ Alt tühjendatavad „Roll'Up“ stoomikotid: Voltige stoomikoti alumine ots avihaidetite abil neljakordselt kokku ja kääname lapats tagasi. Väljalaskevaga sulgemiseks veenduge, et kaks takjakinutisriba oleks üksteisepeole kohakuti ning avaldage nende kogu pikkuses survet (O).

■ Alt tühjendatavad „High Flow“ stoomikotid: Sulgege kork nii kaugelt kui võimalik (V).

Veenduge, et alt tühjendatavate „Uro“ stoomikottide puhul on

kraan suletud seda päripäeva keerates (Q).

Kortsutage stoomikotti kergelt, et õhk kotti pääseks ja koti seinad teineteisest eemalduksid.

Hoidke kotti selle mõlemast küljest (C).

Sisestage stoomikoti ühendusrandi alaküljel olev juhtsakk ühte alusplaadi alaküljel olevatest piludest, sõltuvalt sellest, mis asendis te soovite stoomikotti kasutada (D).

Alustades altpoolt, lukustage ühendusrandid omavahel, surudes neid kokku suunaga alt ülespoole (E, F) kogu ringi ulatuses (H). Võite asetada pöödlad alusplaadi rõnga alla, et seda paremini haarata ja vältida survet kõhule; seda tuleb teha ettevaatlikult, et mitte vigastada kilet, mis kinnitab ühendusrandi alusplaadi külge (G).

Lukustage stoomikoti ühendusrandi ülemisel küljel olev sakk vastava turvanupuga alusplaadil (I).

5 **Alt tühjendatavate stoomikottide tühjendamine**

Võtke sisse soovitud asend.

■ **Alt tühjendatavad „Roll'Up” stoomikotid:**

Vabastage kaks takjakinnitusriba ja rullige väljalaskeava lahti tualetipoti suunas. Olge ettevaatlik, sest kotti tühjenemine algab samal hetkel. Et väljalaskeava täielikult avada, suruge sellele kergelt mõlemalt poolt sõrmedega (M). Kui tühjendamine on lõpetatud, siluge stoomikotti veebord suunaga ülalt alla kergelt üle, et midagi ei jääks kotti. Puhastage ettevaatlikult stoomikoti ots, vältides ebemeid jätva lapi kasutamist (N).

■ **Alt tühjendatavad „High Flow” stoomikotid:**

Eemaldage kork seda otse tõmmates (S-T-U) ja suunake see tualetipoti kohale. Kui tühjendamine on lõpetatud, puhastage kork.

■ **Alt tühjendatavad „Uro” stoomikotid**

Suunake kraan tualetipoti kohale ja keerake kraani aeglaselt vastupäeva kuni saavutate soovitud voolukiiruse (P).

Pärast alt tühjendatavate stoomikottide tühjendamist, selgege uuesti väljalaskeava nii nagu ülal näidatud.

6 **Urokonnektori kasutamine**

Kogumiskoti ühendamisel B. Braun täiendava kogumiskotiga võib vaja minna kaasasoleva urokonnektori kasutamist. Urokonnektroi ühendamiseks vajutage selle kahte tiiba ja sisestage see kogumiskoti kraani (W). Avage kraan keerates seda pool pööret vastupäeva, et uriin saaks voolata B. Braun-i täiendavas kogumiskotti. Lahtiühendamiseks, selgege kogumiskoti kraan keerates seda pool pööret päripäeva ning tõmmake urokonnektor välja vajutades selle kahte tiiba (V).

7 **B. Braun stoomikotivöö kasutamine**

Kui soovite kasutada B. Braun stoomikotivööd, siis valige kaks diametraalselt vastastikku asetsevat ava (X-Y).

8 **Filtrit kaitsvate kleebiste kasutamine**

Enne vanni või duši alla minekut, katke gaaside väljumisavald (R) filtrit kaitsva kleebisega kinni, et säilitada filtri töövõime. Inspektsioonivapaga stoomikotil peate te stoomikoti välise kile üles tõstma ning kleppima filtrit kaitsva kleebise otse stoomikoti sisekiel olevale gaaside väljumisavale. Eemaldage filtrit kaitsvad kleebised vanni või duši järgest.

9 **Toodete eemaldamine**

■ **Stoomikoti eemaldamine:**

Eemaldage stoomikoti ülemisel küljel olev sakk vastavast turvanupust (J) ja eraldage kaks ühendusranti teineteisest, tõmmates sakk'i õrnalt allapoole (K - L).

Enne uue stoomikoti paigaldamist, puhastage alusplaat ebemeid mitte jätva lapiga.

■ **Alusplaadi eemaldamine:**

Tõmmake kergelt alusplaadi ülemisest osas ja eemaldage alusplaat suunaga ülvalt allapoole, hoides samal ajal teise käega stoomiümbruse nahka kerge surve all.

**Kättesaadavus eri riikides võib erineda*

Palun kontakteeruge oma tervishoiuspetsialistiga, kui te märkate mistahes muutusi oma stoomil ja/või stoomiümbruse nahal.

Tuleb järgida riiklikke regulatsioone potentsiaalselt infektsioossete materjalide hävitamiseks.

Mi a Flexima® / Softima® 3S kétrészes rendszer és mire való?

A Flexima® / Softima® 3S egy kétrészes gyűjtőrendszer enterovagy urosztómás betegek számára, a következő komponensekkel:

■ Sík alaplap a következő elemekkel:

> csatlakoztató gyűrű a zsák felhelyezéséhez, 3 rögzítógombbal és 3 horonnyal a zsák különböző irányú elhelyezéséhez;

> hidrokolloid ragasztófelület (A).

■ Konvex alaplap a következő elemekkel:

> csatlakoztató gyűrű a zsák felhelyezéséhez, 3 rögzítógombbal és 3 horonnyal a zsák különböző irányú elhelyezéséhez;

> hidrokolloid ragasztófelület (A);

> konvex gyűrű.

■ Különböző típusú zsákok*, melyeken egy vezetőrendszerrel ellátott csatlakoztató gyűrű szolgál a zsák egyszerű felhelyezéséhez, és hurkok a B. Braun sztomaöv csatlakoztatásához:

> Zárt zsákok enterosztómás betegek számára;

> Őrithető zsákok enterosztómás betegek számára, „Roll'Up” űritőnyílással vagy a B. Braun disztális gyűjtőzsákhoz csatlakoztatható „High Flow” (erős áramlású) nyílással;

> Őrithető zsákok urosztómás betegek számára, „Uro” (urosztómás) csappal vagy a B. Braun disztális gyűjtőzsákhoz csatlakoztatható uro csatlakozóval.

A Flexima® / Softima® 3S használható egyidejűleg a B. Braun sztomaápolási tartozékokkal.

Fredeti cél és javallat:

A termék széklet vagy vizelet összegyűjtésére és tárolására szolgál enterosztómával vagy urosztómával rendelkező betegek számára. A termék használata nem javallott patológiai elváltozást vagy betegséget illetve sebesedést követő elváltozást mutató bőrön vagy nyálkahártyán.

A zárt zsákok elsősorban kolosztómás betegek számára készültek; az űrithető „Roll'Up” zsákok a lágy vagy folyékony széklettel rendelkező kolosztómás betegek illetve ileosztómás betegek számára; az űrithető „High Flow” (erős áramlású) zsákok ileosztómás és jejunosztómás betegek számára (erős áramlású folyékony széklet esetén); az űrithető „Uro” (uroosztómás) zsákok pedig urosztómás betegek számára készültek.

Klinikai előnyök és teljesítmény: A sztomaeszközök kompenzálják a széklet- és/vagy vizeletkontinencia elvesztését.

Betegpopuláció: Enterosztómás és urosztómás felnőtt vagy négy év feletti gyermek betegek

Ellenjavallat:

A Flexima® / Softima® 3S használatának nincs hivatalos ellenjavallata.

Reziduális kockázatok vagy mellékhatások:

Perisztomális bőrkomplikációk előfordulhatnak a Flexima® / Softima® 3S használatában.

Használati utasítás:

1 A bőr előkészítése

Az eljárás elkezdése előtt mosson kezet.

Óvatosan tisztítsa meg a perisztomális területet kézmeleg vízzel. Kerülje az étet, alkoholt vagy más helyileg alkalmazandó terméket, amely az alaplap tapadását befolyásolhatja. Óvatosan nyomogatva szárítsa meg a bőrt puha és nem foszító ruhával.

2 Az alaplap előkészítése

Ha kivágható terméket használ, vágja ki a hidrokolloid ragasztófelület középső nyílását a sztoma méretére (A), lehetőleg a sztomasablon segítségével. A nyílást ne vágja a maximális lehetséges átmérőnél nagyobbra, és győződjön meg arról, hogy mindig legyen 2–3 mm hézag a sztoma körül, nehogy elszorítsa vagy megsértse a sztoma nyálkahártyáját.

Megegyezés: Az előre kivágot termékek további kivágása nem javallott.

3 Az alaplap felhelyezése

Húzza le a védőfóliát. Tegye az alaplapot a sztoma köré úgy, hogy a 3 rögzítő gomb felül helyezkedjen el (B). A tapadás javítása érdekében tegye a kezét az alaplapra, hogy fellemeigitse.

4 A zsák felhelyezése (zárt és űrithető)

Űrithető „Roll'Up” és „High Flow” (erős áramlású) zsákok esetén zárja le az űritő nyílást:

■ Űrithető „Roll'Up” zsákok: Hajtsa fel a kivezetés végét négyezer a vezetőkö segítségével, és hajtsa vissza a fület. Az űritő nyílás lezárásához állítsa a két tépőzáras pántot egy vonalra, egymással szembe, majd fejtsen ki nyomást azokra a teljes hoszszukon (O).

■ Űrithető „High Flow” (erős áramlású) zsákok: Zárja le teljesen a kupakot (V).

Űrithető „Uro” (uroosztómás) zsákok esetén győződjön meg arról, hogy a csap zárva van. Ehhez fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba (O).

Enyhén összegyűrve húzza szét a zsák falait, hogy levegő kerüljön azok közé.

Fogja meg a zsákok az oldalainál (C).

Helyezze be a zsák csatlakozógyűrűjének alján található

vezetőfület az egyik horonyba az alaplap csatlakozógyűrűjének alján, a zsák kívánt irányának megfelelően (D).

A csatlakozógyűrűk aljától kezdve, alulról felfelé haladva nyomja össze azokat (E, F) a gyűrű teljes kerületén (H). A hüvelykujját az alaplap gyűrűje alá teheti, hogy jobban meg tudja fogni, és ezáltal elkerülje a has megnyomását; ezt óvatosan kell tenni, nehogy megsérüljön a film, amely a csatlakozógyűrűt az alaplaphoz rögzíti (G).

Pattintsa rá a tasak csatlakozógyűrűjének felső fülét az alaplap megfelelő rögzítógombjára (I).

5 A zsákok üritése

Megfelelően helyezkedjen el.

■ Ürithető „Roll-Up” zsákok:

Húzza szét a két tépőzáras pántot, és hajtogassa ki az ürítő nyílást a WC-csőse irányába. Legyen óvatos, a kiürítés ekkor azonnal megkezdődik. A nyílás teljes kinyitásához alkalmazzon egy kis nyomást az ujjával a vezetőkre (M). Amikor a kiürítés készen van, felülről lefelé finoman nyomkodva ürítse ki a nyílásban maradt anyagot. Óvatosan tisztítsa meg a végződést, de ne használjon foszló anyagot (N).

■ Ürithető „High Flow” (erős áramlású) zsákok:

Távolítsa el a kupakot egyenesen lehúzza (S-T-U) és a WC-csőse felé irányítva. Amint készen van a kiürítés, tisztítsa meg a kupakot.

■ Ürithető „Uro” (urosztómás) zsákok:

A csapot a WC-csőse felé irányítva lassan forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg el nem éri a kívánt áramlási sebességet (P).

A zsákok üritése után zárja vissza a nyílást a fentiek szerint.

6 Uro csatlakozók használata

A zsák B. Braun disztális gyűjtőzsákhoz való csatlakoztatásához a mellékelt uro csatlakozó használatára lehet szükség. Az uro csatlakozó felszereléséhez nyomja meg a két szárnyát, és illessze be a zsák csapjába (W). Az óramutató járásával ellentétes irányba fél fordulattal elfordítva nyissa ki a csapot, hogy a vizelet beáramoljon a B. Braun disztális gyűjtőzsákba. A leszereléshez zárja el a zsák csapját az óramutató járásával megegyező irányba fél fordulattal elfordítva, majd húzza ki az uro csatlakozót a két szárny megnyomásával (W).

7 A B. Braun öv használata

Ha B. Braun övet szeretne használni, válasszon két hurkot, melyek egymással átlósan helyezkednek el (X-Y).

8 Szűrővédő matricák használata

Fürdés vagy zuhanyzás előtt ragassza a szűrővédő matricát a gázkivezető nyílások fölé (R), hogy megtartsa a szűrő teljesítményét. Az ablakos zsákok esetében meg kell majd emelni a fedőborítást, és a szűrővédő matricát közvetlenül a tasak filmjére kell ragasztani. Fürdés vagy zuhanyzás után vegye le a szűrővédő matricákat.

9 A termékek eltávolítása

■ A zsák eltávolítása:

Húzza le a zsák felső fülét a rögzítógombról (J), majd a fület óvatosan lefelé húzva válassza szét a két csatlakozógyűrűt (K - L). Új zsák felhelyezése előtt tisztítsa meg az alaplapot nem foszló ruhával.

■ Az alaplap eltávolítása:

Az alaplap tetejét óvatosan húzva, felülről lefelé távolítsa el az alaplapot, miközben a másik kezével finoman nyomja a bőrt a sztóma körül.

**A választék országonként eltérő lehet*

Ha a sztómán és/vagy a perisztómális bőrön bármiféle változást vesz észre, akkor forduljon egészségügyi szakemberhez.

Flexima® / Softima® 3S 2-Piece およびその使用目的について
Flexima® / Softima® 3Sとは、消化器ストーマまたは尿路ストーマを有するオストメイトのための2ピースストーマシステムであり、以下の部品から構成されています。

■ **フラットベースプレート および**

> 3つのセキュリティノブとスロットがそれぞれ3つ付属するパウチを取り付けるためのカップリングリング。これにより、パウチの位置を変えることができます。

> **ハイドロコロイド接着剤 (A)。**

■ **コンベックス型ベースプレート および**

> 3つのセキュリティノブとスロットがそれぞれ3つ付属するパウチを取り付けるためのカップリングリング。これにより、パウチの位置を変えることができます。

> **ハイドロコロイド接着剤 (A)。**

> **コンベックス型リング。**

■ **各種タイプのパウチ*** これには、簡単にパウチを装着できるガイドシステム付きカップリングリング、B.Braunベルト装着用ループが付属します。

> **消化器用クローズ(封鎖)型**

> **消化器用ドレイン(下部開放)型。B. Braun遠位バッグと接続できる“Roll-Up”アウトレットまたは High Flowキャップのいずれかを付属します。**

> **尿路用ドレイン(下部開放)型。B. Braunの遠位バッグと接続できるUroタップおよび尿路コネクタを付属します。**

Flexima® / Softima® 3Sは、B. Braunストーマケア付属品と併用できます。

使用目的および適応:

本品は、消化器ストーマまたは泌尿器ストーマを有する患者が大便秘または尿を採取し貯留することを目的とします。本品は、皮膚または粘膜に病変がある場合や、病変や創傷により変化する場合での使用を目的とする製品ではありません。

クローズ型パウチは、おもに結腸ストーマに使用されます。このほか、軟便または液状の大便秘用の直腸ストーマ用ドレイン型“Roll-Up”パウチ、回腸および空腸ストーマ用のドレイン型 High Flow パウチ(高流量の液体便の場合)、および尿路ストーマ用のドレイン型 Uro パウチがあります。

臨床上の利点および性能: ストーマ装具により、便失禁や尿失禁に対応することができます。

対象患者: 消化器ストーマおよび尿路ストーマを有する成人、4歳を上回る小児を含む

禁忌:

Flexima® / Softima® 3Sの使用に関して、特記すべき禁忌はありません。

残余リスクまたは副作用:

Flexima® / Softima® 3S使用時に、ストーマ周囲の皮膚合併症が生じる可能性があります。

使用方法:

1 皮膚部の準備

取り付け前に手指を洗浄します。
ぬるま湯を用いて、ストーマ周辺部をやさしく洗ってください。ベースプレートの接着を妨げるおそれがあるエーテル、アルコール、その他の外用製品の使用は避けてください。柔らかい布で皮膚面をていねいに拭きます。

2 ベースプレートの準備

フリーカット製品を使用している場合は、ストーマガイドを参考にして、ストーマ装具(A)のサイズに合わせて、ハイドロコロイド接着剤の中央開口部をカットします。ストーマ装具の最大径を超えてカットしないでください。また、ストーマ周囲には、必ず2~3 mmのマージンを設けることにより、ストーマの粘膜を傷つけないようにします。
注記: プレカット製品は、カットして使用することを目的とするものではありません。

3 ベースプレートの貼り付け

粘着面の剥離紙をはがします。3カ所のセキュリティノブが上部(B)にくるように、ベースプレートをストーマの周囲に貼り付けます。接着性を高めるため、ベースプレートに手を当てて温めます。

4 パウチ(クローズ型およびドレイン型)の貼り付け

ドレイン型“Roll-Up” および High Flow パウチの場合は、次のとおり、排出口を閉じます。

■ **ドレイン型“Roll-Up”** パウチ: ガイドを使用してスリープ先端を4回折り、タブを折り返します。排出口を封鎖するために、2本の自己固定式ストライプが互いに向き合って整列していることを確認し、それぞれの長さ(O)に対して圧をかけます。

■ **ドレイン型 High Flow** パウチ: 最大(S-T-U)までキャップを閉めます。

ドレイン型 Uro パウチの場合は、タップを時計回り(O)に回して閉めます。

パウチの壁面を軽く揉んで空気を取り込みます。

パウチの側面(C)をつかみます。

パウチの向き(D)に応じて、ベースプレート連結リング底部にあるスロットの1つに、パウチ連結リング底部にあるガイドタブ

を挿入します。

カップリングリングの下部から開始して、全周周 (H) にわたって下部から上部 (E, F) に向かって押し合うことにより、それらをインターロックします。親指をベースプレートのリング下に置くと、十分なグリップが得られるため、腹部を圧迫しないようにすることができます。なお、この手技は必ずゆっくりと行うことにより、ベースプレートに (G) にカップリングを取り付けるフィルムを損傷しないようにします。

パウチカップリングリングの上部タブを、ベースプレート (I) の対応するセキュリティノブにロックします。

5 トレイン型パウチ内容物の排出

適正な姿勢を取ります。

■ ドレイン型 Roll'Up 型パウチ:

2本の自己固定式ストライプを外して、便器内でスリーブを広げます。この時点で内容物の排出が開始されますのでご注意ください。アウトレット部を全開にするには、指先でガイド(M)を軽く押します。空になった時点で、スリーブ内に残っている内容物を上から下へ軽く押し出し、できる限り排出します。織物の布地 (N) は使用せずに、ていねいにその末端部を洗浄します。

■ ドレイン型 High Flow パウチ:

まっすぐに (S-T-U) 引いてキャップを取り外した後、便器内の方向に向けます。内容物が空になれば、キャップを洗浄します。

■ ドレイン型 Uro パウチ

タブを便器内に向けた後、(P) 望ましい流量になるまでゆっくりとタブを反時計回りに回します。

ドレイン型パウチが空になれば、上記のとおりアウトレット部を再び閉じます。

6 尿路コネクタの使用

B.Braun遠位バッグにパウチを接続する場合は、付属の尿路コネクタを使用する必要があります。尿路コネクタにクリップするため、2つの羽根部を押し込めてパウチタブ (W) に挿入します。尿がB. Braunの遠位バッグに流入するよう、タブを反時計回りに半回転させて開きます。クリップを外す場合は、ポーチのタブを時計回りに半分回して閉じ、2つの羽根部 (W) を押し込めて尿路コネクタを引き出します。

7 B. Braun ベルトの使用

B.Braun ベルトを使用する場合は、正反対にある2つのループ (X-Y) を選択してください。

8 フィルター保護シール

入浴やシャワーの前に、ガス抜き孔 (R) にフィルター保護シールを貼り付けます。これにより、フィルターの性能を維持し

てください。スプライトカバーの場合には、コレクションフィルムを持ち上げ、パウチフィルムにフィルター保護シールを直接貼り付ける必要があります。入浴やシャワー後は、フィルター保護シールを除去します。

9 ストーマ装具の取り外し

■ パウチの取り外し:

セキュリティノブ (I) からポーチの上部タブをはずした後、タブをゆっくり下に引いて2つのカップリングリング (K - L) を取り外します。

新しいパウチを装着する前に、ベースプレートを不織布で拭き

■ ベースプレートの取り外し:

ベースプレートの上部を軽く引っ張り、もう一方の手でストーマ周囲部の皮膚を軽く押さえながら、ベースプレートを上から下の方向へ取り外します。

*利用できるかどうかは、国・地域によって異なる場合があります。

ストーマやストーマ周囲の皮膚部に変化がみられた場合は、医師にご相談ください。

感染リスクのある医用材料の廃棄に関する国内規制は、必ず遵守してください。

Kas ir divdaļīgais Flexima® / Softima® 3S un kam to izmanto
Flexima® / Softima® 3S ir divdaļīgu savākšanas sistēma enterostomas vai urostomas pacientiem, kas sastāv no:

■ **Plakanas pamatnes plāksnes ar**
> savienošanas gredzenu, lai piestiprinātu maisiņu, ar 3 drošības pogām un 3 spraugām, kas nodrošina dažādus maisiņa novietojumus,

> hidrokoloidādas saistvielas (A).

■ **Izliektas pamatnes plāksnes ar**

> savienošanas gredzenu, lai piestiprinātu maisiņu, ar 3 drošības pogām un 3 spraugām, kas nodrošina dažādus maisiņa novietojumus,

> hidrokoloidādas saistvielas (A),

> izliekta gredzena.

■ **Dažādi maisiņu veidi**¹, ieskaitot savienošanas gredzenu ar vadības sistēmu ērtai maisiņa lietošanai un cilpām B. Braun jostas pievienošanai:

> Slēgti enterostomas pacientiem,

> Iztecināms enterostomas pacientiem ar "Roll-Up" atveri vai "High Flow" vāciņu, nodrošinot savienojumu ar B. Braun distālo somu,

> Iztecināms urostomas pacientiem ar "Uro" krāniņu un "Uro" savienotāju, nodrošinot savienojumu ar B. Braun distālo somu.
Flexima® / Softima® 3S var lietot vienlaikus ar B. Braun stomas aprūpes piederumiem.

Paredzētais nolūks un indikācijas:

Produkts ir paredzēts izkārņijumu vai urīna savākšanai un ierobežošanai pacientiem ar enterostomu vai urostomu. Produkts nav paredzēts lietošanai uz ādas vai gļotādas, uz kuras pēc slimības vai brūces ir patoloģiskas izmaiņas vai izmaiņas.

Slēgtie maisiņi galvenokārt paredzēti kolostomu pacientiem; iztecināmie "Roll-Up" maisiņi kolostomu pacientiem ar mikstiem vai šķidrām izkārņijumiem un ileostomu pacientiem; iztecināmie "High Flow" maisiņi ileostomu pacientiem un jejunostomām (augstas plūsmas šķidrā izkārņijumu gadījumā) un iztecināmie "Uro" maisiņi urostomas pacientiem.

Kliniskie ieguvumi un veiktspēja: Ostomijas aprīkojuma daļas kompensē fekālās un/vai urīna saturēšanas zudumu.

Pacientu kopums: Enterostomas un urostomas pieaugušie pacienti un bērni, kas vecāki par četriem gadiem

Kontrindikācijas:

Nav oficiālu kontraindikāciju Flexima®/Softima® 3S lietošanai.

Atlikušie riski vai blakusparādības:

Lietojot Flexima®/Softima® 3S, var rasties peristomālās ādas komplikācijas

Lietošanas pamācība:

1 **Ādas sagatavošana**

Pirms sākat procedūru, nomazgājiet rokas.

Saudzīgi notīriet peristomālo zonu ar remdenu ūdeni. Izvairieties no ētera, alkohola vai jebkura cita lokāla produkta, kas varētu traucēt pamatnes plāksnes pielipšanai. Uzmaniģi nosusiniet ādu ar mikstu audumu, kas nepūkojas.

2 **Pamatnes plāksnes sagatavošana**

Ja izmantojat produktu, kuru drīkst izgriezt, lai tas derētu, izgrieziet hidrokoloidādas saistvielas centrālo atveri savas stomas izmērā (A), iespējams, ar stomas palīgliniņas palīdzību. Negrieziet tālāk par maksimālo iespējamo diametru un pārliecinieties, ka ap stomu vienmēr ir 2 līdz 3 mm plata mala, lai nesāpīgā veidā varētu pievienot gļotādu ap stomu.

Piezīme: Produkti, kas jau ir izgriezti, nav paredzēti griešanai.

3 **Pamatnes plāksnes uzlikšana**

Noņemiet aizsargplēvi. Uzlieciet pamatnes plāksni ap stomu tā, lai 3 drošības pogas atrastos augšā (B). Lai uzlabotu pielipšanu, uzlieciet rokas uz pamatnes plāksnes, lai to sasildītu.

4 **Maisiņa uzlikšana (slēgti un iztecināms)**

Iztecināmajiem "Roll-Up" un "High Flow" maisiņiem aizveriet noslēdzošo atveri:

■ Iztecināmie "Roll-Up" maisiņi: Salokiet apvalka galu četras reizes, izmantojot palīgliniņas, un atlokiet cilpu atpakaļ. Lai cieši noslēgtu atveri, pārliecinieties, ka abas pašmērķojošas strēmeles ir izlīdzinātas, vērstas viena pret otru, un piespiediet tās visā to garumā (O).

■ Iztecināmie "High Flow" maisiņi: Aizvērtu vāciņu līdz maksimumam (V).

Iztecināmajiem "Uro" maisiņiem pārliecinieties, vai krāniņš ir aizvērts, pagriežot to pulkstenrādītāja virzienā (O).

Atdaliet maisiņa sienas, to viegli burzot, lai tajā ietilpstu gaiss.

Satveriet maisiņu gar sāniem (C).

Ievietojiet vadības cilpu, kas atrodas maisiņa savienošanas gredzena apakšdaļā, vienā no spraugām pamatnes plāksnes savienošanas gredzena apakšdaļā, atkarībā no tā, kā vēlaties novietot maisiņu (D).

Sākot ar savienošanas gredzenu apakšdaļu, saslēdziet tos, spiežot tos kopā, virzoties no apakšas uz augšu (E, F) pa visu apkārtmēru (H). Jūs varat novietot rīksus zem pamatnes plāksnes gredzena, lai panāktu labāku satvērienu, un tādējādi izvairīties no spiediena izdarīšanas uz vēderu; tas jā dara saudzīgi, lai nesabojātu plēvi, kas piestiprina savienošanas gredzenu pie pamatnes plāksnes (G).

Nobloķējiet maisiņa savienošanas gredzena augšējo cilpu ar attiecīgo pamatnes plāksnes drošības pogu (I).

5 Iztecināmo maisiņu iztukšošana

Nostājieties atbilstošā pozā.

■ Iztecināmie "Roll'Up" maisiņi:

Atveriet abas pašlīmejošās strēmeles un atritiniet apvalku uz tualetes poda pusi. Esiet piesardzīgs, iztukšošanās sāksies tieši šajā brīdī. Lai pilnībā atvērtu atveri, ar pirkstiem izdariet nelielu spiedienu uz palīglinijām (M). Kad iztukšošanās ir pabeigta, izspiediet jebkuru atlikumu, cik vien iespējams, kas joprojām atrodas apvalkā, viegli spiežot to no augšas uz leju. Rūpīgi notīriet tā galu, nepieļaujot, ka tiek izmantots audums, kas pūkojas (N).

■ Iztecināmie "High Flow" maisiņi:

Noņemiet vācīnu, velkot to taisni (S-T-U), un vēršiet to uz tualetes podu. Kad iztukšošana ir pabeigta, notīriet vācīnu.

■ Iztecināmie "Uro" maisiņi

Pavērsiet krāniņu pret tualetes podu, lēnām pagrieziet krāniņu pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, līdz tiek sasniegts vajadzīgais plūsmas ātrums (P).

Pēc iztecināmo maisiņu iztukšošanas vēlreiz aizveriet noslēdzošo atveri, kā norādīts iepriekš.

6 Uro savienotāju izmantošana

Maisiņa savienošanai ar B. Braun distālo maisu var būt nepieciešams izmantot komplektācijā iekļauto uro savienotāju. Lai saspraustu uro savienotāju, spiediet abus spārnus un ievietojiet to maisiņa krāniņā (W). Atveriet krāniņu, pagriežot to pus apgriezīnu pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, lai urīns varētu ieplūst B. Braun distālajā maisā. Lai atspraustu, aizveriet maisiņa krāniņu, pagriežot to pus apgriezīnu pulksteņrādītāja kustības virzienā, un izvelciet uro savienotāju,

spiežot abus spārnus (W).

7 B. Braun jostas izmantošana

Ja vēlaties izmantot B. Braun jostu, izvēlieties divas cilpas, kas ir diametrāli pretējas (X-Y).

8 Filtra aizsarguzlīmju izmantošana

Pirms mazgāšanās vannā vai dušā, uzlīmējiet filtra aizsarguzlīmi pār gāzes evakuācijas atverēm, (R) lai saglabātu filtra veiktspēju. Izmantojot Split Cover, ir nepieciešams pacelt komforta plēvi un uzlīmēt filtra aizsargfiltru tieši uz maisiņa plēvēm. Pēc vannas vai dušas noņemiet filtra aizsarguzlīmes.

9 Produktu noņemšana

■ Maisiņa noņemšana:

Noņemiet maisiņa augšējo cilpu no drošības pogas (J) un atdaliet abus savienošanas gredzenus, viegli pavelkot cilpu uz leju (K - L). Pirms jauna maisiņa uzlikšanas notīriet pamatnes plāksni ar audumu, kas nepūkojas.

■ Pamatnes plāksnes noņemšana:

Nedaudz pavelciet pamatnes plāksnes augšdaļu un noņemiet pamatnes plāksni virzienā no augšas uz apakšu, ar otru roku izdarot vieglu spiedienu uz ādas ap stomu.

**Pieejamība dažādās valstīs var atšķirties*

Ja novērojat izmaiņas uz stomas un/vai peristomālās ādas, lūzdu, sazinieties ar savu veselības aprūpes speciālistu.

Ir jāievēro valsts regulas par potenciāli infekciozo materiālu iznīcināšanu.

Apakah itu Flexima® / Softima® 3S 2-Piece dan penggunaannya
Flexima® / Softima® 3S adalah sistem pengumpulan 2-bahagian untuk enterostomi atau urostomi yang terdiri daripada:

■ **Plat asas rata dengan**

> cecincin ganding bagi memasang kantung dengan 3 tombol keselamatan dan 3 slot yang membolehkan kantung diletak di kedudukan yang berbeza,

> pelekat hidrokoloid (A).

■ **Plat asas cembung dengan**

> cecincin ganding bagi memasang kantung dengan 3 tombol keselamatan dan 3 slot yang membolehkan kantung diletak di kedudukan yang berbeza,

> pelekat hidrokoloid (A),

> cecincin cembung.

■ **Pelbagai jenis kantung*** termasuk cecincin ganding dengan sistem panduan untuk aplikasi kantung mudah dan pemasangan gelung ke tali pinggang B. Braun:

> Tertutup untuk pesakit enterostomi

> Boleh disalurkan untuk pesakit enterostomi dengan menggunakan sama ada outlet "Boleh Gulung" atau penutup "Aliran Tinggi" yang disambungkan ke beg distal B. Braun,

> Boleh disalurkan untuk pesakit urostomi dengan menggunakan tap "Uro" dan penyambung uro yang disambungkan ke beg distal B. Braun.

Flexima® / Softima® 3S boleh digunakan secara serentak bersama aksesori penjagaan stoma B. Braun.

Tujuan dan indikasi yang dimaksudkan:

Produk ini diindikasikan untuk pengumpulan dan pembendungan najis atau air kencing oleh pesakit dengan enterostomi atau urostomi. Produk ini tidak dimaksudkan untuk digunakan pada membran kulit atau mukus yang menunjukkan perubahan patologi atau perubahan berikutan penyakit atau luka.

Tujuan utama kantung tertutup adalah untuk kolostomi; kantung "Boleh Gulung" boleh disalurkan untuk kolostomi dengan najis lembut atau cair dan ileostomi; kantung "Aliran Tinggi" yang boleh disalurkan untuk ileostomi dan jejunostomi (jika terdapat najis cair aliran tinggi) dan kantung "Uro" yang boleh disalurkan untuk urostomi.

Prestasi & faedah klinikal: Peralatan ostomi mengimbangi kehilangan tinja dan/atau mengawal kencing.

Populasi pesakit: Pesakit enterostomi dan urostomi dewasa bagi

kanak-kanak berusia empat tahun ke atas

Kontraindikasi:

Tidak ada kontraindikasi rasmi untuk penggunaan Flexima®/ Softima® 3S.

Risiko sisa atau kesan sampingan:

Komplikasi kulit peristomal boleh berlaku semasa menggunakan Flexima® / Softima® 3S

Arahan Penggunaan:

1 Persediaan kulit

Basuh tangan anda sebelum memulakan prosedur.

Bersihkan bahagian peristomal secara perlahan-lahan dengan air suam. Elakkan eter, alkohol atau produk topikal lain yang boleh mengganggu lekatan plat asas. Keringkan kulit dengan menekap kain lembut dan tidak terlerai secara berhati-hati.

2 Penyediaan plat asas

Jika anda menggunakan produk Potongan Sepadan, potong bahagian tengah bukaan pelekat hidrokoloid mengikut saiz stoma anda (A) dengan bantuan Panduan Stoma. Jangan potong melebihi diameter maksimum dan pastikan sentiasa terdapat ruang antara 2 ke 3 mm di sekeliling stoma anda supaya tidak merujuk atau mencederakan mukosa stoma.

Nota: Produk PraPotong tidak bertujuan untuk dipotong.

3 Menggunakan plat asas

Tanggalkan pelepas. Gunakan plat asas di sekeliling stoma anda supaya 3 tombol keselamatan terletak di atas (B). Bagi meningkatkan lekatan, letakkan tangan di atas plat asas untuk memastikannya.

4 Gunakan kantung (tertutup & boleh disalir)

Bagi kantung "Boleh Gulung" dan "Aliran Tinggi" yang boleh disalir, tutup saluran penutupan:

■ Kantung "Boleh Gulung" Yang Boleh Disalir: Lipat hujung sarung sebanyak empat kali dengan menggunakan panduan dan lipat semula tab. Bagi menutup outlet, pastikan dua jalur pengikat sendiri dilarasakan, menghadap antara satu sama lain dan gunakan tekanan di sepanjangnya (O).

■ Kantung "Aliran Tinggi" Yang Boleh Disalir: Tutup penutup sehingga maksimum (V).

Bagi menutup kantung "Uro" yang boleh disalir, pastikan tab diputar mengikut arah jam (Q).

Pisahkan dinding kantung dengan merenyukkannya sedikit untuk

membolehkan udara masuk ke dalamnya.

Pegang kantung di tepinya (C).

Masukkan tab panduan yang terletak di bahagian bawah cecincin ganding kantung ke dalam setiap slot di bawah cecincin ganding plat asas, bergantung pada cara anda mahu mengorientasikan kantung (D).

Bermula daripada bahagian bawah cecincin ganding, cantumkan kedua-duanya dengan menekannya bersama sambil bergerak dari bawah ke atas (E, F) pada sepanjang ukur lilit (H). Anda boleh letakkan ibu jari di bawah cecincin plat asas untuk mencapai pegangan yang lebih baik dan elak daripada menggunakan tekanan pada abdomen; ini perlu dilakukan dengan cermat agar tidak merosakkan filem itu, yang melekatkan cecincin ganding pada plat asas (G).

Kunci bahagian atas tab cecincin ganding kantung dengan kunci keselamatan yang sepadan dengan plat asas (I).

5 Mengosongkan kantung yang boleh disalir

Tetapkan kedudukan anda.

■ Kantung "Boleh Gulung" Yang Boleh Disalir:

Lepaskan kedua-dua jalur pengikat kendiri dan lepaskan sarung yang digulung ke arah mangkuk tandas. Berhati-hati, pengosongan akan bermula ketika ini. Bagi membuka sepenuhnya outlet, gunakan sedikit tekanan dengan jari pada panduan (M). Sebaik pengosongan selesai, buang sebarang sisa dalam sarung sebanyak yang mungkin dengan menekannya secara perlahan-lahan dari atas ke bawah. Berhati-hati membersihkan bahagian bawah dan elakkan penggunaan kain terlerai (N).

■ Kantung "Aliran Tinggi" Yang Boleh Disalir:

Buka penutup dengan menarik secara menegak (S-T-U) dan arahkan bukaan ke arah mangkuk tandas. Apabila pengosongan selesai, bersihkan penutup.

■ Kantung "Uro" yang boleh disalir

Arahkan tap ke mangkuk tandas, pusingkan penutup secara perlahan-lahan mengikut arah lawan jam sehingga kadar aliran yang dikehendaki diperolehi (P).

Selepas mengosongkan kantung saliran, tutup saluran penutupan semula seperti ditunjukkan di atas.

6 Penggunaan penyambung uro

Sambungkan kantung ke beg distal B. Braun akan memerlukan penggunaan penyambung uro yang dibekalkan. Klip pada penyambung uro, tekan kedua sayap dan masukkan ke dalam tab kantung (W). Buka tap dengan memusingkannya separuh

putaran lawan jam untuk membolehkan air kencing mengalir ke dalam beg distal B. Braun. Bagi membuka klip, tutup tab kantung dengan memusingkannya separuh putaran arah jam dan menarik keluar penyambung uro dengan menekan kedua-dua sayapnya (W).

7 Penggunaan tali pinggang B. Braun

Jika anda ingin menggunakan tali pinggang B. Braun, pilih dua gelung yang berdiameter secara bertentangan (X-Y).

8 Penggunaan pelekat pelindung penapis

Sebelum mandi, lekatkan pelekat pelindung penapis atas bukaan pemindahan gas (R) untuk mengekalkan prestasi penapis. Bagi penutup Terbelah, ia memerlukan kepingan filem lembut diangkat dan untuk melekatkan pelekat pelindung penapis terus ke atas kantung filem. Selepas mandi, tanggalkan pelekat pelindung penapis.

9 Menanggalkan produk

■ Menanggalkan kantung:

Buang tab atas kantung daripada tombol keselamatan (J) dan asingkan kedua-dua cecincin dengan menarik tab secara perlahan-lahan dalam gerakan ke bawah (K - L).

Sebelum menggunakan kantung yang baharu, bersihkan plat asas dengan kain tidak terlerai.

■ Menanggalkan plat asas:

Tarik sedikit pada plat asas atas dan tanggalkan plat asas dari atas ke bahagian bawah, sambil mengekalkan tekanan lembut pada kulit di sekeliling stoma dengan tangan anda yang lain.

**Ketersediaan mungkin berbeza dari satu negara ke negara lain*

Jika terdapat sebarang perubahan yang kelihatan pada stoma dan/atau peristom kulit anda, sila hubungi ahli kesihatan profesional anda.

Peraturan kebangsaan bagi pelupusan bahan yang mudah dijangkiti perlu dilaksanakan.

Hva todelt Flexima® / Softima® 3S er og hva den brukes til
Flexima® / Softima® 3S er et todelt oppsamlingsystem for enterostomi- eller urostomipasienter som består av:

- en flat hudplate med
- > en koblingsring for å feste posen, med tre sikkerhetsknapper og tre spor som muliggjør ulik posisjonering av posen,
- > et hydrokolloid klebemiddel (A).
- en konvekks hudplate med
- > en koblingsring for å feste posen, med tre sikkerhetsknapper og tre spor som muliggjør ulik posisjonering av posen,
- > et hydrokolloid klebemiddel (A),
- > en konvekks ring.
- **ulike typer poser**, inkludert en koblingsring med styresystem for enkel poseplassering og løkker for å feste B. Braun-beltet:
- > lukkede for enterostomipasienter,
- > tømbare for enterostomipasienter med enten «Roll'Up»-utløp (som kan rulles opp) eller en «High Flow»-hette (for høy gjennomstrømning) som muliggjør tilkobling til en B. Braun distal nattpose.
- > tømbare for urostomipasienter med en «Uro» (urostomi)-hette og uro-kobling som muliggjør tilkobling til en B. Braun distal pose.

Flexima® / Softima® 3S kan brukes sammen med B. Braun-tilbehør for stombehandling.
Tiltenkt formål og indikasjon:

Produktet er indikert for oppsamling og lagring av avføring eller urin fra pasienter med enterostomi eller urostomi. Produktet er ikke beregnet til bruk på hud eller slimhinne med en patologisk endring eller endring etter sykdom eller et sår.

Lukkede poser er først og fremst beregnet for kolostomipasienter; tømbare «Roll'Up»-poser for kolostomipasienter med løs eller flytende avføring og ileostomipasienter; tømbare «High Flow»-poser for ileostomipasienter og jejunostomi (ved høy strømming av flytende avføring) og tømbare «Uro» (urostomi)-poser for urostomipasienter.

Kliniske fordelene og ytelse: Stomiustyr kompenserer for tapet av fekal kontinens og/eller urinkontinens.

Pasientgrupper: Enterostomi- eller urostomipasienter som er voksne eller barn over fire år

Kontraindikasjon:

Det er ingen formelle kontraindikasjoner for bruk av Flexima® / Softima® 3S.

Øvrige risikoer eller bivirkninger:

Det kan oppstå komplikasjoner på den peristomale huden under bruk av Flexima® / Softima® 3S

Bruksanvisning:

1 Klargjøring av huden

Vask hendene dine før du begynner prosedyren.

Rengjør den peristomale huden forsiktig med lunkent vann. Unngå eter, alkohol eller andre topiske produkter som kan forstyrre feste av hudplaten. Klapp huden forsiktig tørt med myke og lofrie kluter.

2 Klargjøring av hudplaten

Hvis du bruker et oppklippbart produkt, skal åpningen i midten på det hydrokolloide klebemiddelet klippes slik at den passer til stomien (A). Bruk "Stomiveilederen" etter behov. Ikke klipp utenfor den mulige maksimumsdiameteren, og sørg for at det alltid er en 2–3 mm kant rundt stomien slik at den stomale slimhinnen ikke blir klemt eller skadet.

Merk: Forhåndsklippede produkter er ikke beregnet på å klippes.

3 Plassering av hudplaten

Trekk av dekkpapiret. Plasser hudplaten rundt stomien slik at de tre sikkerhetsknappene er plassert øverst (B). Plasser hendene over hudplaten for å varme den opp for å få bedre feste.

4 Plassering av posen (lukket og tømbar)

For tømbare «Roll'Up»-poser og «High Flow»-poser skal utløpet lukkes:

■ Tømbare «Roll'Up»-poser: Brett utløpet fire ganger ved hjelp av guidene og brett fiiken bakover. For å forsegle utløpet sørg for at de to selvfestende strimlene er rette og rettet mot hverandre og påfør trykk på hele lengden (O).

■ Tømbare «High Flow»-poser: Lukk hetten så langt som mulig (V).

For tømbare «Uro» (urostomi)-poser skal du sikre at hetten er lukket ved å vri den med klokken (O).

Trekk fra hverandre poseveggene ved å krølle den noe sammen slik at det kommer inn luft.

Grip tak i posesidene (C).

Før styrefliken, som er plassert nederst på posens koblingsring, inn i et av sporene nederst på hudplaten slik at koblingsring, avhengig av hvilken vei du ønsker at posen skal vende (D).

Begynn nederst på koblingsringene og fest dem ved å trykke dem

sammen nedenfra og opp (E, F) over hele omkretsen (H). For å unngå å påføre trykk på abdomen kan tomlene plasseres under hudplateringen for å få et bedre grep; dette må gjøres forsiktig slik at ikke filmen, som fester koblingsringen til hudplaten (G), blir skadet. Lås den øverste fliken på posens koblingsring med den tilsvarende sikkerhetsknappen på hudplaten (I).

5 Tømming av tømbare poser

Velg en passende stilling.

■ Tømbare «Roll/Up»-poser:

Frijøtt de to selvfestende strimlene og rull utløpet ut mot toalettskålen. Vær forsiktig; tømmingen starter øyeblikkelig. Utløpet åpnes helt opp ved å trykke lett med fingrene på guidene (M). Når tømmingen er ferdig, fjern så mye som mulig av det som måtte sitte igjen i utløpet ved å klemme lett ovenfra og nedover. Rengjør utløpet forsiktig og unngå å bruke loende kluter (N).

■ Tømbare «High Flow»-poser:

Fjern hetten ved å trekke den rett ut (S-T-U), og rett den mot toalettskålen. Rengjør hetten når tømmingen er ferdig.

■ Tømbare «Uro» (urostomi)-poser

Rett hetten mot toalettskålen og vri sakte mot klokken til du oppnår ønsket væskestrøms hastighet (P).

Når tømbare poser er tømt, skal utløpet lukkes igjen som angitt ovenfor.

6 Bruk av uro-koblinger

Tilkobling av posen til en B. Braun distal pose kan nødvendiggjøre bruk av den medfølgende uro-koblingen. Uro-koblingen festes ved å trykke de to vingene og føre den inn i poseutløpet (W). Åpne hetten ved å vri den en halv omdreining mot klokken slik at urin kan renne inn i B. Braun distal pose. For å løse koblingen lukker du hetten på posen ved å vri den en halv omdreining med klokken og dra ut uro-koblingen ved å trykke de to vingene (W).

7 Bruk av B. Braun-belte

Hvis du ønsker å bruke et B. Braun-belte skal du velge to løkker som er plassert rett overfor hverandre (X-Y).

8 Bruk av filterbeskyttelsesklistremer

Klistre filterbeskyttelsesklistremerket over gassfjerningsåpningene (R) før bading eller dusjing, slik at filterytelsen opprettholdes. På poser med inspeksjonsvindu må du først løfte komfortfilmen og deretter feste filterbeskyttelsesklistremerket rett på posefilmen. Fjern filterbeskyttelsesklistremerkene etter bading eller dusjing.

9 Fjerning av produktene

■ Fjerning av posen:

Fjern den øverste fliken på posen fra sikkerhetsknappen (J) og separer de to koblingsringene ved å trekke fliken forsiktig nedover (K-L). Rengjør hudplaten med en lofri klut for en nypose plasseres.

■ Fjerning av hudplaten:

Trekk lett i øvre del av hudplaten, og fjern hudplaten ovenfra og ned mens du trykker lett på huden rundt stomien med den andre hånden.

**Tilgjengeligheten kan variere fra land til land*

Ta kontakt med helsepersonell hvis du legger merke til eventuelle endringer på stomien og/eller den peristomale huden.

Nasjonale regelverk for destruksjon av potensielt smittsomme materialer må følges.

Czym jest 2-częściowy system Flexima® / Softima® 3S i do czego służy

Flexima® / Softima® 3S to 2-częściowy system zbiorczy dla pacjentów ze stomią jelitową lub urostomią, w skład którego wchodzi:

■ **Standardowa płytka stomijna z**

> pierścieniem mocującym do zamocowania worka z 3 wypustkami zabezpieczającymi i 3 gniazdami umożliwiającymi różne ustawienie worka,

> hydrokoloidową warstwą przylepną (A).

■ **Płytką stomijną typu convex z**

> pierścieniem mocującym do zamocowania worka z 3 wypustkami zabezpieczającymi i 3 gniazdami umożliwiającymi różne ustawienie worka,

> hydrokoloidową warstwą przylepną (A),

> pierścieniem convex.

■ **Różne rodzaje worków* w tym pierścień mocujący z systemem naprowadzającym dla łatwego mocowania worka i otworami do mocowania paska B. Braun:**

> Zamknięty dla pacjentów ze stomią jelitową,

> Odpuszczalny dla pacjentów ze stomią jelitową zarówno z uścieniem "Roll'Up" (które może być zwijane) lub zamknięciem "High Flow" (o wysokim przepływie) umożliwiającym podłączenie do worka do zbiórki treści jelitowej B. Braun,

> Urostomijny dla pacjentów z urostomią z zaworem "Uro" i łącznikiem umożliwiającym podłączenie do worka do zbiórki moczu B. Braun.

System Flexima® / Softima® 3S może być stosowany jednocześnie z akcesoriami do stomii B. Braun.

Przewidziane zastosowanie i wskazania:

Produkt jest przeznaczony do zbiórki i gromadzenia stolca lub moczu przez pacjentów ze stomią jelitową lub urostomią. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania na skórze lub błonie śluzowej charakteryzujących się patologicznymi zmianami lub zmianami powstałymi w następstwie choroby lub rany.

Worki zamknięte są przeznaczone do stosowania u pacjentów z kolostomią; odpuszczalne worki "Roll'Up" (z uścieniem, które może być zwijane) są przeznaczone dla pacjentów z kolostomią z luźnym lub płynnym stolcem i dla pacjentów z ileostomią; odpuszczalne worki "High Flow" (z zatyczką o wysokim przepływie) przeznaczone są dla pacjentów z ileostomią i w jejjunostomii (w przypadku dużej

ilości płynnych stolców) a urostomijne worki "Uro" dla pacjentów z urostomią.

Korzyści kliniczne i działanie: Urządzenia stomijne rekompensują utratę możliwości higienicznego wydalania stolca i/lub moczu.

Populacja pacjentów: Dorośli oraz dzieci powyżej czwartego roku życia ze stomią jelitową i urostomią

Przeciwwskazania:

Nie ma formalnych przeciwwskazań do stosowania systemu Flexima® / Softima® 3S.

Ryzyko resztkowe lub efekty uboczne:

Podczas stosowania systemu Flexima® / Softima® 3S mogą wystąpić zmiany skórne w okolicy stomii

Instrukcja używania:

1 Przygotowanie skóry

Umyj ręce przed rozpoczęciem procedury.

Delikatnie umyj ciepłą wodą obszar wokół stomii. Unikaj alkoholu lub innych produktów do stosowania miejscowego, które mogłyby zakłócać przyczepność płytki stomijnej. Ostrożnie osusz skórę miękką, niestrzępiącą się ściereczką.

2 Przygotowanie płytki stomijnej

Jeśli używasz produktu, który należy indywidualnie dopasować, przynij środkowy otwór warstwy przylepnej w płycie do rozmiaru stomii (A) w miarę możliwości używając miarki do stomii. Nie docinaj warstwy przylepnej poza maksymalną wskazaną średnicę i upewnij się, że wokół stomii zawsze znajduje się margines od 2 do 3 mm, aby nie wywierać nacisku ani nie podrażniać śluzówki stomii.

Uwaga: Produkty wstępnie wycięte nie są przeznaczone do przycinania.

3 Mocowanie płytki stomijnej

Oderwij folię zabezpieczającą. Umieść płytkę stomijną wokół stomii w taki sposób, aby 3 wypustki zabezpieczające znajdowały się u góry (B). Aby poprawić przyczepność, przyłóż dłoń do płytki stomijnej, aby ją rozrzącać.

4 Mocowanie worka (zamkniętego, odpuszczalnego i urostomijnego)

W przypadku odpuszczalnych worków "Roll'Up" (z uścieniem, które może być zwijane) i "High Flow" (z zatyczką o wysokim przepływie), zamknij zamykające work uścienie:

- Odpuszczalne worki "Roll'Up" (z uścieniem, które może być zwijane): Zwiń uścienie worka cztery razy posługując się prowadnicami i załóż

zakładkę do tyłu. Aby uszczelnić ujęcie, upewnij się, że dwa paski samoprzylepne są wyrównane, skierowane do siebie i docisnij je na całej ich długości (O).

- **Odpuszczalne worki "High Flow"** (z zatyczką o wysokim przepływie): Zamknij zatyczkę do oporu (V).

W przypadku worków urostomijnych "Uro", upewnij się, że zawór jest zakrecony, obracając go zgodnie ze wskazówkami zegara (Q). Oddziel ściany worka od siebie, lekko go zginając i rozciągając, aby wprowadzić do niego powietrze.

Chwyć worek po bokach (C).

Włóż wypustkę naprowadzającą, która znajduje się na dole pierścienia mocującego worka, w jedną ze szczelin na dole pierścienia mocującego płytki stomijnej, w zależności od tego, jak chcesz umieścić worek (D).

Zaczynając od dołu pierścieni mocujących, zablokuj je, dociskając je do siebie, w kierunku od dołu do góry (E, F) na całym obwodzie (H). Możesz umieścić kiuki pod pierścieniem płytki stomijnej, aby uzyskać lepszy chwyt i uniknąć wywierania nacisku na brzuch; należy to zrobić delikatnie, aby nie uszkodzić warstwy, która utrzymuje pierścień mocujący na płycie stomijnej (G).

Zablokuj górną zakładkę pierścienia mocującego worek za pomocą odpowiedniej wypustki zabezpieczającej płytkę stomijną (I).

5 Opróżnianie odpuszczalnych worków

Przyjmij odpowiednią pozycję.

- **Odpuszczalne worki "Roll-Up"** (z ujęciem, które może być zwijane):

Uwolnij dwa samoprzylepne paski i rozwiń ujęcie w kierunku toalety. Uważaj, w tym momencie rozpoczniesz się opróżnianie. Aby całkowicie otworzyć ujęcie, delikatnie nacisnij palcami prowadnice (M). Po zakończeniu opróżniania usuń jak najwięcej wszelkich resztek zalegających w ujęciu, naciskając je lekko w kierunku od góry do dołu. Ostrożnie wyciśnij jego brzegi, unikając użycia do tego celu strzępiących się ściereczek (N). Odpuszczalne worki "High Flow" (z zatyczką o wysokim przepływie):

Zdejmij zatyczkę, pociągając ją do siebie (S-T-U) i skieruj ją w stronę toalety. Po zakończeniu opróżniania wyciśnij zatyczkę.

- **Odpuszczalne worki "Uro" (urostomijne)**

Skieruj zawór w kierunku muszli toalety, powoli obracaj zawór w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do uzyskaniażądanego natężenia przepływu (P).

Po opróżnieniu odpuszczalnych worków zamknij ponownie wyciskające worek ujęcie, jak wskazano powyżej.

6 Używanie łączników uro

Połączenie worka z workiem do zbiórki moczu B. Braun może wymagać użycia dostarczonego łącznika uro. Aby przyłączyć łącznik uro, nacisnij dwa skrzydełka i przycmocz go do zaworu worka (W). Odkręć zawór, przekręcając go o pół obrotu w lewo, aby umożliwić przepływ moczu do worka do zbiórki moczu B. Braun. W celu odpięcia, zakręć zawór worka, obracając go o połowę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i wyciągnij łącznik uro, naciskając na dwa skrzydełka (W).

7 Używanie paska B. Braun

Jeśli chcesz użyć paska B. Braun, użyj dwóch otworów usytuowanych na przeciwległych biegunach (X-Y).

8 Używanie naklejek ochronnych na filtr

Przed kąpielą lub przysięciem naklej naklejkę ochronną filtra na otwory odprowadzające gaz (R) aby zachować prawidłowe działanie filtra. W przypadku podzielonej osłony umieść jedną warstwę ochronną i przyklej ochronną naklejkę bezpośrednio do przezroczystej osłony znajdującej się na powierzchni filtra. Po kąpeli lub przysięciu usuń ochronne naklejki filtra.

9 Zdejmowanie produktów

- **Zdejmowanie worka:**

Zdejmij górną zakładkę worka z wypustki zabezpieczającej (J) i oddziel dwa pierścienie mocujące, delikatnie pociągając w dół zakładkę (K-L).

Przed nałożeniem nowego worka wyciśnij płytę stomijną za pomocą nieszczepiącej się ściereczki.

- **Usuwanie płytki stomijnej:**

Lekko pociągaj za górę płytki stomijnej i zdejmuj ją zaczynając od góry do dołu, jednocześnie drugą ręką utrzymując delikatny nacisk na skórę wokół stomii.

**Dostępność może się różnić zależnie od kraju*

Jeśli zauważyłś jakiegokolwiek zmiany w stomii i/lub skórze wokół stomii, skontaktuj się z wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.

Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących usuwania materiałów potencjalnie niebezpiecznych.

PT Instruções de utilização

O que é o Flexima® / Softima® 3S 2-Piece e para que é utilizado

O Flexima® / Softima® 3S é um sistema de recolha de 2 peças para enterostomizados ou urostomizados consistindo em:

■ Uma placa plana com

> um anel de acoplamento para fixar o saco com 3 botões de segurança e 3 entalhes permitindo posicionamentos diferentes do saco,

> um adesivo hidrocolóide (A).

■ Uma placa convexa com

> um anel de acoplamento para fixar o saco com 3 botões de segurança e 3 entalhes permitindo posicionamentos diferentes do saco,

> um adesivo hidrocolóide (A),

> um anel convexo.

■ Diferentes tipos de sacos* incluindo um anel de acoplamento com sistema de orientação para aplicação fácil do saco e ganchos para fixar o cinto B. Braun:

> Fechado para enterostomizados,

> Drenável para enterostomizados quer com uma saída "Roll'Up" ou uma tampa "High Flow" permitindo a ligação a um saco distal B. Braun,

> Drenável para urostomizados com uma tampa "Uro" e uro conector permitindo a ligação a um saco distal B. Braun.

O Flexima® / Softima® 3S pode ser utilizado simultaneamente com acessórios para cuidados com estoma B. Braun.

Finalidade prevista e indicação:

O produto está indicado para recolha e contenção de fezes ou urina para doentes com enterostomia ou urostomia. O produto não se destina a ser utilizado numa membrana dérmica ou mucosa apresentando alteração patológica ou alteração após doença ou uma ferida.

Os sacos fechados são principalmente destinados a colostomizados, os sacos drenáveis "Roll'Up" são indicados para colostomizados com fezes moles ou líquidas e ileostomizados; os sacos drenáveis "High Flow" são indicados para ileostomizados e jejunostomizados (em caso de fluxo elevado de fezes líquidas) e os sacos drenáveis "Uro" são indicados para urostomizados.

Benefícios clínicos e desempenhos: Os equipamentos para ostomia compensam a perda de continência fecal e/ou urinária.

Effective

População de doentes: Adultos enterostomizados e urostomizados ou crianças acima dos quatro anos

Contraindicações:

Não existem contra-indicações formais para a utilização do Flexima® / Softima® 3S.

Riscos residuais ou efeitos colaterais:

Podem ocorrer complicações da pele periestomal ao utilizar o Flexima® / Softima® 3S

Instruções de utilização:

1 Preparar a pele

Lave as mãos antes de iniciar o procedimento.

Limpe suavemente a área periestomal com água morna. Evite éter, álcool ou outro produto tóxico que possa interferir com a adesão da placa. Seque cuidadosamente a pele com panos limpos e sem fiapos.

2 Preparar a placa

Se estiver a utilizar um produto Cut To Fit, corte a abertura central do adesivo hidrocolóide à medida do seu estoma (A) possivelmente com a ajuda do Guia da Ostomia. Não corte além do diâmetro máximo possível e certifique-se de que existe sempre uma margem de 2 a 3 mm em volta do seu estoma de forma a não estrangular ou magoar a mucosa estomal.

Nota: Os produtos Pre-Cut não se destinam a ser cortados.

3 Aplicar a placa

Retire a película. Aplique a placa em volta do seu estoma de forma a que os 3 botões de segurança estejam localizados em cima (B). De forma a melhorar a adesão, coloque as mãos sobre a placa para a aquecer.

4 Aplicar o saco (fechado e drenável)

Para sacos drenáveis "Roll'Up" e "High Flow", feche a saída de fecho:

■ Sacos drenáveis "Roll'Up": Dobre a extremidade da manga quatro vezes utilizando as guias e dobre a aba para trás. Para selar a saída, certifique-se de que as duas tiras auto-fixadoras estão alinhadas, voltadas uma para a outra e aplique pressão em toda a sua extensão (O).

■ Sacos drenáveis "High Flow": Feche a tampa o mais possível (V). Para sacos drenáveis "Uro" certifique-se de que a tampa está fechada rodando-a para a direita (Q).

Separe as paredes do saco amassando-o ligeiramente para introduzir ar no seu interior.

Segure o saco pelos lados (C).

Insira a aba guia situada no fundo do anel de acoplamento do saco numa das ranhuras no fundo do anel de acoplamento da base, dependendo de como quer orientar o saco (D).

Começando pelo fundo dos anéis de acoplamento, interbloquee-os pressionando-os um contra o outro, progredindo desde o fundo até ao topo (E, F) ao longo da circunferência (H). Pode colocar os seus polegares sob o anel da placa para conseguir uma melhor pega e assim evitar a aplicação de pressão no abdómen; isto tem de ser feito gentilmente de forma a não danificar a película, que une o anel de acoplamento à placa (G).

Bloquee a aba superior do anel de acoplamento do saco com o botão de segurança respetivo da placa (I).

5 Esvaziar os sacos drenáveis

Posicione-se adequadamente.

■ Sacos drenáveis "Roll'Up":

Solte as duas tiras auto-fixadoras e desenrole a manga na direção da sanita. Seja cuidadoso, o esvaziamento irá começar neste preciso ponto. Para abrir a saída na totalidade, aplique pressão ligeira com os seus dedos nas guias (M). Assim que o esvaziamento esteja completo, expila, o mais possível, qualquer matéria ainda na manga pressionando-a ligeiramente de cima abaixo. Limpe cuidadosamente a sua extremidade evitando a utilização de panos que deixem fiapos (N).

■ Sacos drenáveis "High Flow":

Remove a tampa puxando-a a direito (S-T-U) e aponte-a na direção da sanita. Assim que o esvaziamento esteja completo, limpe a tampa.

■ Sacos drenáveis "Uro"

Aponte a tampa na direção da sanita, rodando ligeiramente a tampa para a esquerda até que obtenha o fluxo desejado (P). Após esvaziar os sacos drenáveis, feche novamente as saídas de fecho como indicado acima.

6 Utilizar conectores uros

A ligação do saco a um saco distal B. Braun requer a utilização do conector uro fornecido. Para encaixar o conector uro, pressione as duas abas e insira-o na torneira do saco (W). Abra a torneira rodando-a meia volta para a esquerda para permitir que a urina flua para o saco distal B. Braun. Para desencaixar, feche a torneira do saco rodando-a meia volta para a direita e puxando o conector uro pressionando as duas abas (W).

7 Utilizar o cinto B. Braun

Se desejar utilizar um cinto B. Braun, escolha dois ganchos diametralmente opostos (X-Y).

8 Utilizar etiquetas de proteção do filtro

Antes de tomar banho ou duche, cole a etiqueta de proteção do filtro sobre as aberturas de evacuação de gás (R) de forma a manter os desempenhos do filtro. Para tampa Split, isto requer que se levante a película de conforto e que se cole o filtro de proteção do filtro diretamente na película do saco. Após o banho ou o duche, remove as etiquetas de proteção do filtro.

9 Remover os produtos

■ Remover o saco:

Remove a aba superior do saco do botão de segurança (J) e separe os dois anéis de acoplamento puxando gentilmente a aba para baixo (K-L).

Antes de aplicar um novo saco, limpe a placa com um pano que não deixe fiapos.

■ Remover a placa:

Puxe ligeiramente o topo da placa e remova-a de cima abaixo, enquanto mantém pressão suave na pele em volta do estoma com a sua outra mão.

**A disponibilidade pode variar de país para país*

Se notar qualquer alteração no seu estoma e/ou na pele periestomal, contacte por favor o seu profissional de saúde.

RO Instrucțiuni de utilizare

Ce este Flexima® / Softima® 3S din 2 componente și pentru ce se utilizează

Flexima® / Softima® 3S este un sistem de colectare din 2 componente pentru pacienți cu enterostome sau urostome, alcătuit din:

■ Un suport de bază plat cu

> un inel de cuplaj pentru atașarea pungii cu 3 butoni de fixare și 3 fante care permit poziționări diferite ale pungii,

> un adeziv hidrocoloidal (A).

■ Un suport de bază convex cu

> un inel de cuplaj pentru atașarea pungii cu 3 butoni de fixare și 3 fante care permit poziționări diferite ale pungii,

> un adeziv hidrocoloidal (A),

> un inel convex.

■ **Diferite tipuri de pungii* care includ un inel de cuplaj cu sistem de ghidare pentru aplicarea facilă a pungii și găici pentru atașarea curelei B. Braun:**

> Închisă pentru pacienți cu enterostome,

> Cu scurgere pentru pacienți cu enterostome care au montate o ieșire „Roll’Up” (Rulabilă) sau un capac „High Flow” (Debit înalt) care permite conectarea la o pungă distală B. Braun,

> Cu scurgere pentru pacienți cu urostome care au montat un robinet „Uro” (Urostomă) care permite conectarea la o pungă distală B. Braun.

Flexima® / Softima® 3S poate fi utilizat concomitent cu accesoriile B. Braun pentru îngrijirea stomelor.

Scopul utilizării și indicații:

Produsul este indicat pentru colectarea și reținerea scaunelor sau urinei la pacienții cu enterostomă sau urostomă. Produsul nu este destinat utilizării pe tegumente sau membrane mucoase care prezintă modificări patologice sau modificări în urma unei boli sau unei plăgi.

Pungile închise sunt destinate în principal pacienților cu colostomă; pungile cu scurgere „Roll’Up” (Rulabilă), pacienților cu colostomă cu scaune semiformate sau neformate și pacienților cu ileostomă; pungile cu scurgere „High Flow” (Debit înalt), pacienților cu ileostomă și jejunostomă (în caz de scaune neformate cu debit ridicat), iar pungile cu scurgere „Uro” (Urostomă), pacienților cu urostomă.

Beneficii și performanțe clinice: Dispozitivele de stomie compensează pierderea continenței fecale și/sau urinare.

Grupe de pacienți: Adulți, adolescenți sau copiii cu vârsta peste

patru ani cu enterostomă și urostomă

Contraindicații:

Nu există contraindicații formale pentru utilizarea Flexima®/Softima® 3S.

Riscuri reziduale sau reacții adverse:

Pot apărea complicații la nivelul tegumentului peristomal la utilizarea Flexima® / Softima® 3S

Instrucțiuni de utilizare:

1 Pregătirea tegumentului

Spălați-vă pe mâini înainte de începerea procedurii. Curățați zona peristomală blând, cu apă caldă. Evitați eterul, alcoolul sau orice alt produs topic care ar putea afecta aderența la suportul de bază. Tamponați cu grijă tegumentul pentru a-l usca, folosind un material textil moale, care nu lasă scame.

2 Pregătirea suportului de bază

Dacă utilizați un produs care se taie la dimensiuni, tăiați deschiderea centrală a adezivului hidrocoloidal la dimensiunile stomei în cauză (A), posibil cu ajutorul dispozitivului de ghidare pentru stome. Nu tăiați dincolo de diametrul maxim posibil și asigurați-vă că există întotdeauna o margine de 2-3 mm în jurul stomei, pentru a nu strângula sau vătăma mucoasa stomală.

Notă: Produsele pretăiate nu sunt destinate a fi decupate.

3 Aplicarea suportului de bază

Dezlipiți stratul de eliberare. Aplicați suportul de bază în jurul stomei astfel încât cei 3 butoni de fixare să fie poziționați în partea de sus (B). Pentru a îmbunătăți aderența, așezați mâinile pe suportul de bază pentru a o încălzi.

4 Aplicarea pungii (închisă și cu scurgere)

Pentru pungile cu scurgere „Roll’Up” (Rulabilă) și „High Flow” (Debit înalt), închideți ieșirea:

■ Pungile cu scurgere „Roll’Up” (Rulabilă): Pliati extremitatea manșonului de patru ori, utilizând reperele de ghidare, și pliați înapoi urechiușa. Pentru a sigila ieșirea, asigurați-vă că cele două benzi cu autoprintare sunt aliniate cu fața una la cealaltă și aplicați presiune pe toată lungimea acestora (O).

■ Pentru pungile cu scurgere „High Flow” (Debit înalt): închideți capacul până la punctul maxim (V).

Pentru pungile cu scurgere „Uro” (Urostomă), asigurați-vă că robinetul este închis rotindu-l în sensul acelor de ceasornic (O).

Separăți pereții pungii mototolind-o ușor pentru a introduce aer în ea.

Apucați punga de laturile acesteia (C).

Effective

Effective

Inserați urechiușa de ghidare situată în partea de jos a inelului de cuplaj al pungii în una dintre fantele de pe partea inferioară a inelului de cuplaj al suportului de bază, în funcție de orientarea dorită a pungii (D).

Începând din partea de jos a inelelor de cuplaj, uniți-le presându-le împreună, progresiv de jos în sus (E, F) pe întreaga circumferință (H). Puteți plasa degetele mari sub inelul suportului de bază pentru a obține o prindere mai bună și a evita astfel aplicarea presiunii pe abdomen; acest lucru trebuie făcut ușor, pentru a nu deteriora filmul care atașează inelul de cuplaj la suportul de bază (G).

Blocați urechiușa superioară a inelului de cuplaj al pungii cu butonul de fixare corespunzător al suportului de bază (I).

5 Golirea pungilor cu scurgere

Poziționați-vă corespunzător.

■ Pungile cu scurgere „Roll’Up” (Rulabilă):

Eliberați cele două benzi cu autoprintere și derulați manșonul către vasul de toaletă. Aveți grijă, golirea va începe chiar din acest moment. Pentru a deschide complet ieșirea, aplicați o presiune ușoară cu degetele pe reperele de ghidare (M). După ce golirea se finalizează, evacuați cât de mult posibil eventuala materie rămasă în manșon apăsându-l ușor de sus în jos. Curățați cu grijă extremitatea acestuia, evitând utilizarea unor materiale textile care lasă scame (N).

■ Pentru pungile cu scurgere „High Flow” (Debit înalt):

Scoateți capacul trăgându-l drept (S-T-U) și orientați-l spre vasul de toaletă. După ce golirea se finalizează, curățați capacul.

■ Pungile cu scurgere „Uro” (Urostomă)

Orientați robinetul spre vasul de toaletă; rotiți încet robinetul în sensul invers acelor de ceasornic până când se obține debitul dorit (P).

După golirea pungilor cu scurgere, închideți ieșirea din nou, în modul indicat mai sus.

6 Utilizarea conectorilor „Uro” (Urostomă)

Conectarea pungii la o pungă distală B. Braun poate necesita utilizarea conectorului „Uro” (Urostomă) furnizat. Pentru a prinde conectorul „Uro” (Urostomă), apăsați cele două aripioare și introduceți-l în robinetul pungii (W). Deschideți robinetul rotindu-l cu jumătate de rotație în sensul invers acelor de ceasornic, pentru a permite curgerea urinei în punca distală B. Braun. Pentru a-l desprinde, închideți robinetul pungii rotindu-l cu jumătate de rotație în sensul acelor de ceasornic și scoateți conectorul „Uro” (Urostomă) prin tragere, apăsând cele două

aripioare (W).

7 Utilizarea curelei B. Braun

Dacă doriți să utilizați o curea B. Braun, alegeți două găici diametral opuse (X-Y).

8 Utilizarea autocolantelor pentru protecția filtrului

Înainte de baie sau duș, lipiți autocolantul pentru protecția filtrului pe orificiile de evacuare a gazelor (R), pentru a menține performanța filtrului. Pentru capacul cu fantă, aceasta necesită ridicarea filmului pentru confort și lipirea autocolantului pentru protecția filtrului direct pe filmele pungii. După baie sau duș, îndepărtați autocolantele pentru protecția filtrului.

9 Scoaterea produselor

■ Scoaterea pungii:

Scoateți urechiușa superioară a pungii de pe butonul de fixare (J) și separați cele două inele de cuplaj trăgând ușor în jos de urechiușă (K - L).

Înainte de aplicarea unei noi pungi, curățați suportul de bază cu un material textil care nu lasă scame.

■ Scoaterea suportului de bază:

Trageți ușor de partea superioară a suportului de bază și desprindeți-l de sus în jos, menținând în același timp, cu cealaltă mână, o presiune ușoară pe tegumentul peristomal.

**Disponibilitatea poate varia de la o țară la alta*

Dacă observați orice modificare la nivelul stomei și/sau tegumentului peristomal, vă rugăm să contactați cadrul medical care vă îngrijește.

Что собой представляет 2-компонентное устройство Flexima® / Softima® 3S и для чего оно применяется

Устройство Flexima® / Softima® 3S представляет собой 2-компонентную систему сбора для пациентов с энтеростомой или уростомой, состоящую из следующих элементов:

■ Плоской базовой пластины с

> крепким кольцом для мешка с 3 головками для крепления и 3 прорезями, обеспечивающими различное позиционирование мешка;

> гидроколлоидным клеем (A).

■ Выпуклой базовой пластины с

> крепким кольцом для мешка с 3 головками для крепления и 3 прорезями, обеспечивающими различное позиционирование мешка;

> гидроколлоидным клеем (A);

> выпуклым кольцом.

■ Различные типы мешков,* в том числе крепящее кольцо с направляющей системой для более легкого крепления мешка и петли для крепления ремня B. Braun:

> закрытый для пациентов с энтеростомой;

> дренлируемый для пациентов с энтеростомой либо с выходным отверстием "Roll'Up" (которое можно свернуть трубкой), либо с колпачком "High Flow" (повышенной проводимости), которые обеспечивают подключение к дистальной мешку B. Braun;

> дренлируемый для пациентов с уростомой с пробкой "Uro" (уростомической) и соединителем для отвода мочи, который обеспечивает подключение к дистальной мешку B. Braun.

Flexima® / Softima® 3S может применяться одновременно с аксессуаром B. Braun для ухода за стомой.

Предусмотренное назначение и показание к применению.

Изделие показано для сбора и удерживания кала или мочи пациентами с энтеростомой или уростомой. Изделие не предназначено для наложения на кожу или слизистую оболочку, на которой наблюдается патологическое изменение или изменение в результате заболевания или ранения.

Закрытые мешки, как правило, предназначены для пациентов с колостомой; дренлируемые мешки "Roll'Up" (с выходным отверстием, которое можно свернуть трубкой) для пациентов с колостомой с мягким или жидким калом и пациентов с илеостомой; дренлируемые мешки "High Flow" (с колпачком повышенной проводимости) для пациентов с илеостомой и еюностомой (в случае жидкого кала с высокой текучестью) и дренлируемые мешки "Uro" (с уростомической пробкой) для пациентов с уростомой.

Клиническая польза и эксплуатационные показатели. Устройства для стомы компенсируют утрату способности удерживать кал и/или мочу.

Категория пациентов. Взрослые пациенты или дети старше четырех лет с энтеростомой и уростомой.

Противопоказания.

Официальные противопоказания к применению Flexima® / Softima® 3S отсутствуют.

Остаточные риски или побочные эффекты.

При применении Flexima® / Softima® 3S могут наблюдаться перистомальные кожные осложнения.

Инструкция по применению.**1 Подготовка кожи**

Перед началом процедуры вымойте руки.

Осторожно очистите перистомальную область водой температуры тела. Избегайте использования эфира, спирта или другого средства местного применения, которое может мешать адгезии базовой пластины. Аккуратно промокните насухо кожу магки и безворсовыми салфетками.

2 Подготовка базовой пластины

В случае использования изделия, в котором делается вырез по размеру, вырежьте центральное отверстие в гидроколлоидном клее по размеру стомы (A), возможно, с помощью отвертки, которая по форме соответствует отверстию. Не делайте вырез за пределами максимального диаметра и следите за тем, чтобы вокруг стомы всегда оставался запас 2–3 мм, чтобы не сжать или не повредить слизистую оболочку стомы.

Примечание. Предварительно обрезанные изделия не предназначены для того, чтобы в них делали вырез.

3 Наложение базовой пластины

Снимите защитную пленку. Наложите базовую пластину вокруг стомы таким образом, чтобы 3 головки для крепления находились сверху (B). Для того чтобы улучшить адгезию, накройте руки базовую пластину, чтобы прогреть ее.

4 Наложение мешка (закрытого и дренлируемого)

В случае дренлируемых мешков "Roll'Up" (с выходным отверстием, которое можно свернуть трубкой) и "High Flow" (с колпачком повышенной проводимости) закройте выходное отверстие:

■ Дренлируемые мешки "Roll'Up" (с выходным отверстием, которое можно свернуть трубкой). Сверните конец рукава четыре раза с помощью направляющих и отверните язычок.

Чтобы герметично закрыть выходное отверстие, убедитесь в том, что две самофиксирующиеся планки выровнены и

обращены друг к другу, и сдавите их по всей длине (O).

- Дренажные мешки "High Flow" (с колпачком повышенной проводимости). Полностью закройте колпачок (V).

В случае мешков "Uro" (с уростомической пробкой) убедитесь в том, что язычок закрыт, повернув его по часовой стрелке (Q). Отделите стенки мешка, слегка сдавив его, чтобы запустить в него воздух.

Ухватитесь за стороны мешка (C).

Вставьте направляющий язычок, который расположен внизу крепежного кольца мешка, в одну из прорезей внизу крепежного кольца базовой пластины, в зависимости от того, как вы хотите расположить мешок (D).

Соедините крепежные кольца, продвигаясь снизу и прижимая их друг к другу снизу вверх (E, F) по всему периметру (H). Для улучшения фиксации без надавливания на живот можно поместить большие пальцы рук под кольцою базовой пластины; это следует делать осторожно, чтобы не повредить пленку, которая фиксирует крепежное кольцо к базовой пластине (G).

Зафиксируйте верхний язычок крепежного кольца мешка с помощью соответствующей головки для крепления базовой пластины (I).

5 Опорожнение дренажных мешков

Примите нужное положение.

- Дренажные мешки "Roll'Up" (с выходным отверстием, которое можно свернуть трубкой).

Разблокируйте две самофиксирующиеся планки и разверните рукав в направлении унитаза. Будьте осторожны, именно в этот момент начнется опорожнение. Для полного открытия выходящего отверстия ладонью надавите пальцами на направляющую (M). После завершения опорожнения удалите, насколько это возможно, остатки в рукаве легким надавливанием сверху вниз. Осторожно очистите его край, избегая при этом использования воровских салфеток (N).

- Дренажные мешки "High Flow" (с колпачком повышенной проводимости).

Снимите колпачок, потянув его в прямом направлении (S-T-U), и направьте его в унитаз. После завершения опорожнения очистите колпачок.

- Дренажные мешки "Uro" (с уростомической пробкой)

Направьте язычок в унитаз, медленно поворачивайте язычок против часовой стрелки, пока не будет достигнут желаемый уровень потока (P).

После опорожнения дренажных мешков снова закройте выходящее отверстие как указано выше.

6 Использование соединителей для отвода мочи

Для подсоединения мешка к дистальному мешку В. Braun может потребоваться использование поставляемого соединителя для отвода мочи. Чтобы прикрепить соединитель для отвода мочи, надавите на два уха и вставьте его в язычок мешка (W). Откройте язычок, повернув его на половину хода против часовой стрелки, чтобы моча могла перетечь в дистальный мешок В. Braun. Чтобы открепить соединитель для отвода мочи, закройте язычок мешка, повернув его наполовину по часовой стрелке, и извлеките соединитель для отвода мочи, надавив на два уха (W).

7 Использование ремня В. Braun

Если вы хотите использовать ремень В. Braun, выберите две диаметрально противоположные петли (X-Y).

8 Использование стикеров для защиты фильтра

Перед принятием ванны или душа наклейте стикер для защиты фильтра на отверстия для удаления газов (R), чтобы сохранить эксплуатационные показатели фильтра. В случае покрытия со щелью для этого обязательно требуется поднять защитную пленку и наклеить стикер для защиты фильтра непосредственно на пленку мешка. После ванны или душа удалите стикеры для защиты фильтра.

9 Удаление изделий

- Удаление мешка.

Снимите верхний язычок мешка с головки для крепления (J) и отделите два крепежных кольца, осторожно потянув вниз за язычок (K-L).

Перед наложением нового мешка очистите базовую пластину безворсовой салфеткой.

- Удаление базовой пластины.

Слегка потяните за верхнюю часть базовой пластины и отделите базовую пластину сверху вниз, при этом осторожно надавливая на кожу вокруг стомы другой рукой.

"В разные страны могут поставляться различные изделия в разных комплектациях"

Если вы заметите какое-либо изменение на стоме и/или перистомальной коже, обратитесь к своему специалисту в области медицины.

Необходимо соблюдать требования национальных нормативов по утилизации потенциально инфицирующих материалов.

SK Pokyny na používanie

Čo je 2-dielny systém Flexima® / Softima® 3S a na čo sa používa

Flexima® / Softima® 3S je 2-dielny zberný systém pre pacientov s enterostómiou alebo urostómiou, ktorý sa skladá z:

■ plochej spodnej časti so

> spájacim krúžkom na pripavenie vrecka pomocou 3 bezpečnostných gombíkov a 3 otvorov, ktoré umožňujú rôzne umiestnenie vrecka a

> hydrokoloidnej náplasti (A) alebo

■ konvexnej spodnej časti so

> spájacim krúžkom na pripavenie vrecka pomocou 3 bezpečnostných gombíkov a 3 otvorov, ktoré umožňujú rôzne umiestnenie vrecka,

> hydrokoloidnej náplasti (A) a

> konvexného krúžku.

■ Rôzne druhy vreciek®, vrátane spájacieho krúžku so zavádzacím systémom, na ľahkú aplikáciu vrecka a pútok na pripavenie pásu B. Braun:

> uzavreté pre pacientov s enterostómiou,

> na odvodnenie pre pacientov s enterostómiou pomocou vývodu „Roll’Up“ (zrolovateľného nahor) alebo uzáveru „High Flow“ (so silným prietokom), ktorý umožňuje pripojenie k distálnemu vaku B. Braun,

> na odvodnenie pre pacientov s urostómiou pomocou kohútika „Uro“ (močového) a konektora „uro“, ktorý umožňuje pripojenie k distálnemu vaku B. Braun.

Systém Flexima® / Softima® 3S možno použiť súčasne s doplnkami na starostlivosť o stómiu B. Braun.

Účel určenia a indikácie:

Výrobok je určený na zber a zadržanie stolice alebo moču u pacientov s enterostómiou alebo urostómiou. Výrobok nie je určený na použitie na kožu alebo sliznicu, ktorá vykazuje patologické zmeny alebo zmeny po chorobe alebo rane.

Zatvorené vrecká sú určené predovšetkým pre pacientov s kolostómiou. Vrecká na odvodnenie s „Roll’Up“ (zrolovateľným nahor) sú určené pre pacientov s kolostómiou s mäkkou alebo tekutou stolicou a ileostómiou. Vrecká na odvodnenie „High Flow“ (so silným prietokom) sú určené pre pacientov s ileostómiou alebo jejunostómiou (v prípade silného prietoku tekutej stolice). Vrecká „Uro“ (močové) sú určené pre pacientov s urostómiou.

Klinické prínosy a výkony: Osteomálna pomôcka nahrádza

vylučovanie stolice alebo moču.

Populácia pacientov: Dospelí pacienti s enterostómiou a urostómiou alebo deti staršie ako štyri roky.

Kontraindikácie:

Neexistujú žiadne absolútne kontraindikácie na použitie systému Flexima®/ Softima® 3S.

Reziduálne riziko alebo vedľajšie účinky:

Počas používania systému Flexima® / Softima® 3S sa môžu vyskytnúť peristomálne kožné komplikácie.

Pokyny na používanie:

1 Príprava kože

Skôr ako začnete zákrok, umyte si ruky.

Peristomálnu oblasť jemne očistite vlažnou vodou. Vyhnite sa etéru, alkoholu alebo akýmkoľvek iným topickým výrobkom, ktoré by mohli narušiť spodnú lepiacu časť. Opatrne poklepkajte suchú kožu mäkkou handričkou, ktorá nepušťa vlákna.

2 Príprava spodnej časti

Keď používate výrobok, pri ktorom sa strihaním prispôbuje jeho veľkosť, vystrihnite centrálny otvor do hydrokoloidnej pásky podľa veľkosti stómie (A) prípadne pomocou meradla na stómiu. Nestrihajte maximálny možný priemer. Vždy sa uistite, že okolo stómy ostal 2 až 3 mm okraj, aby sa nepotlačila alebo neporanila stomálna sliznica.

Poznámka: Vopred vystrihnuté výroky nie sú určené na obstrihávanie.

3 Aplikácia spodnej časti

Odlepte vývod. Aplikujte spodnú časť okolo stómy tak, aby sa 3 bezpečnostné gombíky nachádzali na hornej strane (B). Na lepšie prilepenie položte ruky na spodnú časť, aby ste ju zahriali.

4 Aplikácia vrecka (zatvorené a na odvodnenie)

Na odvodňovacích vreckách „Roll’Up“ (zrolovateľných nahor) a „High Flow“ (so silným prietokom) zatvorte vývod:

■ Vrecká na odvodnenie „Roll’Up“ (zrolovateľné nahor): Preložte okraj puzdra štyrikrát pomocou zavádzача a preložte uško naspäť. Pri utesňovaní vývodu sa presvedčte, že dva samoopinacie pásky sú zarovnané a smerujú jeden k druhému. Britajte ich po celej dĺžke (O).

■ Vrecká na odvodnenie „High Flow“ (so silným prietokom): Uzáver úplne zatvorte (V).

Pri odvodňovacích vreckách „Uro“ (močových) sa presvedčte, že je kohútik zatvorený. Otočte ho v smere hodinových ručičiek (Q).

Oddeľte steny vrecka ľahkým pokrčením, aby sa do nich dostal

Effective

Effective

vzduch.

Vrecko uchopte na oboch stranách (C).

Vodiace uško vrecka, ktoré sa nachádza na spodnej strane spájacieho krúžku, vložte do jedného z otvorov na spodnej časti krúžku podľa toho, ako chcete vrecko nasmerovať (D).

Začínate na spodnej strane spájajúcich krúžkov. Zaisťte ich stlačením k sebe, pričom postupujte zdola nahor (E, F) po celom obvode (H). Položte palce pod spodnú časť krúžku, čím dosiahnete lepšie uchopenie a vyhnite sa stlačeniu brucha. Musíte to urobiť opatrne, aby ste nepoškodili fólia, ktorou je spájací krúžok pripojený k spodnej časti (G).

Zaisťte horné uško vrecka na spájacom krúžku príslušným bezpečnostným gombíkom na spodnej časti (I).

5 Vyprázdňovanie vreciek na odvodnenie

Správne sa postavte.

■ Vrecká na odvodnenie „Roll'Up“ (zrolovateľné nahor):

Uvoľnite dva samodržiace pásy a zrolujte puzdro smerom k vylučovacej miske. Buďte opatrní. Vyprázdňovanie sa začne okamžite. Ak chcete vývod otvoriť úplne, prstami jemne zatlačte na zavádzače (M). Keď je vyprázdňovanie dokončené, miernym stlačením v smere zhora nadol vytlačte čo najviac zvyšného obsahu, ktorý sa ešte nachádza v puzdre. Dôkladne vyčistite okraj vrecka. Nepoužívajte handričku, ktorá púšťa vlákna (N).

■ Vrecká na odvodnenie „High Flow“ (so silným prítokom):

Priamym ťahom vyberte uzáver (S-T-U) a vrecko nasmerujte k vylučovacej miske. Keď je vyprázdňovanie dokončené, uzáver očistite.

■ Vrecká na odvodnenie „Uro“ (močové)

Kohútik nasmerujte k vylučovacej miske a pomaly ho otáčajte v protismere hodinových ručičiek, pokiaľ nedosiahnete požadovaný prúd toku (P).

Po vyprázdnení vreciek na odvodnenie, vývod opäť zatvorte, ako je uvedené vyššie.

6 Použitie „uro“ (močových) konektorov

Pripojenie vrecka k distálnemu vaku B. Braun môže vyžadovať použitie pomocného močového konektora. Močový konektor pripnete tak, že stlačíte obe krídle a zasuniete ich do kohútika vrecka (W). Kohútik otvorte polovičným otočením v protismere hodinových ručičiek, čím umožníte moču, aby tiekol do distálneho vaku B. Braun. Ak chcete kohútik odopnúť, polovičným otočením v smere hodinových ručičiek kohútik vrecka zatvorte, stlačte obe krídle a vytiahnite močový konektor (W).

7 Použitie pásu B. Braun

Ak chcete použiť pás B. Braun, vyberte si dve ušká, ktoré sú oproti sebe (X-Y).

8 Použitie nalepovacích ochranných filtrov

Pred kúpaním alebo sprchovaním nalepte nalepovací ochranný filter na otvory na vypustenie vzduchu, (R) čím zachováte výkon filtra. Rozdeľovací kryt vyžaduje zdvihnutie prísôbovacej fólie a prilepenie nalepovacieho ochranného filtra priamo na fólie vrecka. Po kúpaní alebo sprchovaní odstráňte nalepovacie ochranné filtre.

9 Vyberanie výrobkov

■ Vyberanie vrecka:

Vyberte horné uško vrecka z bezpečnostného gombíka (J) a oddeľte oba spájacie krúžky miernym vytiahnutím uška smerom nadol (K-L). Skôr ako použijete nové vrecko, vyčistite spodnú časť handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

■ Vyberanie spodnej časti:

Mierne vytiahnite hornú časť a vyberte ju smerom zhora nadol, pričom druhou rukou jemne tlačte na kožu okolo stómy.

**Dostupnosť v jednotlivých krajinách sa môže líšiť.*

Ak spozorujete na stóme alebo peristomálnej koži nejaké zmeny, obráťte sa na vášho lekára.

SL Navodila za uporabo

Effective

Kaj je dvodelni sistem Flexima® / Softima® 3S in za kaj se uporablja

Flexima® / Softima® 3S je dvodelni zbirni sistem za paciente z izločalnimi stomami ali urostomami, ki ga sestavljajo:

■ **Ravna kožna podloga s**

> spojnim obročem, ki omogoča pritrditve vrečke s tremi varnostnimi gumbi in tremi režami v več različnih položajev,

> hidrokoloidno lepljivo oblogo (A).

■ **Kožna podloga za vdrtostomo**

> spojni obroč, ki omogoča pritrditve vrečke s tremi varnostnimi gumbi in tremi režami, v več različnih položajih

> hidrokoloidna obloga (A)

> za vdrtostomo

■ **Različne vrste vrečk* s spojnim obročem in vodilom za lažje nameščanje vrečke in zankami za pritrditve pasu B. Braun.**

> zaprte vrečke za osebe z izločalnimi stomami

> vrečke na izpust z »Roll'Up« izpustom (ki se zvijje) ali zamaškom »High Flow« (za visok pretok) za povezavo z zbiralno vrečko B. Braun za osebe z izločalno stomo

> vrečke na izpust za urostomo »Uro« in konektom za povezavo urostomske vrečke z zbiralno urinsko vrečko B. Braun za osebe z urostomo

Flexima® / Softima® 3S se lahko uporablja skupaj s pripomočki za nego stome B. Braun.

Prevideni namen in indikacije:

Izdelek je namenjen za zbiranje in zadrževanje blata ali urina pri osebah z izločalno stomo ali urostomo. Izdelek ni namenjen za uporabo na koži ali sluznici, na kateri so prisotne patološke spremembe ali spremembe zaradi bolezni ali rana.

Zaprte vrečke so v osnovi namenjene osebam s kolostomo, vrečke z izpustom »Roll'Up« osebam s kolostomo z mehkim ali tekočim blatom in osebam z ileostomo, vrečke z izpustom »High Flow« (za visok pretok) osebam z ileostomo ali jejunostomo (v primeru večjih količin tekočega blata) in vrečke »Uro« za osebe z urostomo.

Klinične koristi in učinkovitost: Pripomočki za stomo so nadomestilo za fekalno ali urinsko inkontinenco.

Populacija pacientov: Odrasle osebe ali otroci, starejši od 4 let, z izločalno stomo ali urostomo.

Kontraindikacije:

Za uporabo Flexima® / Softima® 3S ni uradno znanih nobenih kontraindikacij.

Preostalo tveganje ali stranski učinki:

Pri uporabi Flexima® / Softima® 3S lahko pride do zapletov peristomalne kože.

Navodila za uporabo:

1 Priprava kože

Pred začetkom postopka si umijte roke.

Območje peristomalne kože nežno umijte z mlačno vodo. Pri tem se izogibajte uporabi etra, alkohola ali drugih lokalnih izdelkov, ki bi lahko negativno vplivali na lepljivost kožne podloge. Kožo previdno osušite tako, da jo poplivate z mehкими krpami, ki ne puščajo vlaken.

2 Priprava kožne podloge

Če uporabljate izdelek, ki ga lahko odrežete po meri, sredinsko odprtno hidrokoloidne obloge odrežite na velikost vaše stome (A), pri tem si po možnosti pomagajte z merilom za stome. Ne prekoračite največjega dovoljenega premera izreza in okoli stome vedno pustite 2 do 3 mm prostora, da ne stiskate ali poškodujete sluznice stome.

Opomba: Izrezanih izdelkov se ne sme rezati.

3 Nameščanje kožne podloge

Odstranite zaščitni papir. Kožno podlogo namestite okoli stome tako, da bodo trije varnostni gumbi na vrhu (B). Za izboljšanje prijema kožno podlogo segrejte tako, da nanjo položite roki.

4 Nameščanje vrečke (zaprte in na izpust)

Na vrečkah z izpustoma »Roll'Up« in »High Flow« zaprite iztok:

■ Vrečke »Roll'Up« (ki se zvijje) na izpust: Štrleči del drenažnega rokava štirikrat prepognite s pomočjo vodil in zavitek prepognite nazaj. Da zaprete izpust, se prepričajte, da sta oba samoprilidna trakova poravnana in usmerjena drug proti drugemu, nato pa ju stisnite skupaj po celotni dolžini (O).

■ Vrečke »High Flow« (za visok pretok) na izpust: Zamašek zaprite do konca (V).

Pri vrečkah »Uro« za urostomo na izpust se prepričajte, da je iztok zaprt tako, da ga obrnete v smeri urinega kazalca (C).

Steni vrečke ločite tako, da jo nekoliko nagubate in s tem vanjo spustite nekaj zraka.

Vrečko primite na obeh straneh (C).

Vodilni zavitek, ki se nahaja na dnu spojnega obroča vrečke, vstavite v eno od rež na dnu spojnega obroča kožne podloge, glede na to, v katero smer želite obrniti vrečko (D).

Spojna obroča sklopite tako, da ju stisnete skupaj, začinite na dnu in se pomikajte proti vrhu (E, F) po celotnem obodu (H). Za boljši

Effective

oprijem in preprečevanje pritiska na trebuh lahko s palcema sežete pod obroč kožne podloge. Pri tem morate biti nežni, da ne poškodujete folije, ki spojni obroč fiksira na kožno podlogo (G). Zgornji zavihek spojnega obroča zaprite v ujemajoči varnostni gumb na kožni podlogi (I).

5 Praznjenje vrečk na izpust

Ustrezno se namestite.

■ Vrečke »Roll'Up« (ki se zvijje) na izpust:

Odprite samopritrtilna trakova in rokav odvijte proti školjki. Pazite, saj se s tem že začne praznjenje. Da do konca odprete izpust, s prsti rahlo pritisnite na vodili (M). Ko se praznjenje zaključi, čim bolj iztisnite morebitni preostanek v rokavu z nežnimi pritiski od zgoraj navzdol. Previdno očistite štrleči del, pri tem pa pazite, da ne uporabite krpe, ki pušča vlakna (N).

■ Vrečke »High Flow« (za visok pretok) na izpust:

Snemite zamašek, tako da ga povlečete naravnost dol, (S-T-U) in usmerite v školjko. Po zaključenem praznjenju zamašek očistite.

■ Vrečke »Uroc« (urostoma) na izpust

Iztok usmerite v školjko in jo počasi odpirajte v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler ne dosežete zelenega pretoka (P).

Po koncu praznjenja vrečk na izpust, iztok ponovno zaprite, kot je opisano zgoraj.

6 Uporaba konektov za urostomo

Za priključitev vrečke na zbiralno vrečko B. Braun boste morda potrebovali priložen konekt za urostomo. Konekt za urostomo vpnite tako, da pritisnete na krilci in ga vstavite v iztok vrečke (W). Iztok odprite tako, da ga za pol obrata obrnete v nasprotni smeri urinega kazalca, s tem omogočite pretok urina v zbiralno vrečko B. Braun. Za odstranitev konekta zaprite iztok vrečke, tako da jo za pol obrata obrnete v smeri urinega kazalca. Konekt za spojitev z zbiralno vrečko izvlecete s pritiskom na krilci (W).

7 Uporaba pasu B. Braun

Če želite uporabiti pas B. Braun, izberite povsem nasprotni zanki (X-Y).

8 Uporaba nalepk za zaščito filtra

Pred kopeljo ali prho na odprtine za odvajanje plinov (R) namestite zaščitno nalepko za filter, da ohranite učinkovito delovanje filtra. Pri deljivih prevlekah boste morali dvigniti diskretno prevleko in zaščitno nalepko za filter prilepiti neposredno na folijo vrečke. Po kopeli ali prhi zaščitne nalepke za filter odlepите.

9 Odstranjevanje izdelkov

■ Odstranjevanje vrečke:

Zgornji zavihek vrečke snemite z varnostnega gumba (J) in spojna

obroč ločite tako, da ju nežno vlečete po dolžini navzdol (K-L). Preden namestite novo vrečko, očistite kožno podlogo s krpo, ki ne pušča vlaken.

■ Odstranitev kožne podloge:

Rahlo povlecite vrh kožne podloge in jo odstranite od zgoraj navzdol, pri tem pa z drugo roko ohranjajte rahel pritisk na kožo v okolici stome.

**Razpoložljivost po državah se lahko razlikuje*

Če opazite kakršne koli spremembe na stomi in/ali peristomalni koži, se obrnite na svojega zdravstvenega delavca.

SR Uputstvo za upotrebu

Šta je dvodelni Flexima® / Softima® 3S i za šta se koristi

Flexima® / Softima® 3S je dvodelni sistem za sakupljanje za pacijente sa enterostomom ili urostomom koji se sastoji od:

■ Ravnog diska sa

> prstenom za spajanje, za povezivanje kese sa 3 sigurnosna nastavka u 3 ureza, čime se omogućava različito pozicioniranje kese,

■ hidrokoloidnom lepljivom podlogom (A).

■ Konveksnog diska sa

> prstenom za spajanje, za povezivanje kese sa 3 sigurnosna nastavka u 3 ureza, čime se omogućava različito pozicioniranje kese,

> hidrokoloidnom lepljivom podlogom (A),

> konveksnim prstenom.

■ **Različiti vrsta kesa* koje imaju prsten za spajanje sa sistemom za vođenje radi lakog postavljanja kесе i omći za povezivanje pojasa kompanije B. Braun:**

> zatvorene kese za enterostome,

> drenažnih kesa za enterostome sa ili „Roll'Up“ ispustom (koji se može urolati) ili „High Flow“ zatvaračem (sa visokim protokom) koji omogućava povezivanje sa distalnom kesom kompanije B. Braun,

> drenažnih kesa za urostome sa „Uro“ (urostoma) slavinom i konektorom za urostomu koji omogućava povezivanje sa distalnom kesom kompanije B. Braun.

Flexima® / Softima® 3S se može koristiti zajedno sa dodatnim priborom kompanije B. Braun za negu stoma.

Namena i indikacija:

Proizvod je indikovao za prikupljanje i zadržavanje stolice ili mokraće kod pacijenata sa enterostomom ili urostomom. Proizvod nije predviđen da se koristi na koži ili sluzokoži na kojoj postoji patološka promena, promena do koje je došlo usled bolesti ili rana. Zatvorene kese su prvenstveno namenjene za kolostome; drenažne „Roll'Up“ kесе za pacijente sa kolostomom sa mekom ili tečnom stolicom i ileostome; drenažne „High Flow“ kесе za ileostome i jejunostome (u slučaju obilnih tečnih stolica) a drenažne „Uro“ kесе za urostome.

Kliničke koristi i karakteristike: Medicinska sredstva za stome nadomescuju gubitak fekalne i/ili urinarne kontinencije.

Populacija pacijenata: Pacijenti sa enterostomom ili urostomom koji su odrasli ili deca starosti četiri i više godina

Kontraindikacija:

Effective

Nema zvaničnih kontraindikacija za upotrebu Flexima®/ Softima® 3S.

Rezidualni rizici ili neželjena dejstva:

Prilikom primene Flexima® / Softima® 3S mogu nastati komplikacije na koži oko stome

Uputstvo za upotrebu:

1 Priprema kože

Operite ruke pr nego što započnete proceduru.

Nežno očistite predeo oko stome mlakom vodom. Izbegavajte da koristite etar, alkohol ili bilo koji drugi proizvod za topikalnu primenu koji bi mogao da ometa lepljenje diska. Pažljivo osušite kožu tapkanjem sa mekanom tkaninom koja ne ostavlja vlakna.

2 Priprema diska

Ako koristite proizvod koji treba da se iseče na odgovarajuću veličinu, osedite centralni otvor hidrokoloidne lepljive podloge do veličine vašeg stome (A) po mogućstvu uz pomoć vodiča za stomu. Nemojte ieseći preko maksimalnog mogućeg prečnika i uverite se da uvek ostaje ivica od 2 do 3 mm oko vaše stome kako se ne bi prikleštila ili povredila sluznica stome. Napomena: Nije predviđeno da se seku unapred isećeni proizvodi.

3 Postavljanje diska

Odlepite zaštitni papir. Postavite disk oko vaše stome tako da 3 sigurnosna nastavka budu postavljena iznad stome (B). Da biste poboljšali lepljenje postavite šake preko diska da ga zagrejte.

4 Postavljanje kесе (zatvorene i drenažne)

Za drenažne „Roll'Up“ i „High Flow“ kесе, zatvorite ispušnu kесе:

■ Drenažne „Roll'Up“ kесе: Pomoću vodiča presavijte nastavak rukuva četiri puta te presavijte jezičak unazad. Da biste zatvorili ispušnu, uverite se da su dve samozatvarajuće trake poravnate, okrenute jedna prema drugoj i pritisakajte ih celom dužinom (O).

■ Drenažne „High Flow“ kесе: Zatvorite zatvarač do kraja (V).

Za drenažne „Uro“ kесе, uverite se da je slavina zatvorena tako što ćete je okrenuti u smeru kretanja kazaljki na satu (O).

Odvojite zidove kесе tako što ćete je blago izgužvati kako bi u nju ušao vazduh.

Uхватite kesu za njene strane (C).

Umetnite vodeći jezičak koji se nalazi na donjem delu prstena za spajanje kесе u jedan od ureza na donjem delu prstena za spajanje diska, u zavisnosti od toga kako želite da orijentišete kesu (D).

Počevši od donjeg dela prstenova za spajanje, međusobno ih zaključajte tako što ćete ih zajedno pritisakati, nastavljajući od donjeg dela prema gore (E, F) čitavim obimom (H). Možete da

Effective

stavite palčeve ispod prstena diska kako biste bolje uhvatili i time sprečili da se primenjuje pritisak na trbuh; ovo morate da uradite nežno kako ne biste oštetili film koji povezuje prsten za spajanje sa diskom (G).

Zaključajte gornji jezičak prstena za spajanje kese sa odgovarajućim sigurnosnim nastavkom diska (I).

5 Pražnjenje drenažnih kesa

Zauzmite odgovarajući položaj.

■ Drenažne „Roll'Up“ kese:

Otvorite dve samozatvarajuće trake i odvijte rukav prema WC šolji. Budite pažljivi jer će pražnjenje započeti istog momenta. Da biste potpuno otvorili ispus, lagano pritisnite vodice prstima (M). Kada se pražnjenje završi, izbacite, što je više moguće, sav sadržaj koji se možda još uvek nalazi u rukavu tako što ćete lagano pritisnati od vrha prema dnu. Pažljivo prebršite nastavak tkaninom koja ne ostavlja vlakna (N).

■ Drenažne „High Flow“ kese:

Uklonite zatvarač tako što ćete ga ravno izvuci (S-T-U) i usmerite ka WC šolji. Kada se pražnjenje završi, očistite zatvarač.

■ Drenažne „Uro“ kese

Usmerite slavinu ka WC šolji, lagano okrećite slavinu u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu sve dok ne dobijete željenu brzinu protoka (P).

Nakon pražnjenja drenažnih kesa ponovo zatvorite ispus na način kako je navedeno ranije.

6 Upotreba konektora za urostomu

Povezivanje kese sa distalnom kesom kompanije B. Braun može iziskivati primenu obezbeđenog konektora za urostomu. Da biste prikazali konektor za urostomu, pritisnite dva krilca i umetnite ga u slavinu kese (W). Otvorite slavinu tako što ćete je okrenuti za pola okreta u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu kako biste omogućili da mokraćna teče u distalnu kesu kompanije B. Braun. Da biste ga skinuli, zatvorite slavinu kese tako što ćete je okrenuti za pola okreta u smeru kretanja kazaljki na satu i pritisnajući dva krilca, izvucite konektor za urostomu (W).

7 Upotreba pojasa kompanije B. Braun

Ako želite da koristite pojas kompanije B. Braun, izaberite dve omče koje su dijametralno suprotne (X-Y).

8 Upotreba nalepnica za zaštitu filtera

Pre kupanja ili tuširanja, nalepite nalepnicu za zaštitu filtera preko otvora za evakuaciju gasa (R) da biste održali učinak filtera. Za kese sa razdvojenim prednjim zidom moraćete da podignete zaštitni film i da zalepite nalepnicu za zaštitu filtera direktno na

film kese. Nakon kupanja ili tuširanja, uklonite nalepnicu za zaštitu filtera.

9 Uklanjanje proizvoda

■ Uklanjanje kese:

Uklonite gornji jezičak kese iz sigurnosnog nastavka (J) i odvojite dva prstena za spajanje laganim povlačenjem naniže od jezička (K - L). Pre nego što stavite novu kesu očistite disk tkaninom koja ne ostavlja vlakna.

■ Uklanjanje diska:

Lagano povucite gornji deo diska i uklonite disk od gore prema dole održavajući lagani pritisak na kožu oko stome drugom šakom.

**Dostupnost se može razlikovati u zavisnosti od države*

Ako primetite bilo kakvu promenu na vašoj stomi i/ili koži koji oboje stome obratite se svom lekaru.

Vad Flexima® / Softima® 3S 2-delar är och vad det används för
Flexima® / Softima® 3S är ett 2-dels insamlingsystem för patienter med enterostomi eller urostomi och består av:

■ **En platt basplatta med**

> en kopplingsring för att sätta fast påsen till 3 säkerhetsknoppar och 3 skårer som gör att man kan placera påsen på olika sätt,
> en hydrokolloid vidhäftning (A).

■ **En konvex basplatta med**

> en kopplingsring för att sätta fast påsen till 3 säkerhetsknoppar och 3 skårer som gör att man kan placera påsen på olika sätt,
> en hydrokolloid vidhäftning (A),
> en konvex ring.

■ **Olika typer av påsar* inklusive en kopplingsring med guidningssystem för enkel påsapplicering och öglor för att sätta fast B. Braun-bältet:**

> Slutet för patienter med enterostomi,
> Tömbar för patienter med enterostomi med antingen "Roll'Up"-utlopp (rulla upp) eller ett "High Flow"-lock (högt flöde) som tillåter anslutning till en B. Braun distal påse,
> Tömbar för patienter med urostomi med en "Uro"-kran (urostomi) och urokoppling som tillåter anslutning till en B. Braun distal påse.

Flexima® / Softima® 3S kan användas tillsammans med B. Braun stomivårdstillbehör.

Avsett ändamål och indikation:

Produkten är indikerad för insamling och inestängande av avföring eller urin hos patienter med enterostomi eller urostomi. Produkten är inte avsedd att användas på hud eller slemhinna som har en patologisk förändring eller förändring efter sjukdom eller ett sår.

Slutna påsar är primärt avsedda för patienter med kolostomi, tömbara "Roll'Up"-påsar (rulla upp) för patienter med kolostomi med mjuk eller vätskande avföring och patienter med ileostomi, tömbara "High Flow"-påsar (högt flöde) för patienter med ileostomi eller jejunumstomi (i fall med högt flödande vätskande avföring) och tömbara "Uro"-påsar (urostomi) för patienter med urostomi.

Klinisk nytta och prestanda: Stomianordningar kompenserar för avförings- och/eller urininkontinens.

Patientpopulation: Vuxna eller barn över fyra år med enterostomi eller urostomi

Kontraindikation:

Det finns inga formella kontraindikationer mot användning av Flexima® / Softima® 3S.

Kvarvarande risker eller biverkningar:

Peristomala hudkomplikationer kan förekomma vid användning av Flexima® / Softima® 3S

Bruksanvisning:

1 Förbereda huden

Tvätta händerna innan du startar proceduren.

Tvätta försiktigt det peristomala området med ljummet vatten. Undvik eter, alkohol eller någon annan topisk produkt som kan försvåra basplattans vidhäftning. Badda försiktigt huden torr med mjuka och luddfria dukar.

2 Förbereda basplattan

Om du använder en klippbar produkt, klipp öppningen i mitten av den hydrokolloida vidhäftningen så den passar din stomis storlek (A) möjligtvis med hjälp av stomimallen. Klipp inte över maximalt möjliga diameter och se till att det alltid är en 2-3 mm marginal runt din stomi för att inte strypa eller skada stomins slemhinna. Obs! Förklippta produkter är inte avsedda att klippas.

3 Applicera basplattan

Ta av skyddspappret. Applicera basplattan runt din stomi så att de tre säkerhetsknopparna är längst upp (B). För att förbättra vidhäftningen, placera händerna på basplattan för att värma den.

4 Applicera påsen (sluten och tömbar)

För tömbara "Roll'Up"- och "High Flow"-påsar (rulla upp och högt flöde), stäng utloppets förslutning:

- Tömbara "Roll'Up"-påsar (rulla upp): Vik hylsans ytterkanter fyra gånger med hjälp av guiderna och vik tillbaka fliken. För att tätta utloppet, se till att de två självhäftande remsorna är inriktade mot varandra och tryck längs med hela deras längd (O).
- Tömbara "High Flow"-påsar (högt flöde): Stäng locket hela vägen (V).

För tömbara "Uro"-påsar (urostomi), se till att kranen är stängd genom att vrida den medurs (Q).

Separera påsväggarna genom att skrynkla dem lite för att få in luft i påsen.

Ta tag i påsen i dess sidor (C).

För in guidningsfliken som finns längst ner på påsens kopplingsring i ett av spåren längs ner på basplattans kopplingsring, beroende på

i vilken riktning du vill ha påsen (D).

Börja i kopplingsringarnas botten och sätt ihop dem genom att trycka ihop dem, nerifrån och upp (E, F) över hela omkretsen (H). Du kan placera tummarna under basplattans ring för att få ett bättre grepp och undvika tryck på magen, detta måste göras försiktigt för att inte skada påsen som fäster kopplingsringen på basplattan (G).

Läs den övre fliken på påsens kopplingsring till motsvarande säkerhetsknopp på basplattan (I).

5 Tömbara tömbara påsar

Placera dig själv på lämpligt sätt.

■ Tömbara "Roll'Up"-påsar (rulla upp):

Släpp upp de två självhäftande remsorna och rulla upp hylsan mot toalettskålen. Var försiktig, tömningen startar direkt. För att öppna utloppet helt, tryck lite med fingrarna på guiderna (M). När tömningen är klar, pressa ut all kvarvarande materia som är kvar i hylsan så mycket som möjligt genom att trycka lätt på den uppifrån och ner. Rengör dess yttre kanter ordentligt för att undvika att det kommer på kläderna (N).

■ Tömbara "High Flow"-påsar (högt flöde):

Ta bort locket genom att dra det rakt (S-T-U) och rikta det mot toalettskålen. När tömningen är klar, rengör locket.

■ Tömbara "Uro"-påsar (urostomi)

Rikta kranen mot toalettskålen, vrid sakta kranen moturs tills önskad flödes hastighet är uppnådd (P).

Efter tömning av tömbara påsar, stäng utloppets förslutning igen som visas ovan.

6 Använda uro-kopplingar

För påsens anslutning till en B. Braun distal påse kan det behövas en uro-koppling. För att klämma fast uro-kopplingen, tryck ihop de två vingarna och för in den i påsens kran (W). Öppna kranen med ett halvt varv moturs för att låta urin flöda in i B. Braun distal påse. För att ta bort den, stäng påsens kran genom att vrida den halvt medurs och dra ut uro-kopplingen genom att trycka ihop de två vingarna (W).

7 Använda B. Braun-bälte

Om du vill använda ett B. Braun-bälte, välj två öglor som är diametralt mot varandra (X-Y).

8 Använda självhäftande etiketter för filterskydd

Innan du badar eller duschar, sätt den självhäftande etiketten för filterskydd över de gasuttömmande öppningarna (R) för att bibehålla filtrets prestanda. Vad gäller delat skydd måste

du lyfta komfortfilmen och sätta den självhäftande etiketten för filterskydd direkt på påsens film. Efter badet eller duschen, ta bort de självhäftande etiketterna för filterskydd.

9 Ta bort produkterna

■ Ta bort påsen:

Ta av den övre fliken på påsen från säkerhetsknoppen (J) och separera de två kopplingsringarna genom att försiktigt dra fliken nedåt (K - L).

Innan du applicerar en ny påse, rengör basplattan med en luddfri duk.

■ Ta bort basplattan:

Dra försiktigt i den övre delen av basplattan och ta bort basplattan uppifrån och ner medan du tryck lätt på huden runt stomin med din andra hand.

**Tillgänglighet kan variera från ett land till ett annat*

Om du märker någon förändring i din stomi och/eller på peristomal hud, kontakta hälso- och sjukvårdspersonal.

STOP

Effective

- EN** Do not cut beyond the diameter indicated on the base plate
- DE** Nicht über den letzten Markierungsring auf der Basisplatte schneiden
- ES** No corte más allá del diámetro que se indica en la placa base
- FR** Ne pas découper au-delà du diamètre indiqué sur le support
- IT** Non tagliare oltre il diametro indicato sulla placca
- NL** Knip niet verder dan de aangegeven diameter op de huidplak
- BG** Да не се изрязва извън диаметъра, указан на основната пластина
- CS** Nestříhejte za vyznačený průměr na podložce
- DA** Klip ikke udover den diameter, der er angivet på basispladen
- FI** Älä leikkaa pohjalevyyn merkityn läpimitan ulkopuolelle
- EL** Μην κόβετε πέρα από τη διάμετρο που υποδεικνύεται στη βάση.
- ET** Ärge lõigake ava suuremaks, kui on alusplaadil näidatud läbimõõt
- HU** Ne vágjon az alaplapon jelzett átmérőnél nagyobb nyílást!
- JA** ベースプレートに表示される直径以上のサイズにカットしないでください。
- LV** Negrieziet tālāk par diametru, kas norādīts uz pamatnes plāksnes
- MS** Jangan potong melebihi diameter yang ditunjukkan pada plat asas
- NO** Ikke klipp utenfor diameteren angitt på hudplaten
- PL** Nie tnij poza średnicę wskazaną na płytce stomijnej
- PT** Não corte além do diâmetro indicado na placa
- RO** Nu tăiați dincolo de diametrul indicat pe suportul de bază
- RU** Не делать вырез за пределами диаметра, указанного на базовой пластине.
- SK** Nestrihajte za čiaru, ktorá je vyznačená na podpornom krúžku.
- SL** Pri rezanju ne prekoračite premera izreza, označenega na kožni podlogi
- SR** Nemojte isecati preko prečnika naznačenog na disku
- SV** Klipp inte över den indikerade diametern på basplattan

Effective



Effective

- EN** Cut-to-fit: cutting diameter permitted.
- DE** Zuschneidbar: erlaubter zuschneidbarer Durchmesser.
- ES** Se puede cortar al diámetro deseado.
- FR** À découper : il est possible de découper au diamètre souhaité.
- IT** Ritagliabile: è consentito ritagliare il diametro desiderato.
- NL** Cut-to-fit: knippen is toegestaan tot maximaal aangegeven diameter .
- BG** Изрязване по мярка: Изрязването по диаметъра е позволено.
- CS** K vystřížení: Odstřihnúti na požadovaný průměr je povoleno.
- DA** Cut-to-fit: Tilladt klippediameter.
- FI** Leikattava: sopivaan läpimittaan leikkaus sallittu.
- EL** Περικολή για προσαρμογή μεγέθους: επιτρέπεται η περικολή στην επιθυμητή διάμετρο.
- ET** Lõigatava avaga kott: lubatud lõigata soovitud läbimõõtu.
- HU** Kivágható: a megengedett legnagyobb átmérőig.
- JA** フリーカット製品: カット許容範囲
- LV** Izgrieziet, lai derētu: atļauts izgrieziet vēlamo diametru.
- MS** Potongan Sepadan: diameter pemotong dibenarkan.
- NO** Oppklippbar: Klipp innenfor tillatt diameter.
- PL** Przytnij w celu indywidualnego dopasowania: dozwolone jest cięcie w celu otrzymania oczekiwanej średnicy.
- PT** Cut-to-fit: é permitido cortar até ao diâmetro.
- RO** Tăiere la dimensiuni: diametru de tăiere permis.
- RU** Вырез по размеру: разрешается делать вырез в пределах заданного диаметра.
- SK** Je dovolené vystrihnúť požadovaný priemer.
- SL** Ne prekoračite dovoljenega premera izreza.
- SR** Iseći po meri: dozvoljeno je iseći do željenog prečnika.
- SV** Uppklippbar: Tillåter klippbar diameter.

Effective



EN Warning: Reuse of single-use devices creates a potential risk to the patient. It may lead to contamination and/or impairment of functional capability. Please seek advice from your health care professional before using convex devices.

Ostomy appliances cannot be reprocessed.

DE Warnung: Die Wiederverwendung von Einmalprodukten stellt ein potenzielles Risiko für den Patienten dar. Dies kann zur Kontamination und/oder Beeinträchtigung der Funktionsweise führen. Vor der Verwendung des konvexen Produkts bitte bei Ihrem behandelnden Arzt Rat einholen.

Stoma-Vorrichtungen dürfen nicht aufbereitet werden.

ES Aviso: La reutilización de productos de un solo uso supone un riesgo potencial para el paciente. Puede producir contaminación o deterioro de su funcionamiento. Consulte a su profesional sanitario antes de utilizar productos convexos.

Los equipos de ostomía no se pueden reprocesar.

FR Avertissement : La réutilisation de dispositifs à usage unique présente un risque potentiel pour le patient. Cela peut entraîner une contamination et/ou une altération du bon fonctionnement. Consulter un professionnel de la santé avant d'utiliser des dispositifs convexes.

Les appareillages de stomie ne peuvent pas être traités.

IT Avvertenza: Il riutilizzo di dispositivi monouso costituisce un potenziale rischio per il paziente. Il riutilizzo può provocare la contaminazione e compromettere le caratteristiche funzionali del dispositivo. Si prega di chiedere consiglio al proprio medico prima di utilizzare dispositivi convessi.

I dispositivi di raccolta per stomia non possono essere ricondizionati.

NL Waarschuwing: Hergebruik van hulpmiddelen voor eenmalig gebruik kan mogelijk een risico voor de patiënt veroorzaken. Het kan leiden tot contaminatie en/of aantasting van de functionaliteit van het product. Laat u adviseren door uw zorgverlener voordat uw convex hulpmiddelen gebruikt.

Stoma opvangmateriaal kan niet worden hergebruikt.

BG Предупреждение: Повторното използване на изделия за еднократна употреба създава потенциален риск за пациента. То може да доведе до замърсяване и/или увреждане на функционалните възможности. Моля, потърсете съвет от Вашия медицински специалист, преди да използвате изгъннали устройства.

Прислوبيенията за остомия не могат да се обработват повторно.

CS Výstraha: Při opakovaném použití prostředků určených k jednorázovému použití vzniká potenciální riziko pro pacienta. Může dojít ke kontaminaci a/nebo snížení funkční schopnosti. Před použitím konvexních zařízení se poraďte se svým lékařem.

Stomické výrobky nelze obnovit.

DA Advarsel: Genanvendelse af anordninger til engangsbrug medfører en mulig risiko for patienten. Det kan føre til kontaminering og/eller svækkelse af funktionelle muligheder. Søg råd fra din sundhedsmedarbejder før brug af konvekst udstyr.

Ostomiudstyr må ikke oparbejdes.

FI Varoitus: Kertakäyttöisten laitteiden käyttäminen uudelleen voi vaarantaa potilaan. Seurauksena voi olla kontaminaatio ja/tai toiminnallisuuden heikkeneminen. Kysy neuvoa terveydenhuollon ammattilaiselta ennen kuperien sidosten käyttämistä.

Avannevälineitä ei voi uudelleenkäsitellä.

EL Προειδοποίηση: Η επαναχρησιμοποίηση τεχνολογικών προϊόντων μιας χρήσης δημιουργεί δυνητικό κίνδυνο για τον ασθενή. Ενδέχεται να οδηγήσει σε επιμόλυνση ή/και καταστροφή των λειτουργικών δυνατοτήτων. Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας πριν χρησιμοποιήσετε κυρτές συσκευές.

Ο εξοπλισμός ostomias δεν μπορεί να υποβληθεί σε επανεπεξεργασία.

ET Hoiatus: Ühekordseks kasutamiseks mõeldud seadme korduvkasutus kätebe endas potentsiaalselt ohtu patsiendile. See võib viia saastumiseni ja/või seadme funktsionaalse võimekuse häirimiseni. Palun küsige nõu oma teravõihusspetsialistilt enne kumerate seadmete kasutamist.

Stoomirakendus ei saa taastöödelda.

HU Figyelmeztetés: Az egyszer használatos eszközök ismételt felhasználása a beteg számára kockázattal jár. Az eszköz szennyeződéséhez és/vagy a működőképesség romlásához vezethet. A konvex eszközök használata előtt kérjen segítséget egészségügyi szakembertől.

A zátmaeszközök fertőtlenítése nem lehetséges.

JA 警告 患者やユーザーに危険を及ぼす可能性があるため、ディスプレイタイプの器具は再使用しないでください。そうした器具の再使用により、汚染されたり機能障害を起したりする可能性があります。コンベックス型の器具を使用する場合は、前もって医師の診察を受けてください。

ストーマ器具は再加工できません。

LV **Bridinājums:** Vienreiz lietojamu ierīču atkārtota lietošana pacientam rada potenciālu risku. Šāda rīcība var radīt piesārņojuma draudus un/vai samazināt sistēmas funkcionēšanas spēju. Pirms izmantot izliektas ierīces, lūdziet padomu savam veselības aprūpes speciālistam.

Ostomijas aprīkojuma daļas nevar pārstrādāt.

MS **Amaran:** Penggunaan semula peranti kegunaan tunggal mungkin mewujudkan risiko kepada pesakit. Ia boleh mengakibatkan pencemaran dan/atau menjejaskan keupayaan fungsi alat. Sila dapatkan nasihat daripada ahli kesihatan profesional anda sebelum menggunakan peranti cembung.

Peralatan ostomi tidak boleh diproses semula.

NO **Advarsel:** Gjennbruk av engangsustyr utgjør en potensiell risiko for pasienten. Det kan føre til kontaminering og/eller redusert funksjonalitet. Rådfrø deg med helsepersonell før du bruker konvekse enheter.

Stomiumtstyr kan ikke reprocesseres.

PL **Ostrzeżenie:** Ponowne używanie wyrobów jednorazowego użytku powoduje potencjalne ryzyko dla pacjenta. Może ono prowadzić do zanieczyszczenia i/lub pogorszenia funkcjonalności. Przed użyciem produktów convex skonsultuj się z wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.

Produkty stomijne nie mogą być ponownie wykorzystywane.

PT **Alerta:** A reutilização de dispositivos de utilização única cria um risco potencial para o doente. Pode resultar em contaminação e/ou afetar a capacidade funcional. Por favor procure aconselhamento do seu profissional de saúde antes de utilizar dispositivos convexos.

Os equipamentos de ostomia não podem ser reprocessados.

RO **Avertisment:** Reutilizarea dispozitivelor de unică folosință creează un posibil risc pentru pacient. Aceasta poate duce la contaminarea și/sau afectarea capacității de funcționare. Vă rugăm să vă adresați cadruului medical care vă îngrijește pentru recomandări înainte de a utiliza dispozitive convexe.

Dispozitivele de stomie nu pot fi reprocesate.

RU **Предупреждение:** Повторное использование устройств, предназначенных для одноразового применения, создает потенциальный риск для пациента. Оно может привести к заражению и/или нарушению функциональных возможностей. Обратитесь за консультацией к своему специалисту в области медицины перед применением выпуклых устройств.

Устройства для стомы нельзя подвергать вторичной обработке.

SK **VÝSTRAHA:** Opätovné použitie pomôcok na jedno použitie má za následok potenciálne riziko pre pacienta. Môže viesť ku kontaminácii alebo zhoršeniu funkčnosti. Pred použitím konvexných pomôcok sa poraďte so svojim lekárom.

Pomôcku na osteotómu nemožno pripraviť na opakované použitie.

SL **Opozorilo:** Ponovna uporabo pripomočkov za enkratno uporabo lahko privede do tveganja za pacienta. Povzroči lahko kontaminacijo in/ali okni delovno zmogljivost. Pred uporabo izbočenih pripomočkov se posvetujte z zdravstvenim delavcem.

Pripomočki za stome niso namenjeni za ponovno rabo.

SR **Upozorenje:** Ponovna upotreba sredstava za jednokratnu primenu stvara potencijalan rizik za pacijenta. Ona može dovesti do kontaminacije i/ili narušavanja funkcionalnog kapaciteta. Posavetujte se sa svojim lekarom pre upotrebe konvexnih medicinskih sredstava.

Medicinska sredstva za stome se ne mogu ponovo obrađivati.

SV **Varning:** Återanvändning av engångsprodukter skapar en potentiell risk för patienten. Detta kan leda till kontaminering och/eller försämring av funktionskapaciteten. Kontakta hälso- och sjukvårdpersonal innan du använder konvexa produkter.

Stomianordningar kan inte reprocessas.

Effective

- EN** Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State where the user and/or patient is established.
- DE** Jedes schwerwiegende Vorkommnis im Zusammenhang mit dem Produkt sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates gemeldet werden, in dem der Anwender und/oder Patient ansässig ist.
- ES** Cualquier incidente grave que haya sucedido y que esté relacionado con el dispositivo se debe comunicar al fabricante y a las autoridades competentes del Estado Miembro en el que está establecido el usuario o el paciente.
- FR** Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif doit être signalé au fabricant et aux autorités compétentes de l'État membre où l'utilisateur et/ou le patient réside.
- IT** Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente risiede.
- NL** Alle ernstige incidenten die door inzet van het hulpmiddel zijn opgetreden moeten gemeld worden aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van het land waar de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.
- BG** Всеки сериозен инцидент, възникнал във връзка с устройството, трябва да се докладва на производителя и на компетентната власт на държавата членка, където е установен потребителят и/или пациентът.
- CS** Jakákoli závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti se zařízením, by měla být nahlášena výrobci a příslušnému dozorovému orgánu členského státu, ve kterém je uživatel a/nebo pacient usazen.
- DA** Enhver alvorlig hændelse, der er opstået i forbindelse med anordningen, skal rapporteres til fabrikanten og til det bemyndigede organ i medlemsstaten, hvor brugeren og/eller patienten er hjemmehørende.
- FI** Kaikista tuoteeseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista pitää ilmoittaa valmistajalle ja sen maan valvovalle viranomaiselle, jossa käyttäjä ja/tai potilas asuvat.
- EL** Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό προκύπτει σε σχέση με το προϊόν θα πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου διαμένει ο χρήστης ή/και ο ασθενής.
- ET** Mistahes tõsisest ohuhtumist, mis on ilmenud seoses seadmega, tuleb raporteerida tootjalt ja selle liikmesriigi kompetentset asutust, kus kasutaja ja/või patsient asub.
- HU** Az eszközzel kapcsolatosan előforduló bármilyen súlyos váratlan eseményt jelenteni kell a gyártó, valamint a használó és/vagy a beteg lakóhelye szerinti tagállami illetékes hatóság felé.
- JA** 本品に関連して発生した重大な事故は、製造者および使用者、ならびに在住する国・地域を管轄する薬事当局に報告されるものとなります。
- LV** Par jebkuru nopietnu negadījumu, kas noticis saistībā ar ierīci, jāziņo ražotājam un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā galalietotājs un/vai pacients ir reģistrēts.
- MS** Sebarang kejadian serius yang berlaku berkaitan dengan peranti itu perlu dilaporkan kepada pengilang dan pihak berkuasa Negara Anggota di lokasi pengguna dan/atau pesakit menetap.
- NO** Enhver alvorlig hendelse som har oppstått i forbindelse med utstyret, skal rapporteres til produsenten og den gjeldende myndigheten i landet der brukeren og/eller pasienten er bosatt.
- PL** Wszelkie poważne incydenty, które miały miejsce w związku z produktem, należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi w kraju członkowskim zamieszkanym przez użytkownika lub pacjenta.
- PT** Qualquer incidente grave que tenha ocorrido relacionado com o dispositivo deve ser reportado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro onde o utilizador e/ou o doente está sediado.
- RO** Orice incident grav apărut în legătură cu dispozitivul trebuie raportat producătorului și autorității competente a statului membru de reședință al utilizatorului și/sau pacientului.
- RU** О любых серьезных инцидентах, произошедших в связи с применением устройства, следует сообщать изготовителю и в компетентный орган государства-участника, в котором зарегистрирован пользователь и/или пациент.

Effective

Effective

SK Akúkoľvek závažnú nehodu, ktorá sa vyskytne v súvislosti s pomôckou, treba ohlásiť výrobcovi a príslušným orgánom členského štátu, v ktorom sa používateľ alebo pacient nachádza.

SL O morebitnih resnih zapletih, ki so se pojavili v povezavi s pripomočkom, morate poročati proizvajalcu in pristojnemu organu države članice, kjer prebiva uporabnik in/ali pacient.

SR Svaki ozbiljan incident koji se dogodi u vezi sa medicinskim sredstvom treba da se prijavi proizvođaču i ovlašćenom telu države u kojoj korisnik i/ili pacijent stanuje.

SV Alla allvarliga tillbud som uppstår i relation till produkten ska rapporteras till tillverkaren och till behöriga myndigheter i den medlemsstat där användaren och/eller patienten hör hemma.

Effective